


D₉

Anaesthesia / Anestezjologia





Stainless steel series
Made of 18-8 stainless steel
Longer life than Brass syringes
No chipping of chrome
Guaranteed quality
Sterilizable by any method

SS•2000
Stainless Steel Series

Seria z nierdzewnej stali
Wykonane ze stali nierdzewnej 18-8
Większa wytrzymałość niż Brass syringes (strzykawki z mosiądzu)
Powłoka odporna na uszkodzenia
Gwarancja jakości
Możliwość sterylizacji wszystkimi sposobami

Intraligamental syringes / Strzykawki śródwięzadłowe



Injects 0.05 ml with every click
Supplied with angled and straight tubes
Jednorazowa iniekcja 0,05 ml.
Tulejka z prostym i kątowym gwintem igły

DA.010.180
Falcon-Ject Ultima
1,8 ml.



Injects 0.20 ml with every click
Lever action for high injection pressure
Jednorazowa iniekcja 0,20 ml.
Dźwignia do iniekcji zwiększająca ciśnienie

DA.040.180
Pistol-Ject
1,8 ml.


Dual aspiration system, self and manual aspirating syringes
System podwójnej aspiracji, strzykawki z autoaspiracją i aspiracją ręczną

During injection, aspiration can be achieved either manually by retracting the plunger backward or simply releasing pressure on plunger will produce self aspiration.

Podczas iniekcji aspiracja może zachodzić automatycznie poprzez zwolnienie nacisku kciuka na tłoczek, lub ręcznie poprzez odciążenie tłoczka.




DA.517.180
Type A / Typ-A
1,8 ml.



DA.557.180
Type C / Typ-C
1,8 ml.

Intraligamental syringes / Strzykawki śródwięzadłowe

Injects 0.06 ml with every click
Jednorazowa iniekcja 0,06 ml.



DA.094.180
Swedish Type / Typ Szwedzki
1,8 ml.




DA.020.180
Falcon-Ject angled / z gwintem kątowym
1,8ml.




DA.021.180
Falcon-Ject straight / z gwintem prostym
1,8ml.


Manual aspirating syringes / Strzykawki z aspiracją ręczną



DA.801.180
Euro
Breech loading / Typ Łamana
1,8ml.




DA.806.180
Euro
Breech loading / Typ Łamana
1,8ml.



DA.635.180
T-Handle / Typ z uchwytem T
1,8 ml.



DA.595.180
Euro / Typ Euro
1,8 ml.



DA.705.180
3- Ring / Typ 3-Koła
1,8ml.





Made of Brass
Chrome plated
All Brass series syringes have stainless steel plungers
Guaranteed quality
Sterilizable by any method

Brass
SERIES

Strzykawki wykonane z mosiądzu
Kryte warstwą chromową
Wszystkie strzykawki Brass series posiadają tłoczki ze stali nierdzewnej
Gwarancja jakości
Możliwość sterylizacji wszystkimi sposobami

Intraligamental syringes / Strzykawki śródwieżadłowe

Injects 0.06 ml with every click
Jednorazowa iniekcja 0,06 ml.



DA.095.180
Swedish Type / Typ Szwedzki
1,8ml.



DA.060.180
Pistol-Ject
1,8ml.

Injects 0.20 ml with every click
Lever action for high injection pressure

Jednorazowa iniekcja 0,20 ml.
Dźwignia do iniekcji zwiększająca ciśnienie




Plastic protection tube / Plastikowa tuba ochronna



DA.035.000
Autoclavable / Możliwość sterylizacji w autoklawie



DA.822.180
Euro
Breech loading / Typ Lamana
1,8ml.



DA.819.180
Euro
Breech loading / Typ Lamana
1,8ml.



Disposable dental needles Jednorazowe igły stomatologiczne

Sterile, thread in compliance with European standard
Sterylne, gwint w zgodności z europejskim standardem
do strzykawek typu karpula



DA.1000.12	0,3 x 12 mm
DA.1000.16	0,3 x 16 mm
DA.1000.21	0,3 x 21 mm
DA.1000.25	0,3 x 25 mm
DA.1001.25	0,4 x 25 mm
DA.1001.36	0,4 x 36 mm

Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.

Manual aspirating syringes / Strzykawki z aspiracją ręczną



DA.520.180
Type A / Typ-A
1,8ml.



DA.560.180
Type C / Typ-C
1,8ml.




DA.620.180
Euro / Typ Euro
1,8ml.




DA.721.180
3-Ring / Typ 3-Koła
1,8ml.




DA.735.180
2-Ring / Typ 2-Koła
1,8ml.



DA.820.180
Euro
Breech loading / Typ Lamana
1,8ml.



DA.821.180
Euro
Breech loading / Typ Lamana
1,8ml.



DA.835.180
Euro
Breech loading / Typ Lamana
1,8ml.

P-Ject Manual aspirating syringe Strzykawka z aspiracją ręczną

Special aspiration tip / Specjalna końcówka do aspiracji




DA.561.180
1,8 ml

Self aspirating syringes / Strzykawki z autoaspiracją

Self aspiration: How it works

During use, the thumb pressure on the plunger or thumb disc stretches the diaphragm over a small metal projection inside of the syringe nozzle, increasing pressure inside of the cartridge. As the thumb pressure is released, pressure inside the cartridge lessens and aspiration occurs automatically. (Instruction for use are supplied with the product)



Autoaspiracja - sposób działania

Nacisk kciuka na tłoczek powoduje naprężenie membrany nad drobnym metalowym elementem wewnątrz tulejki strzykawki, zwiększając ciśnienie w pojemniku wkładu. Zwalniając tłoczek, ciśnienie wewnątrz wkładu zmniejsza się i aspiracja zachodzi automatycznie. (Instrukcja dołączona jest do produktu).

Disc system syringes

Dual self aspiration system:

Disc system syringe has dual aspiration feature to achieve self aspiration.

Aspiration before injection:

Insert syringe in tissue and press thumb disc to achieve aspiration.

Aspiration during injection:

Automatic aspiration occurs whenever pressure on the plunger is released.

Strzykawki disc system

System podwójnej autoaspiracji:

Strzykawka z metalowym krążkiem pozwala na podwójną aspirację.

Aspiracja przed iniekcją:

Wprowadzić igłę w tkankę i nacisnąć tłoczek w celu uzyskania aspiracji.

Aspiracja w trakcie iniekcji:

Aspiracja zachodzi automatycznie, kiedy ustaje nacisk na tłoczek.

SS•2000
Stainless Steel Series



DA.115.180
Disc system
1,8ml.

Brass
SERIES



DA.145.180
Disc system
1,8ml.

Projection system syringes

Aspiration during injection:

Automatic aspiration occurs whenever pressure on the plunger is released.

Strzykawki projection system

Aspiracja w trakcie iniekcji:

Aspiracja zachodzi automatycznie, kiedy ustaje nacisk na tłoczek.



SS•2000
Stainless Steel Series



DA.315.180
Projection system
1,8ml.


Ultima

Needle re-capper / Bezpiecznik do igieł

SS•2000
Stainless Steel Series

Falcon Needle Re-Cappers are the ideal way to prevent needle stick injuries when recapping needles. Place the upturned needle cap into Falcon Re-Capper and re-sheathing becomes a simple one hand procedure.

Tulejki do nakładania skuwek na igły do iniekcji są idealnym rozwiązaniem zapobiegającym przypadkowym skażeniom podczas nakładania skuwki na igłę. Po włożeniu skuwki w stojącą tulejkę, zamykanie igły staje się łatwą i bezpieczną czynnością, którą można wykonać jedną ręką



Needle re-cappers / Bezpieczniki do igieł

SS•2000
Stainless Steel Series

Brass
SERIES



DA.980.000



DA.985.000



DA.990.000

