

# D<sub>1</sub>

## Dental Materials / Materiały stomatologiczne





**Gutta percha and paper points / Ćwieki gutaperkowe i papierowe**

Made in Korea



Gutta percha points / Ćwieki gutaperkowe  
Comply with ISO 6877 Standard / Zgodne z ISO 6877  
Paper points / Ćwieki papierowe  
Comply with ISO 7551 Standard / Zgodne z ISO 7551

Color code according to ISO Standard / Kodowanie kolorem ISO					
○	●	●	●	●	●
15	20	25	30	35	40
45	50	55	60	70	80
90	100	110	120	130	140

**Gutta percha points ISO sizes .02 taper  
Ćwieki gutaperkowe zgodne z rozmiarami ISO o odchodzeniu .02**



ISO Ø	Code / Kod
10	DR.1502.10
15	DR.1502.15
20	DR.1502.20
25	DR.1502.25
30	DR.1502.30
35	DR.1502.35
40	DR.1502.40
45	DR.1502.45
50	DR.1502.50
55	DR.1502.55
60	DR.1502.60
70	DR.1502.70
80	DR.1502.80
90	DR.1502.90
100	DR.1503.00
110	DR.1503.10
120	DR.1503.20
130	DR.1503.30
140	DR.1503.40

Assorted Asortyment	Code Kod
15 - 40	DR.1501.00
45 - 80	DR.1501.01
90 -140	DR.1501.02

Pack of 120 pieces / Opak. zawiera 120 szt.

**Paper points ISO sizes .02 taper  
Ćwieki papierowe zgodne z rozmiarami ISO o odchodzeniu .02**



ISO Ø	Code / Kod
10	DR.1552.10
15	DR.1552.15
20	DR.1552.20
25	DR.1552.25
30	DR.1552.30
35	DR.1552.35
40	DR.1552.40
45	DR.1552.45
50	DR.1552.50
55	DR.1552.55
60	DR.1552.60
70	DR.1552.70
80	DR.1552.80

Assorted Asortyment	Code Kod
15 - 40	DR.1551.00
45 - 80	DR.1551.01

Pack of 200 pieces / Opak. zawiera 200 szt.

**Gutta percha points ISO sizes assorted with organizer  
Ćwieki gutaperkowe, asortyment z organizерem**



DR.1500.00  
ISO Ø 15 - 80  
Assorted / Asortyment  
Pack of 240 pieces  
Opak. zawiera 240 szt.

**Paper points ISO sizes assorted with organizer  
Ćwieki papierowe, asortyment z organizерem**



DR.1550.00  
ISO Ø 15 - 80  
Assorted / Asortyment  
Pack of 400 pieces  
Opak. zawiera 400 szt.

**Gutta percha points .04 taper  
Ćwieki gutaperkowe o odchodzeniu .04**



Pack of 60 pieces  
Opak. zawiera 60 szt.

ISO Ø	Code / Kod
15	DR.1510.15
20	DR.1510.20
25	DR.1510.25
30	DR.1510.30
35	DR.1510.35
40	DR.1510.40
45	DR.1510.45

Assorted Asortyment	Code Kod
15 - 40	DR.1510.00

**Paper points .04 taper  
Ćwieki papierowe o odchodzeniu .04**



Pack of 100 pieces  
Opak. zawiera 100 szt.

ISO Ø	Code / Kod
15	DR.1560.15
20	DR.1560.20
25	DR.1560.25
30	DR.1560.30
35	DR.1560.35
40	DR.1560.40
45	DR.1560.45

Assorted Asortyment	Code Kod
15 - 40	DR.1560.00

**Gutta percha points .06 taper  
Ćwieki gutaperkowe o odchodzeniu .06**



Pack of 60 pieces  
Opak. zawiera 60 szt.

ISO Ø	Code / Kod
15	DR.1515.15
20	DR.1515.20
25	DR.1515.25
30	DR.1515.30
35	DR.1515.35
40	DR.1515.40
45	DR.1515.45

Assorted Asortyment	Code Kod
15 - 40	DR.1515.00

**Paper points .06 taper  
Ćwieki papierowe o odchodzeniu .06**



Pack of 100 pieces  
Opak. zawiera 100 szt.

ISO Ø	Code / Kod
15	DR.1565.15
20	DR.1565.20
25	DR.1565.25
30	DR.1565.30
35	DR.1565.35
40	DR.1565.40
45	DR.1565.45

Assorted Asortyment	Code Kod
15 - 40	DR.1565.00



Amalgam alloy / Amalgamat

PerfectAlloy No. 1

PP010/0082  
1 Capsule  
1 Kapsułka

PerfectAlloy No. 2

PP010/0083  
1 Capsule  
1 Kapsułka



Ag 40%, Sn 31%, Cu 29%

PerfectAlloy No. 3

PP010/0084  
1 Capsule  
1 Kapsułka

Alginate / Alginaty



DI.1000.01 Kromopan 450g



DI.1000.04 Orthoprint 500g



DI.1000.02 Tropicalgin 453g



DI.1000.03 Hydrogum 5 453g

Gingival retraction cords / Nici retrakcyjne

Polyester-polyamide, impregnated with aluminium chloride  
Poliestrowo-poliamidowe, nasączone chlorkiem glinu

254cm Length / Długość



Code / Kod	Size / Rozmiar
DI.1200.00	000
DI.1200.01	00
DI.1200.02	0
DI.1200.03	1
DI.1200.04	2

Etching gel / Wytrawiacze

36 % phosphoric acid etching gel  
Wytrawiacz kwaso-fosforowy 36%



DR.2000.01 2ml  
DR.2000.02 10ml



Articulating papers / Kalki artykulacyjne

Horseshoe, Red-Blue  
Podkowiasta, niebiesko- czerwona



PP002/0004  
71 microns  
o grubości 71 mikronów  
6 x 12 sheet / 6 x 12 kartek

Red-Blue  
Niebiesko-czerwona  
PP002/0005  
63 microns  
o grubości 63 mikronów  
12 x 12 sheets / 12 x 12 kartek



Blue / Niebieska  
PP002/0006  
71 microns  
o grubości 71 mikronów  
12 x 12 sheets / 12 x 12 kartek



Blue / Niebieska  
PP002/0007  
79 microns  
o grubości 79 mikronów  
12 x 12 sheets / 12 x 12 kartek





**Mouthwash tablets**  
Tabletki do płukania jamy ustnej



Pack of 1000 pieces / Opak. 1000 szt.

- PP010/0043 Thymol / tymol
- PP010/0044 Mint / miętowe
- PP010/0045 Orange / pomarańczowe

A mildly antiseptic mouth gargle and mouth rinse for use after and during dental treatment

Środek antyseptyczny do płukania jamy ustnej stosowany w trakcie i po leczeniu.

**Rubber cups and brushes**  
Gumki i szczoteczki

Pack of 50 pieces  
Opak. 50 szt.



DH.5009.01

DH.5015.01

DH.5015.02

**Komposite Unidose gun dispenser**  
Podajnik do materiałów w kapsułkach



FP-NOVOINC-150

**Prophylaxis pastes fluoride free / Pasty polerskie bez fluoru**



**Prophy paste cup**  
Pojemnik do pasty polerskiej



DZ.990.010

250 g

- PP010/0051 Medium Mint / Standardowa miętowa
- PP010/0052 Coarse Orange / Ostra pomarańczowa

**Prophylaxis pastes / Pasty polerskie**



250 g

- PP010/0001 Medium Mint / Standardowa miętowa
- PP010/0002 Medium Orange / Standardowa pomarańczowa
- PP010/0046 Coarse Mint / Ostra miętowa
- PP010/0047 Coarse Orange / Ostra pomarańczowa

**Disposable prophy cups and brushes**  
Jednorazowe gumki i szczoteczki

Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.



DH.5010.01  
Regular / Standardowe



DH.5010.02  
Soft / Miękkie



DH.5010.03  
Standard brush  
Szczoteczka standardowa



DH.5010.04  
Pointed brush  
Szczoteczka stożkowa