

D14

Orthodontics / Ortodoncja



FREE

Self-ligating bracket system / Zamki samoligaturujące

Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha
		Slot .022"
5 x 5	on 3 / na 3	DO.0018.01



Nickel Free
Bezniklowe



FREE

Self-ligating bracket system / Zamki samoligaturujące

Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha
		Slot .022"
5 x 5	on 3 / na 3	DO.0019.01



Nickel Free
Bezniklowe



DISGUISE


Lingual bracket system / Zamki lingwalne

Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Edgewise	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	-	DO.1808.00	DO.1818.00



Nickel Free
Bezniklowe



MINI GEM

Two-piece Casted Bracket system, 80 gauge foil mesh bonding base
Zamki z dwóch kawałków metalu, posiadają podstawę z siateczką, która zapewnia maksymalną siłę wiązania

Single patient kits, 28 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 28 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth	MBT
		Slot .022"	Slot .022"
7 x 7	on 3 / na 3	DO.0319.01	DO.0369.01



2nd molar
na drugi trzonowiec

1st molar
na pierwszy trzonowiec



1 x Upper left / Góra lewa
1 x Upper right / Góra prawa
1 x Lower left / Dół lewa
1 x Lower right / Dół prawa

1 x Upper left / Góra lewa
1 x Upper right / Góra prawa
1 x Lower left / Dół lewa
1 x Lower right / Dół prawa

AQUA

Transparent aesthetic bracket system
Zamki kosmetyczne transparentne



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	DO.1408.01	DO.1418.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.1408.03	DO.1418.03

CERAMIKA-III

Ceramic bracket system with nickel free metal slot
Zamki ceramiczne z metalowym slotem bez niklu



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	DO.1308.01	DO.1318.01

CERAMIKA-I

Ceramic bracket system / Zamki ceramiczne



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	DO.1008.01	DO.1018.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.1008.03	DO.1018.03

CERAMIKA-II

Ceramic bracket system / Zamki ceramiczne



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	DO.1108.01	DO.1118.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.1108.03	DO.1118.03

MARK I

Nickel free one piece MIM bracket system
Zamki bezniklowe z jednego kawałka metalu
Wykonane metodą wtryskową MIM



Nickel Free
Bezniklowe



Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	DO.0108.01	DO.0118.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.0108.03	DO.0118.03

MARK II

Nickel free two piece bracket system, laser welded
Zamki bezniklowe z dwóch kawałków metalu
Zgrzewane laserowo



Nickel Free
Bezniklowe




Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3	DO.0208.01	DO.0218.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.0208.03	DO.0218.03

MINI GEM

Two-piece Casted Bracket system, 80 gauge foil mesh bonding base
 Zamki z dwóch kawałków metalu, posiadają podstawę z siateczką,
 która zapewnia maksymalną siłę wiązania



Roth System / System Rotha

Each / Sztuka

Maxillary Szczeka	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	.018"	.022"
UR 1	+12°	+5°	3.0	0.6	DO.0300.10	DO.0310.10
UL 1					DO.0301.10	DO.0310.20
UR 2	+8°	+9°	2.6	1.1	DO.0300.20	DO.0311.10
UL 2					DO.0301.20	DO.0311.20
UR 3	-2°	+13°	2.8	0.6	DO.0300.30	DO.0310.30
UL 3					DO.0301.30	DO.0311.30
UR 3 (hook / haczyk)	-2°	+13°	2.8	0.6	DO.0300.31	DO.0310.31
UL 3 (hook / haczyk)					DO.0301.31	DO.0311.31
UR 4/5	-7°	0°	2.6	0.6	DO.0300.40	DO.0310.40
UL 4/5					DO.0301.40	DO.0311.40
UR 4/5 (hook / haczyk)	-7°	0°	2.6	0.6	DO.0300.41	DO.0310.41
UL 4/5 (hook / haczyk)					DO.0301.41	DO.0311.41

Falcon's version of Roth is not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of Dr. Roth.

Mandibular Zuchwa	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	.018"	.022"
Universal 1/2	-1°	0°	2.4	1.0	DO.0303.10	DO.0313.10
LR 3	-11°	+7°	2.8	0.6	DO.0303.30	DO.0313.30
LL 3					DO.0304.30	DO.0314.30
LR 3 (hook / haczyk)	-11°	+7°	2.8	0.6	DO.0303.31	DO.0313.31
LL 3 (hook / haczyk)					DO.0304.31	DO.0314.31
LR 4	-17°	0°	2.6	0.6	DO.0303.40	DO.0313.40
LL 4					DO.0304.40	DO.0314.40
LR 4 (hook / haczyk)	-17°	0°	2.6	0.6	DO.0303.41	DO.0313.41
LL 4 (hook / haczyk)					DO.0304.41	DO.0314.41
LR 5	-22°	0°	2.6	0.6	DO.0303.50	DO.0313.50
LL 5					DO.0304.50	DO.0314.50
LR 5 (hook / haczyk)	-22°	0°	2.6	0.6	DO.0303.51	DO.0313.51
LL 5 (hook / haczyk)					DO.0304.51	DO.0314.51

Edgewise System / System Edgewise

Each / Sztuka

Maxillary Szczeka	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	.018"	.022"
Universal 1	0°	0°	3.0	0.65	DO.0330.10	DO.0340.10
Universal 2	0°	0°	2.6	0.65	DO.0330.20	DO.0340.20
Universal 3	0°	0°	2.6	0.65	DO.0330.30	DO.0340.30
UR 3 (hook / haczyk)	0°	0°	2.6	0.65	DO.0330.31	DO.0340.31
UL 3 (hook / haczyk)					DO.0331.31	DO.0341.31
Universal 4/5	0°	0°	2.6	0.65	DO.0330.40	DO.0340.40
UR 4/5 (hook / haczyk)	0°	0°	2.6	0.65	DO.0330.41	DO.0340.41
UL 4/5 (hook / haczyk)					DO.0331.41	DO.0341.41

Mandibular Zuchwa	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	.018"	.022"
Universal 1/2	-1°	0°	2.4	1.0	DO.0333.10	DO.0343.10
Universal 3	-11°	+7°	2.8	0.6	DO.0333.30	DO.0343.30
LR 3 (hook / haczyk)	-11°	+7°	2.8	0.6	DO.0333.31	DO.0343.31
LL 3 (hook / haczyk)					DO.0334.31	DO.0344.31
Universal 4/5	-17°	0°	2.6	0.6	DO.0333.40	DO.0343.40
LR 4/5 (hook / haczyk)	17°	0°	2.6	0.6	DO.0333.41	DO.0343.41
LL 4/5 (hook / haczyk)					DO.0334.41	DO.0344.41

Mclaughlin, Benett and Trevisi System

Each / Sztuka

Maxillary Szczeka	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	.018"	.022"
UR 1	+17°	+4°	3.4	0.6	DO.0350.10	DO.0360.10
UL 1					DO.0351.10	DO.0361.10
UR 2	+17°	+4°	2.8	1.0	DO.0350.20	DO.0360.20
UL 2					DO.0351.20	DO.0361.20
UR 3	+10°	+8°	3.0	0.5	DO.0350.30	DO.0360.30
UL 3					DO.0351.30	DO.0361.30
UR 3 (hook / haczyk)	+10°	+8°	3.0	0.5	DO.0350.31	DO.0360.31
UL 3 (hook / haczyk)					DO.0351.31	DO.0361.31
UR 4/5	-7°	0°	2.8	0.6	DO.0350.40	DO.0360.40
UL 4/5					DO.0351.40	DO.0361.40
UR 4/5 (hook / haczyk)	-7°	0°	2.8	0.6	DO.0350.41	DO.0360.41
UL 4/5 (hook / haczyk)					DO.0351.41	DO.0361.41

Falcon's version of Mclaughlin, Benett and Trevisi System is not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of the doctors.

Mandibular Zuchwa	Torque Tork	Angle Angulacja	Width (mm) Szerokość	In / Out mm	.018"	.022"
Universal 1/2	-6°	0°	2.4	1.0	DO.0353.10	DO.0363.10
LR 3	-6°	+3°	3.0	0.5	DO.0353.30	DO.0363.30
LL 3					DO.0354.30	DO.0364.30
LR 3 (hook / haczyk)	-6°	+3°	3.0	0.5	DO.0353.31	DO.0363.31
LL 3 (hook / haczyk)					DO.0354.31	DO.0364.31
LR 4	-11°	0°	2.8	0.5	DO.0353.40	DO.0363.40
LL 4					DO.0354.40	DO.0364.40
LR 4 (hook / haczyk)	-11°	0°	2.8	0.5	DO.0353.41	DO.0363.41
LL 4 (hook / haczyk)					DO.0354.41	DO.0364.41
LR 5	-16°	0°	2.8	0.5	DO.0353.50	DO.0363.50
LL 5					DO.0354.50	DO.0364.50
LR 5 (hook / haczyk)	-16°	0°	2.8	0.5	DO.0353.51	DO.0363.51
LL 5 (hook / haczyk)					DO.0354.51	DO.0364.51

Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.



Type	Hook Haczyk	Roth		Edgewise		MBT	
		Slot .018"	Slot .022"	Slot .018"	Slot .022"	Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	x	DO.0308.00	DO.0318.00	DO.0338.00	DO.0348.00	DO.0358.00	DO.0368.00
5 x 5	3	DO.0308.01	DO.0318.01	DO.0338.01	DO.0348.01	DO.0358.01	DO.0368.01
5 x 5	3,4,5	DO.0308.03	DO.0318.03	DO.0338.03	DO.0348.03	DO.0358.03	DO.0368.03

RAV COMPOSITE BRACKET SYSTEM

Composite bracket system Zamki kompozytowe

- Made of high quality composite
- Smooth slot design for improved sliding mechanism
- Resistant to slot-wear and fracturing
- Resistant to staining or discoloration
- Bonds and debonds like metal brackets
- Also available in Standard Edgewise system, please ask for details









- Zamki wykonane z wysokiej jakości kompozytu
- Redukcja tarcia dzięki gładkiemu wykończeniu slotu
- Zamki o wyjątkowej wytrzymałości, odporne na uszkodzenia, pęknięcia oraz zużycie się slotu
- Odporne na przebarwienia oraz zmianę koloru
- Przyklejają się i odklejają jak zamki metalowe
- Dostępne również w wersji Standard Edgewise



each / sztuka










Roth System / System Rotha

Maxillary / Szczęka		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
 Right / Black Prawa / Czarny	1 FDI 11	+12°	+5°	3.6	DO.0800.10	DO.0810.10
 Left / Black Lewa / Czarny						
 Right / Red Prawa / Czerwony	2 FDI 12	+8°	+9°	3.2	DO.0800.20	DO.0810.20
 Left / Red Lewa / Czerwony						
 Right / Green Prawa / Zielony	3 FDI 13	0°	+11°	3.5	DO.0800.31	DO.0810.31
 Left / Green Lewa / Zielony						
 Right / Orange Prawa / Pomarańczowy	5, 4 FDI 14, 15	-7°	0°	3.2	DO.0800.41	DO.0810.41
 Left / Orange Lewa / Pomarańczowy						




The above version of Roth is not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of Dr. Roth.

Mandibular / Żuchwa		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
 Universal / Yellow Uniwersalna / Żółty	FDI 31, 32, 41, 42 2, 1 1, 2	0°	0°	3.0	DO.0803.10	DO.0813.10
 Right / Purple Prawa / Fiolet	FDI 43 3					
 Left / Purple Lewa / Fiolet	FDI 33 3	-11°	+5°	3.5	DO.0804.31	DO.0814.31
 Right / Brown Prawa / Brązowy	FDI 44 4					
 Left / Brown Lewa / Brązowy	FDI 34 4	-17°	0°	3.2	DO.0803.41	DO.0813.41
 Right / Navy blue Prawa / Granatowy	FDI 45 5					
 Left / Navy blue Lewa / Granatowy	FDI 35 5	-22°	0°	3.2	DO.0803.51	DO.0813.51

Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.


Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	3, 4, 5	DO.0808.03	DO.0818.03



Stackable brackets organizer Kaseta na zamki



DO.1995.00





One piece MIM, twin design bracket system
Zamki Twin MIM z jednego kawałka metalu



Metal injection molded (MIM)

One piece, metal injection molded from high grade stainless steel alloy.

Highly resistant to corrosion

Mesh bonding pad

Provides maximum retention

Ultra low profile

For added patient comfort

Torque-in-base

Metal Injection Molded (MIM)

Zamki z jednego kawałka najwyższego

jakościowo metalu wykonane metodą wtryskową

MIM. Niezwykle odporne na korozję.

Podstawa pokryta siateczką

Zapewniona maksymalna retencja

Bardzo niski profil

Dla polepszenia komfortu pacjenta

Tork w podstawie

each / sztuka



Roth System / System Rotha

Turbo II brackets are also available in following perscriptions on special orders / Zamki Turbo II są dostępne w następujących systemach na specjalne zamówienie
Roth 'V' Slot, Ricketts/Hilgers, standard Edgewise and MBT

Maxillary / Szczerka		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
	Right / Yellow Prawa / Żółty	+12°	+5°	3.5	DO.0500.10	DO.0510.10
	Left / Red Lewa / Czerwony	+12°	+5°	3.5	DO.0501.10	DO.0511.10
Centrals Siekacze centralne						
	Right / Yellow Prawa / Żółty	+8°	+9°	3.0	DO.0500.20	DO.0510.20
	Left / Red Lewa / Czerwony	+8°	+9°	3.0	DO.0501.20	DO.0511.20
Laterals Siekacze boczne						
	Right / Yellow Prawa / Żółty	+0°	+11°	3.5	DO.0500.31	DO.0510.31
	Left / Red Lewa / Czerwony	+0°	+11°	3.5	DO.0501.31	DO.0511.31
Cuspids with hooks Kły z haczykiem						
	Right / Yellow Prawa / Żółty	+0°	+11°	3.5	DO.0500.30	DO.0510.30
	Left / Red Lewa / Czerwony	+0°	+11°	3.5	DO.0501.30	DO.0511.30
Cuspids Kły						
	Right / Yellow Prawa / Żółty	-7°	0°	3.0	DO.0500.41	DO.0510.41
	Left / Red Lewa / Czerwony	-7°	0°	3.0	DO.0501.41	DO.0511.41
Bicuspids with hooks Przedtrzonowce z haczykiem						
	Right / Yellow Prawa / Żółty	-7°	0°	3.0	DO.0500.40	DO.0510.40
	Left / Red Lewa / Czerwony	-7°	0°	3.0	DO.0501.40	DO.0511.40
Bicuspids Przedtrzonowce						

The above version of Roth is not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of Dr. Roth.

Mandibular / Żuchwa		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
	Universal Uniwersalna	0°	0°	2.5	DO.0503.10	DO.0513.10
Anteriors Siekacze						
	Right / Black Prawa / Czarny	-11°	+5°	3.0	DO.0503.31	DO.0513.31
	Left / Blue Lewa / Niebieski	-11°	+5°	3.0	DO.0504.31	DO.0514.31
Cuspids with hooks Kły z haczykiem						
	Right / Black Prawa / Czarny	-11°	+5°	3.0	DO.0503.30	DO.0513.30
	Left / Blue Lewa / Niebieski	-11°	+5°	3.0	DO.0504.30	DO.0514.30
Cuspids Kły						
	Right / Black Prawa / Czarny	-17°	0°	3.0	DO.0503.41	DO.0513.41
	Left / Blue Lewa / Niebieski	-17°	0°	3.0	DO.0504.41	DO.0514.41
1st Bicuspids with hooks Przedtrzonowce z haczykiem 1						
	Right / Black Prawa / Czarny	-17°	0°	3.0	DO.0503.40	DO.0513.40
	Left / Blue Lewa / Niebieski	-17°	0°	3.0	DO.0504.40	DO.0514.40
1st Bicuspids Przedtrzonowce 1						
	Right / Black Prawa / Czarny	-22°	0°	3.0	DO.0503.51	DO.0513.51
	Left / Blue Lewa / Niebieski	-22°	0°	3.0	DO.0504.51	DO.0514.51
2nd Bicuspids with hooks Przedtrzonowce z haczykiem 2						
	Right / Black Prawa / Czarny	-22°	0°	3.0	DO.0503.50	DO.0513.50
	Left / Blue Lewa / Niebieski	-22°	0°	3.0	DO.0504.50	DO.0514.50
2nd Bicuspids Przedtrzonowce 2						

Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	x	DO.0508.00	DO.0518.00
5 x 5	3	DO.0508.01	DO.0518.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.0508.03	DO.0518.03



Brackets organizer
Organizer na zamki



DO.1992.00
for 20 sets of brackets
mięci 20 zestawów

Ceramika

CERAMIC BRACKET SYSTEM

Ceramic bracket system Zamki ceramiczne











each / sztuka

- Made of 99.9% pure Polycrystalline Alumina
- Smooth slot design for improved sliding mechanism
- Resistant to slot-wear and fracturing
- Resistant to staining or discoloration
- Bonds and debonds like metal brackets










- Najwyższej jakości materiał 99,9% glinki polikrystalicznej
- Redukcja tarcia dzięki gładkiemu wykończeniu slotu
- Zamki o wyjątkowej wytrzymałości, odporne na uszkodzenia, pęknięcia oraz zużycie się slotu
- Odporne na przebarwienia oraz zmianę koloru
- Przyklejają się i odklejają jak zamki metalowe



Roth System / System Rotha

Maxillary / Szczęka		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
 Right / Orange Prawa / Pomarańczowy	1 FDI 11	+12°	+5°	3.9	DO.1200.10	DO.1210.10
 Left / Orange Lewa / Pomarańczowy	1 FDI 21	+12°	+5°	3.9	DO.1201.10	DO.1211.10
 Right / Green Prawa / Zielony	2 FDI 12	+8°	+9°	3.4	DO.1200.20	DO.1210.20
 Left / Green Lewa / Zielony	2 FDI 22	+8°	+9°	3.4	DO.1201.20	DO.1211.20
 Right / Red Prawa / Czerwony	3 FDI 13	+0°	+11°	3.4	DO.1200.31	DO.1210.31
 Left / Red Lewa / Czerwony	3 FDI 23	+0°	+11°	3.4	DO.1201.31	DO.1211.31
 Right / Red Prawa / Czerwony	3 FDI 13	+0°	+11°	3.4	DO.1200.30	DO.1210.30
 Left / Red Lewa / Czerwony	3 FDI 23	+0°	+11°	3.4	DO.1201.30	DO.1211.30
 Universal / Blue Uniwersalna / Niebieski	5, 4 4, 5 FDI 14, 15, 24, 25	-7°	0°	3.3	DO.1200.41	DO.1210.41
 Universal / Blue Uniwersalna / Niebieski	5, 4 4, 5 FDI 14, 15, 24, 25	-7°	0°	3.3	DO.1200.40	DO.1210.40

The above version of Roth is not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of Dr. Roth.

Mandibular / Żuchwa		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
 Universal Uniwersalna	FDI 31,32,41,42 2,1 1,2	0°	0°	2.8	DO.1203.10	DO.1213.10
 Right / Yellow Prawa / Żółty	FDI 43 3	-11°	+5°	3.4	DO.1203.31	DO.1213.31
 Left / Yellow Lewa / Żółty	FDI 33 3	-11°	+5°	3.4	DO.1204.31	DO.1214.31
 Right / Yellow Prawa / Żółty	FDI 43 3	-11°	+5°	3.4	DO.1203.30	DO.1213.30
 Left / Yellow Lewa / Żółty	FDI 33 3	-11°	+5°	3.4	DO.1204.30	DO.1214.30
 Universal / Brown Uniwersalna / Brązowy	FDI 34,44 4 4	-17°	0°	3.4	DO.1203.41	DO.1213.41
 Universal / Brown Uniwersalna / Brązowy	FDI 34,44 4 4	-17°	0°	3.4	DO.1203.40	DO.1213.40
 Universal / Black Uniwersalna / Czarny	FDI 35,45 5 5	-22°	0°	3.4	DO.1203.51	DO.1213.51
 Universal / Black Uniwersalna / Czarny	FDI 35,45 5 5	-22°	0°	3.4	DO.1203.50	DO.1213.50

Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	X	DO.1208.00	DO.1218.00
5 x 5	3	DO.1208.01	DO.1218.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.1208.03	DO.1218.03



Komposito


COMPOSITE BRACKET SYSTEM

Composite bracket system / Zamki kompozytowe











each / sztuka

- Made of medical grade Polyurethane
- Smooth slot design for improved sliding mechanism
- Resistant to slot-wear and fracturing
- Resistant to staining or discoloration
- Bonds and debonds like metal brackets










- Niezwykłą wytrzymałość zawdzięczają poliuretanowi
- Redukcja tarcia dzięki gładkiemu wykończeniu slotu
- Zamki o wyjątkowej wytrzymałości, odporne na uszkodzenia, pęknięcia oraz zużycie się slotu
- Odporne na przebarwienia oraz zmianę koloru
- Przyklejają się i odklejają jak zamki metalowe



Roth System / System Rotha

Maxillary / Szczęka		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
 Right / Orange Prawa / Pomarańczowy	1 FDI 11	+12°	+5°	3.9	DO.0900.10	DO.0910.10
 Left / Orange Lewa / Pomarańczowy	1 FDI 21	+12°	+5°	3.9	DO.0901.10	DO.0911.10
Centrals Siekacze centralne						
 Right / Green Prawa / Zielony	2 FDI 12	+8°	+9°	3.4	DO.0900.20	DO.0910.20
 Left / Green Lewa / Zielony	2 FDI 22	+8°	+9°	3.4	DO.0901.20	DO.0911.20
Laterals Siekacze boczne						
 Right / Red Prawa / Czerwony	3 FDI 13	+0°	+11°	3.4	DO.0900.31	DO.0910.31
 Left / Red Lewa / Czerwony	3 FDI 23	+0°	+11°	3.4	DO.0901.31	DO.0911.31
Cuspids with hooks Kły z haczykiem						
 Right / Red Prawa / Czerwony	3 FDI 13	+0°	+11°	3.4	DO.0900.30	DO.0910.30
 Left / Red Lewa / Czerwony	3 FDI 23	+0°	+11°	3.4	DO.0901.30	DO.0911.30
Cuspids Kły						
 Universal / Blue Uniwersalna / Niebieski	5, 4 4, 5 FDI 14, 15, 24, 25	-7°	0°	3.3	DO.0900.41	DO.0910.41
 Universal / Blue Uniwersalna / Niebieski	5, 4 4, 5 FDI 14, 15, 24, 25	-7°	0°	3.3	DO.0900.40	DO.0910.40
Bicuspid with hooks Przedtrzonowce z haczykiem						
Bicuspid Przedtrzonowce						

The above version of Roth is not implied to be an exact version of any other system, nor do we claim any endorsement of Dr. Roth.

Mandibular / Żuchwa		Torque Tork	Angle Angulacja	Width(mm) Szerokość	Slot .018"	Slot .022"
 Universal Uniwersalna	FDI 31,32,41,42 2,1 1,2	0°	0°	2.8	DO.0903.10	DO.0913.10
Anteriors Siekacze						
 Right / Yellow Prawa / Żółty	FDI 43 3	-11°	+5°	3.4	DO.0903.31	DO.0913.31
 Left / Yellow Lewa / Żółty	FDI 33 3	-11°	+5°	3.4	DO.0904.31	DO.0914.31
Cuspids with hooks Kły z haczykiem						
 Right / Yellow Prawa / Żółty	FDI 43 3	-11°	+5°	3.4	DO.0903.30	DO.0913.30
 Left / Yellow Lewa / Żółty	FDI 33 3	-11°	+5°	3.4	DO.0904.30	DO.0914.30
Cuspids Kły						
 Universal / Brown Uniwersalna / Brązowy	FDI 34,44 4 4	-17°	0°	3.4	DO.0903.41	DO.0913.41
 Universal / Brown Uniwersalna / Brązowy	FDI 34,44 4 4	-17°	0°	3.4	DO.0903.40	DO.0913.40
1st Bicuspid with hooks Przedtrzonowce z haczykiem 1						
 Universal / Black Uniwersalna / Czarny	FDI 35,45 5 5	-22°	0°	3.4	DO.0903.51	DO.0913.51
 Universal / Black Uniwersalna / Czarny	FDI 35,45 5 5	-22°	0°	3.4	DO.0903.50	DO.0913.50
2nd Bicuspid with hooks Przedtrzonowce z haczykiem 2						
2nd Bicuspid Przedtrzonowce 2						

Single patient kits, 20 pieces / Zestawy dla 1 pacjenta, 20 sztuk.

Type / Typ	Hook / Haczyk	Roth / Rotha	
		Slot .018"	Slot .022"
5 x 5	x	DO.0908.00	DO.0918.00
5 x 5	3	DO.0908.01	DO.0918.01
5 x 5	3, 4, 5	DO.0908.03	DO.0918.03



Sure-Fit

1st Molar bands plain / Pierścienie gładkie na pierwsze trzonowce

each / sztuka

Anatomically shaped / Anatomiczny kształt pierścienia
Fast, placement and accurate fit
Umożliwia szybkie umiejscowienie i dokładne jego dopasowanie

Rounded edges / Zawinięte brzegi
No sharp edges for patient comfort
Gładko wykończone krawędzie zapewniają maksymalny komfort pacjenta



Micro-Etched interior surface / Mikrowytrawiona wewnętrzna powierzchnia
For increased bond strength
Zapewnia maksymalne utrzymanie

Ideally hardened stainless steel, for easy contouring
Doskonale zahartowany materiał, z którego wykonane są pierścienie ułatwia dopasowanie obwodu pierścienia do zęba

Permanent laser marking / Trwałe laserowe oznakowanie
For easy identification
Zapewnia łatwą identyfikację

Band Size / Rozmiar	Upper Left / Góra lewa	Upper Right / Góra prawa	Lower Left / Dół lewy	Lower Right / Dół prawy
30	x	x	DO.2020.04	DO.2030.04
30.5	x	x	DO.2020.05	DO.2030.05
31	DO.2000.06	DO.2010.06	DO.2020.06	DO.2030.06
31.5	DO.2000.07	DO.2010.07	DO.2020.07	DO.2030.07
32	DO.2000.08	DO.2010.08	DO.2020.08	DO.2030.08
32.5	DO.2000.09	DO.2010.09	DO.2020.09	DO.2030.09
33	DO.2000.10	DO.2010.10	DO.2020.10	DO.2030.10
33.5	DO.2000.11	DO.2010.11	DO.2020.11	DO.2030.11
34	DO.2000.12	DO.2010.12	DO.2020.12	DO.2030.12
34.5	DO.2000.13	DO.2010.13	DO.2020.13	DO.2030.13
35	DO.2000.14	DO.2010.14	DO.2020.14	DO.2030.14
35.5	DO.2000.15	DO.2010.15	DO.2020.15	DO.2030.15
36	DO.2000.16	DO.2010.16	DO.2020.16	DO.2030.16
36.5	DO.2000.17	DO.2010.17	DO.2020.17	DO.2030.17
37	DO.2000.18	DO.2010.18	DO.2020.18	DO.2030.18
37.5	DO.2000.19	DO.2010.19	DO.2020.19	DO.2030.19
38	DO.2000.20	DO.2010.20	DO.2020.20	DO.2030.20
38.5	DO.2000.21	DO.2010.21	DO.2020.21	DO.2030.21
39	DO.2000.22	DO.2010.22	DO.2020.22	DO.2030.22
39.5	DO.2000.23	DO.2010.23	DO.2020.23	DO.2030.23
40	DO.2000.24	DO.2010.24	DO.2020.24	DO.2030.24
40.5	DO.2000.25	DO.2010.25	DO.2020.25	DO.2030.25
41	DO.2000.26	DO.2010.26	DO.2020.26	DO.2030.26
41.5	DO.2000.27	DO.2010.27	DO.2020.27	DO.2030.27
42	DO.2000.28	DO.2010.28	DO.2020.28	DO.2030.28
42.5	DO.2000.29	DO.2010.29	DO.2020.29	DO.2030.29
43	DO.2000.30	DO.2010.30	DO.2020.30	DO.2030.30
43.5	DO.2000.31	DO.2010.31	DO.2020.31	DO.2030.31
44	DO.2000.32	DO.2010.32	x	x
44.5	DO.2000.33	DO.2010.33	x	x

1st Molar bands kits

Custom made kits are available on special order
Buy 400 bands custom kit and get bands organizer Free

Zestawy pierścieni na pierwsze trzonowce

Zestawy również na indywidualne zamówienie
Przy zakupie 400 pierścieni otrzymasz organizer gratis.



Free
Gratis

Stackable bands organizer Organizer do pierścieni



DO.2000.00
Set of 4 cassettes
Zestaw zawiera 4 kasety

Sure-Fit


1st Molar pre-welded bands

Pierścienie na pierwsze trzonowce z akcesoriami i wejściem na łuk podniebienny

Pre-welded bands offer convenience and time saving
Pierścienie uzbrojone są łatwiejsze w użyciu i oszczędzają czas

Available in variety of pre-welded options to fit any need
Dostępna duża różnorodność pierścieni, aby zaspokoić potrzeby pacjentów.

Maxillary / Szczeka



each / sztuka



Option 1.1 / Wersja 1.1



Option 2.1 / Wersja 2.1



Option 3.1 / Wersja 3.1



Left / Lewa	Right / Prawa		
LU31	DO.2061.06	RU31	DO.2071.06
LU31.5	DO.2061.07	RU31.5	DO.2071.07
LU32	DO.2061.08	RU32	DO.2071.08
LU32.5	DO.2061.09	RU32.5	DO.2071.09
LU33	DO.2061.10	RU33	DO.2071.10
LU33.5	DO.2061.11	RU33.5	DO.2071.11
LU34	DO.2061.12	RU34	DO.2071.12
LU34.5	DO.2061.13	RU34.5	DO.2071.13
LU35	DO.2061.14	RU35	DO.2071.14
LU35.5	DO.2061.15	RU35.5	DO.2071.15
LU36	DO.2061.16	RU36	DO.2071.16
LU36.5	DO.2061.17	RU36.5	DO.2071.17
LU37	DO.2061.18	RU37	DO.2071.18
LU37.5	DO.2061.19	RU37.5	DO.2071.19
LU38	DO.2061.20	RU38	DO.2071.20
LU38.5	DO.2061.21	RU38.5	DO.2071.21
LU39	DO.2061.22	RU39	DO.2071.22
LU39.5	DO.2061.23	RU39.5	DO.2071.23
LU40	DO.2061.24	RU40	DO.2071.24
LU40.5	DO.2061.25	RU40.5	DO.2071.25
LU41	DO.2061.26	RU41	DO.2071.26
LU41.5	DO.2061.27	RU41.5	DO.2071.27
LU42	DO.2061.28	RU42	DO.2071.28
LU42.5	DO.2061.29	RU42.5	DO.2071.29
LU43	DO.2061.30	RU43	DO.2071.30
LU43.5	DO.2061.31	RU43.5	DO.2071.31
LU44	DO.2061.32	RU44	DO.2071.32
LU44.5	DO.2061.33	RU44.5	DO.2071.33

Left / Lewa	Right / Prawa		
LU31	DO.2062.06	RU31	DO.2072.06
LU31.5	DO.2062.07	RU31.5	DO.2072.07
LU32	DO.2062.08	RU32	DO.2072.08
LU32.5	DO.2062.09	RU32.5	DO.2072.09
LU33	DO.2062.10	RU33	DO.2072.10
LU33.5	DO.2062.11	RU33.5	DO.2072.11
LU34	DO.2062.12	RU34	DO.2072.12
LU34.5	DO.2062.13	RU34.5	DO.2072.13
LU35	DO.2062.14	RU35	DO.2072.14
LU35.5	DO.2062.15	RU35.5	DO.2072.15
LU36	DO.2062.16	RU36	DO.2072.16
LU36.5	DO.2062.17	RU36.5	DO.2072.17
LU37	DO.2062.18	RU37	DO.2072.18
LU37.5	DO.2062.19	RU37.5	DO.2072.19
LU38	DO.2062.20	RU38	DO.2072.20
LU38.5	DO.2062.21	RU38.5	DO.2072.21
LU39	DO.2062.22	RU39	DO.2072.22
LU39.5	DO.2062.23	RU39.5	DO.2072.23
LU40	DO.2062.24	RU40	DO.2072.24
LU40.5	DO.2062.25	RU40.5	DO.2072.25
LU41	DO.2062.26	RU41	DO.2072.26
LU41.5	DO.2062.27	RU41.5	DO.2072.27
LU42	DO.2062.28	RU42	DO.2072.28
LU42.5	DO.2062.29	RU42.5	DO.2072.29
LU43	DO.2062.30	RU43	DO.2072.30
LU43.5	DO.2062.31	RU43.5	DO.2072.31
LU44	DO.2062.32	RU44	DO.2072.32
LU44.5	DO.2062.33	RU44.5	DO.2072.33

Left / Lewa	Right / Prawa		
LU31	DO.2063.06	RU31	DO.2073.06
LU31.5	DO.2063.07	RU31.5	DO.2073.07
LU32	DO.2063.08	RU32	DO.2073.08
LU32.5	DO.2063.09	RU32.5	DO.2073.09
LU33	DO.2063.10	RU33	DO.2073.10
LU33.5	DO.2063.11	RU33.5	DO.2073.11
LU34	DO.2063.12	RU34	DO.2073.12
LU34.5	DO.2063.13	RU34.5	DO.2073.13
LU35	DO.2063.14	RU35	DO.2073.14
LU35.5	DO.2063.15	RU35.5	DO.2073.15
LU36	DO.2063.16	RU36	DO.2073.16
LU36.5	DO.2063.17	RU36.5	DO.2073.17
LU37	DO.2063.18	RU37	DO.2073.18
LU37.5	DO.2063.19	RU37.5	DO.2073.19
LU38	DO.2063.20	RU38	DO.2073.20
LU38.5	DO.2063.21	RU38.5	DO.2073.21
LU39	DO.2063.22	RU39	DO.2073.22
LU39.5	DO.2063.23	RU39.5	DO.2073.23
LU40	DO.2063.24	RU40	DO.2073.24
LU40.5	DO.2063.25	RU40.5	DO.2073.25
LU41	DO.2063.26	RU41	DO.2073.26
LU41.5	DO.2063.27	RU41.5	DO.2073.27
LU42	DO.2063.28	RU42	DO.2073.28
LU42.5	DO.2063.29	RU42.5	DO.2073.29
LU43	DO.2063.30	RU43	DO.2073.30
LU43.5	DO.2063.31	RU43.5	DO.2073.31
LU44	DO.2063.32	RU44	DO.2073.32
LU44.5	DO.2063.33	RU44.5	DO.2073.33

1st Molar pre-welded bands kits

Custom made kits are available on special order
Buy 100 bands custom kit and get bands organizer Free

Zestawy pierścieni na pierwsze trzonowce z akcesoriami

Zestawy dostępne również na indywidualne zamówienie
Przy zakupie 100 pierścieni otrzymasz organizer gratis.



Sure-Fit

1st Molar pre-welded bands


Pierścienie na pierwsze trzonowce z akcesoriami

Pre-welded bands offer convenience and time saving
Pierścienie uzbrojone są łatwiejsze w użyciu i oszczędzają czas

Available in variety of pre-welded options to fit any need
Dostępna duża różnorodność pierścieni, aby zaspokoić potrzeby pacjentów.

Maxillary / Szczeka

each / sztuka



Option 1 / Wersja 1



Option 2 / Wersja 2



Option 3 / Wersja 3



Left / Lewa		Right / Prawa	
LU31	DO.2001.06	RU31	DO.2011.06
LU31.5	DO.2001.07	RU31.5	DO.2011.07
LU32	DO.2001.08	RU32	DO.2011.08
LU32.5	DO.2001.09	RU32.5	DO.2011.09
LU33	DO.2001.10	RU33	DO.2011.10
LU33.5	DO.2001.11	RU33.5	DO.2011.11
LU34	DO.2001.12	RU34	DO.2011.12
LU34.5	DO.2001.13	RU34.5	DO.2011.13
LU35	DO.2001.14	RU35	DO.2011.14
LU35.5	DO.2001.15	RU35.5	DO.2011.15
LU36	DO.2001.16	RU36	DO.2011.16
LU36.5	DO.2001.17	RU36.5	DO.2011.17
LU37	DO.2001.18	RU37	DO.2011.18
LU37.5	DO.2001.19	RU37.5	DO.2011.19
LU38	DO.2001.20	RU38	DO.2011.20
LU38.5	DO.2001.21	RU38.5	DO.2011.21
LU39	DO.2001.22	RU39	DO.2011.22
LU39.5	DO.2001.23	RU39.5	DO.2011.23
LU40	DO.2001.24	RU40	DO.2011.24
LU40.5	DO.2001.25	RU40.5	DO.2011.25
LU41	DO.2001.26	RU41	DO.2011.26
LU41.5	DO.2001.27	RU41.5	DO.2011.27
LU42	DO.2001.28	RU42	DO.2011.28
LU42.5	DO.2001.29	RU42.5	DO.2011.29
LU43	DO.2001.30	RU43	DO.2011.30
LU43.5	DO.2001.31	RU43.5	DO.2011.31
LU44	DO.2001.32	RU44	DO.2011.32
LU44.5	DO.2001.33	RU44.5	DO.2011.33

Left / Lewa		Right / Prawa	
LU31	DO.2002.06	RU31	DO.2012.06
LU31.5	DO.2002.07	RU31.5	DO.2012.07
LU32	DO.2002.08	RU32	DO.2012.08
LU32.5	DO.2002.09	RU32.5	DO.2012.09
LU33	DO.2002.10	RU33	DO.2012.10
LU33.5	DO.2002.11	RU33.5	DO.2012.11
LU34	DO.2002.12	RU34	DO.2012.12
LU34.5	DO.2002.13	RU34.5	DO.2012.13
LU35	DO.2002.14	RU35	DO.2012.14
LU35.5	DO.2002.15	RU35.5	DO.2012.15
LU36	DO.2002.16	RU36	DO.2012.16
LU36.5	DO.2002.17	RU36.5	DO.2012.17
LU37	DO.2002.18	RU37	DO.2012.18
LU37.5	DO.2002.19	RU37.5	DO.2012.19
LU38	DO.2002.20	RU38	DO.2012.20
LU38.5	DO.2002.21	RU38.5	DO.2012.21
LU39	DO.2002.22	RU39	DO.2012.22
LU39.5	DO.2002.23	RU39.5	DO.2012.23
LU40	DO.2002.24	RU40	DO.2012.24
LU40.5	DO.2002.25	RU40.5	DO.2012.25
LU41	DO.2002.26	RU41	DO.2012.26
LU41.5	DO.2002.27	RU41.5	DO.2012.27
LU42	DO.2002.28	RU42	DO.2012.28
LU42.5	DO.2002.29	RU42.5	DO.2012.29
LU43	DO.2002.30	RU43	DO.2012.30
LU43.5	DO.2002.31	RU43.5	DO.2012.31
LU44	DO.2002.32	RU44	DO.2012.32
LU44.5	DO.2002.33	RU44.5	DO.2012.33

Left / Lewa		Right / Prawa	
LU31	DO.2003.06	RU31	DO.2013.06
LU31.5	DO.2003.07	RU31.5	DO.2013.07
LU32	DO.2003.08	RU32	DO.2013.08
LU32.5	DO.2003.09	RU32.5	DO.2013.09
LU33	DO.2003.10	RU33	DO.2013.10
LU33.5	DO.2003.11	RU33.5	DO.2013.11
LU34	DO.2003.12	RU34	DO.2013.12
LU34.5	DO.2003.13	RU34.5	DO.2013.13
LU35	DO.2003.14	RU35	DO.2013.14
LU35.5	DO.2003.15	RU35.5	DO.2013.15
LU36	DO.2003.16	RU36	DO.2013.16
LU36.5	DO.2003.17	RU36.5	DO.2013.17
LU37	DO.2003.18	RU37	DO.2013.18
LU37.5	DO.2003.19	RU37.5	DO.2013.19
LU38	DO.2003.20	RU38	DO.2013.20
LU38.5	DO.2003.21	RU38.5	DO.2013.21
LU39	DO.2003.22	RU39	DO.2013.22
LU39.5	DO.2003.23	RU39.5	DO.2013.23
LU40	DO.2003.24	RU40	DO.2013.24
LU40.5	DO.2003.25	RU40.5	DO.2013.25
LU41	DO.2003.26	RU41	DO.2013.26
LU41.5	DO.2003.27	RU41.5	DO.2013.27
LU42	DO.2003.28	RU42	DO.2013.28
LU42.5	DO.2003.29	RU42.5	DO.2013.29
LU43	DO.2003.30	RU43	DO.2013.30
LU43.5	DO.2003.31	RU43.5	DO.2013.31
LU44	DO.2003.32	RU44	DO.2013.32
LU44.5	DO.2003.33	RU44.5	DO.2013.33

1st Molar pre-welded bands kits

Custom made kits are available on special order
Buy 100 bands custom kit and get bands organizer Free

Zestawy pierścieni na pierwsze trzonowce z akcesoriami

Zestawy dostępne również na indywidualne zamówienie
Przy zakupie 100 pierścieni otrzymasz organizer gratis.



Sure-Fit

1st Molar pre-welded bands

Pierścienie na pierwsze trzonowce z akcesoriami

Pre-welded bands offer convenience and time saving
Pierścienie uzbrojone są łatwiejsze w użyciu i oszczędzają czas

Available in variety of pre-welded options to fit any need
Dostępna duża różnorodność pierścieni, aby zaspokoić potrzeby pacjentów.

Mandibular / Żuchwa

each / sztuka



Option 1 / Wersja 1



Band / Pierścień



Non-convertible single buccal tube .022"



Lingual Cleat Kit

Option 2 / Wersja 2



Band / Pierścień



Convertible single buccal tube .022"



Lingual Cleat Kit

Option 3 / Wersja 3



Band / Pierścień



Convertible double buccal tube .022"



Lingual Cleat Kit

LL30	DO.2021.04	LL30	DO.2031.04
LL30.5	DO.2021.05	RL30.5	DO.2031.05
LL31	DO.2021.06	RL31	DO.2031.06
LL31.5	DO.2021.07	RL31.5	DO.2031.07
LL32	DO.2021.08	RL32	DO.2031.08
LL32.5	DO.2021.09	RL32.5	DO.2031.09
LL33	DO.2021.10	RL33	DO.2031.10
LL33.5	DO.2021.11	RL33.5	DO.2031.11
LL34	DO.2021.12	RL34	DO.2031.12
LL34.5	DO.2021.13	RL34.5	DO.2031.13
LL35	DO.2021.14	RL35	DO.2031.14
LL35.5	DO.2021.15	RL35.5	DO.2031.15
LL36	DO.2021.16	RL36	DO.2031.16
LL36.5	DO.2021.17	RL36.5	DO.2031.17
LL37	DO.2021.18	RL37	DO.2031.18
LL37.5	DO.2021.19	RL37.5	DO.2031.19
LL38	DO.2021.20	RL38	DO.2031.20
LL38.5	DO.2021.21	RL38.5	DO.2031.21
LL39	DO.2021.22	RL39	DO.2031.22
LL39.5	DO.2021.23	RL39.5	DO.2031.23
LL40	DO.2021.24	RL40	DO.2031.24
LL40.5	DO.2021.25	RL40.5	DO.2031.25
LL41	DO.2021.26	RL41	DO.2031.26
LL41.5	DO.2021.27	RL41.5	DO.2031.27
LL42	DO.2021.28	RL42	DO.2031.28
LL42.5	DO.2021.29	RL42.5	DO.2031.29
LL43	DO.2021.30	RL43	DO.2031.30
LL43.5	DO.2021.31	RL43.5	DO.2031.31

Left / Lewa		Right / Prawa	
LL30	DO.2022.04	LL30	DO.2032.04
LL30.5	DO.2022.05	RL30.5	DO.2032.05
LL31	DO.2022.06	RL31	DO.2032.06
LL31.5	DO.2022.07	RL31.5	DO.2032.07
LL32	DO.2022.08	RL32	DO.2032.08
LL32.5	DO.2022.09	RL32.5	DO.2032.09
LL33	DO.2022.10	RL33	DO.2032.10
LL33.5	DO.2022.11	RL33.5	DO.2032.11
LL34	DO.2022.12	RL34	DO.2032.12
LL34.5	DO.2022.13	RL34.5	DO.2032.13
LL35	DO.2022.14	RL35	DO.2032.14
LL35.5	DO.2022.15	RL35.5	DO.2032.15
LL36	DO.2022.16	RL36	DO.2032.16
LL36.5	DO.2022.17	RL36.5	DO.2032.17
LL37	DO.2022.18	RL37	DO.2032.18
LL37.5	DO.2022.19	RL37.5	DO.2032.19
LL38	DO.2022.20	RL38	DO.2032.20
LL38.5	DO.2022.21	RL38.5	DO.2032.21
LL39	DO.2022.22	RL39	DO.2032.22
LL39.5	DO.2022.23	RL39.5	DO.2032.23
LL40	DO.2022.24	RL40	DO.2032.24
LL40.5	DO.2022.25	RL40.5	DO.2032.25
LL41	DO.2022.26	RL41	DO.2032.26
LL41.5	DO.2022.27	RL41.5	DO.2032.27
LL42	DO.2022.28	RL42	DO.2032.28
LL42.5	DO.2022.29	RL42.5	DO.2032.29
LL43	DO.2022.30	RL43	DO.2032.30
LL43.5	DO.2022.31	RL43.5	DO.2032.31

Left / Lewa		Right / Prawa	
LL30	DO.2023.04	LL30	DO.2033.04
LL30.5	DO.2023.05	RL30.5	DO.2033.05
LL31	DO.2023.06	RL31	DO.2033.06
LL31.5	DO.2023.07	RL31.5	DO.2033.07
LL32	DO.2023.08	RL32	DO.2033.08
LL32.5	DO.2023.09	RL32.5	DO.2033.09
LL33	DO.2023.10	RL33	DO.2033.10
LL33.5	DO.2023.11	RL33.5	DO.2033.11
LL34	DO.2023.12	RL34	DO.2033.12
LL34.5	DO.2023.13	RL34.5	DO.2033.13
LL35	DO.2023.14	RL35	DO.2033.14
LL35.5	DO.2023.15	RL35.5	DO.2033.15
LL36	DO.2023.16	RL36	DO.2033.16
LL36.5	DO.2023.17	RL36.5	DO.2033.17
LL37	DO.2023.18	RL37	DO.2033.18
LL37.5	DO.2023.19	RL37.5	DO.2033.19
LL38	DO.2023.20	RL38	DO.2033.20
LL38.5	DO.2023.21	RL38.5	DO.2033.21
LL39	DO.2023.22	RL39	DO.2033.22
LL39.5	DO.2023.23	RL39.5	DO.2033.23
LL40	DO.2023.24	RL40	DO.2033.24
LL40.5	DO.2023.25	RL40.5	DO.2033.25
LL41	DO.2023.26	RL41	DO.2033.26
LL41.5	DO.2023.27	RL41.5	DO.2033.27
LL42	DO.2023.28	RL42	DO.2033.28
LL42.5	DO.2023.29	RL42.5	DO.2033.29
LL43	DO.2023.30	RL43	DO.2033.30
LL43.5	DO.2023.31	RL43.5	DO.2033.31

1st Molar pre-welded bands kits

Custom made kits are available on special order
Buy 100 bands custom kit and get bands organizer Free

Zestawy pierścieni na pierwsze trzonowce z akcesoriami

Zestawy dostępne również na indywidualne zamówienie
Przy zakupie 100 pierścieni otrzymasz organizer gratis.











**Free
Gratis**

Deluxe buccal tubes / Rurki policzkowe deluxe

Made in USA

Convertible buccal tubes Rurki policzkowe zamienne

Maxillary					Weldable / Do zgrzewania		Bondable / Do przyklejania	
Szczeka	Torque	Offset	Headgear	Slot	Left / Lewa	Right / Prawa	Left / Lewa	Right / Prawa
	Tork	Offset dziąsłowy	Tuba do wyciągu zew.	Slot			Single convertible / Pojedyncza zamienna	
	-10°	8°		.018"	DO.2300.10	DO.2300.11	DO.2350.10	DO.2350.11
	-10°	8°		.022"	DO.2300.20	DO.2300.21	DO.2350.20	DO.2350.21
Double convertible / Podwójna zamienna								
	-10°	8°	.018 x .025"	.018"	DO.2303.10	DO.2303.11	DO.2353.10	DO.2353.11
	-10°	8°	.018 x .025"	.022"	DO.2303.20	DO.2303.21	DO.2353.20	DO.2353.21
Double convertible, occlusal headgear tube / Podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony płaszczyny zgryzowej								
	-10°	8°	.045"	.018"	DO.2305.10	DO.2305.11	DO.2355.10	DO.2355.11
	-10°	8°	.045"	.022"	DO.2305.20	DO.2305.21	DO.2355.20	DO.2355.21
Double convertible, gingival headgear tube / Podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony dziąsła								
	-10°	8°	.045"	.018"	DO.2307.10	DO.2307.11	DO.2357.10	DO.2357.11
	-10°	8°	.045"	.022"	DO.2307.20	DO.2307.21	DO.2357.20	DO.2357.21
Triple convertible, occlusal headgear tube / Potrójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony płaszczyny zgryzowej								
	-10°	8°	.045"	.018"	DO.2310.10	DO.2310.11	DO.2360.10	DO.2360.11
	-10°	8°	.045"	.022"	DO.2310.20	DO.2310.21	DO.2360.20	DO.2360.21
Mandibular					Weldable / Do zgrzewania		Bondable / Do przyklejania	
Żuchwa	Torque	Offset	Headgear	Slot	Left / Lewa	Right / Prawa	Left / Lewa	Right / Prawa
	Tork	Offset dziąsłowy	Tuba do wyciągu zew.	Slot			Single convertible / Pojedyncza zamienna	
	-25°	5°		.018"	DO.2320.10	DO.2320.11	DO.2370.10	DO.2370.11
	-25°	5°		.022"	DO.2320.20	DO.2320.21	DO.2370.20	DO.2370.21
Double convertible / Podwójna zamienna								
	-25°	5°	.018 x .025"	.018"	DO.2323.10	DO.2323.11	DO.2373.10	DO.2373.11
	-25°	5°	.018 x .025"	.022"	DO.2323.20	DO.2323.21	DO.2373.20	DO.2373.21
Double convertible, occlusal headgear tube / Podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony płaszczyny zgryzowej								
	-25°	5°	.045"	.018"	DO.2325.10	DO.2325.11	DO.2375.10	DO.2375.11
	-25°	5°	.045"	.022"	DO.2325.20	DO.2325.21	DO.2375.20	DO.2375.21

Non-convertible buccal tubes Rurki policzkowe niezamienne

Maxillary					Weldable / Do zgrzewania		Bondable / Do przyklejania	
Szczeka	Torque	Offset	Headgear	Slot	Left / Lewa	Right / Prawa	Left / Lewa	Right / Prawa
	Tork	Offset dziąsłowy	Tuba do wyciągu zew.	Slot			Single non-convertible / Pojedyncza niezamienna	
	0°	0°		.018"	DO.2330.10	DO.2330.11	DO.2380.10	DO.2380.11
	0°	8°		.018"	DO.2330.12	DO.2330.13	DO.2380.12	DO.2380.13
	-10°	8°		.018"	DO.2330.14	DO.2330.15	DO.2380.14	DO.2380.15
	0°	0°		.022"	DO.2330.20	DO.2330.21	DO.2380.20	DO.2380.21
	0°	8°		.022"	DO.2330.22	DO.2330.23	DO.2380.22	DO.2380.23
	-10°	8°		.022"	DO.2330.24	DO.2330.25	DO.2380.24	DO.2380.25
Double non-convertible, occlusal headgear tube / Podwójna niezamienna z tubą do wyciągu zewnątrzustnego od strony płaszczyny zgryzowej								
	0°	0°		.018"	DO.2333.10	DO.2333.11	DO.2383.10	DO.2383.11
	0°	8°		.018"	DO.2333.12	DO.2333.13	DO.2383.12	DO.2383.13
	-10°	8°		.018"	DO.2333.14	DO.2333.15	DO.2383.14	DO.2383.15
	0°	0°		.022"	DO.2333.20	DO.2333.21	DO.2383.20	DO.2383.21
	0°	8°		.022"	DO.2333.22	DO.2333.23	DO.2383.22	DO.2383.23
	-10°	8°		.022"	DO.2333.24	DO.2333.25	DO.2383.24	DO.2383.25
Mandibular					Weldable / Do zgrzewania		Bondable / Do przyklejania	
Żuchwa	Torque	Offset	Headgear	Slot	Left / Lewa	Right / Prawa	Left / Lewa	Right / Prawa
	Tork	Offset dziąsłowy	Tuba do wyciągu zew.	Slot			Single non-convertible / Pojedyncza niezamienna	
	0°	0°		.018"	DO.2340.10	DO.2340.11	DO.2390.10	DO.2390.11
	0°	5°		.018"	DO.2340.12	DO.2340.13	DO.2390.12	DO.2390.13
	-25°	5°		.018"	DO.2340.14	DO.2340.15	DO.2390.14	DO.2390.15
	0°	0°		.022"	DO.2340.20	DO.2340.21	DO.2390.20	DO.2390.21
	0°	5°		.022"	DO.2340.22	DO.2340.23	DO.2390.22	DO.2390.23
	-25°	5°		.022"	DO.2340.24	DO.2340.25	DO.2390.24	DO.2390.25

Buccal tubes
Rurki policzkowe
Maxillary / Szczęka

Buccal tube single convertible 1st molar

Rurka policzkowa pojedyncza zamienna na pierwszy trzonowiec



	Roth	MBT
Torque/Tork :	-14°	-14°
Offset/Offset dziąsłowy:	10°	10°
Slot/Slot:	.022 x .030"	.022 x .030"
Headgear slot/Tuba do wyciągu zew.:	x	x
Weldable / Do zgrzewania		
Upper left / Góra lewa	DO.2200.20	x
Upper right / Góra prawa	DO.2200.21	x

Bondable / Do przyklejania		
Upper left / Góra lewa	DO.2250.20	DO.2251.20
Upper right / Góra prawa	DO.2250.21	DO.2251.21

Buccal tube double convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzstępnego od strony płaszczyzny zgrzyzowej na pierwszy trzonowiec



	Roth	MBT
Torque/Tork :	-14°	-14°
Offset/Offset dziąsłowy:	10°	10°
Slot/Slot:	.022 x .030"	.022 x .030"
Headgear slot/Tuba do wyciągu zew.:	.045"	.045"
Weldable / Do zgrzewania		
Upper left / Góra lewa	DO.2205.20	x
Upper right / Góra prawa	DO.2205.21	x

Bondable / Do przyklejania		
Upper left / Góra lewa	DO.2255.20	DO.2256.20
Upper right / Góra prawa	DO.2255.21	DO.2256.21

Buccal tube triple convertible, occlusal headgear tube 1st molar

Rurka policzkowa potrójna zamienna z tubą do wyciągu zewnątrzstępnego od strony płaszczyzny zgrzyzowej na pierwszy trzonowiec



	Roth
Torque/Tork :	-14°
Offset/Offset dziąsłowy:	10°
Slot/Slot:	.022 x .030"
Headgear slot/Tuba do wyciągu zew.:	.045"
Weldable / Do zgrzewania	
Upper left / Góra lewa	DO.2210.20
Upper right / Góra prawa	DO.2210.21

Bondable / Do przyklejania	
Upper left / Góra lewa	DO.2260.20
Upper right / Góra prawa	DO.2260.21

Buccal tube single non-convertible 1st molar

Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec



	Roth	MBT
Torque/Tork :	-14°	-14°
Offset/Offset dziąsłowy:	10°	10°
Slot/Slot:	.022 x .030"	.022 x .030"
Headgear slot/Tuba do wyciągu zew.:	x	x
Weldable / Do zgrzewania		
Upper left / Góra lewa	DO.2230.20	x
Upper right / Góra prawa	DO.2230.21	x

Bondable / Do przyklejania		
Upper left / Góra lewa	DO.2280.20	DO.2282.20
Upper right / Góra prawa	DO.2280.21	DO.2282.21

Buccal tube double rectangle non-convertible 1st molar

Rurka policzkowa podwójna niezamienna na pierwszy trzonowiec



	Roth
Torque/Tork :	-14°
Offset/Offset dziąsłowy:	10°
Slot/Slot:	.022 x .030"
Headgear slot/Tuba do wyciągu zew.:	x
Bondable / Do przyklejania	
Upper left / Góra lewa	DO.2284.20
Upper right / Góra prawa	DO.2284.21

Mandibular / Żuchwa

Buccal tube single convertible 1st molar

Rurka policzkowa pojedyncza zamienna na pierwszy trzonowiec




	Roth	MBT
Torque/Tork :	-30°	-30°
Offset/Offset dziąsłowy:	4°	4°
Slot/Slot:	.022 x .030"	.022 x .030"
Headgear slot/Tuba do wyciągu zew.:	x	x
Weldable / Do zgrzewania		
Lower left / Dół lewa	DO.2220.20	x
Lower right / Dół prawa	DO.2220.21	x

Bondable / Do przyklejania		
Lower left / Dół lewa	DO.2270.20	DO.2271.20
Lower right / Dół prawa	DO.2270.21	DO.2271.21

Buccal tube double convertible 1st molar

Rurka policzkowa podwójna zamienna na pierwszy trzonowiec



	Roth
Torque/Tork :	-30°
Offset/Offset dziąsłowy:	4°
Slot/Slot:	.022 x .030"
Headgear slot/Tuba do wyciągu zew.:	x
Weldable / Do zgrzewania	
Lower left / Dół lewa	DO.2223.20
Lower right / Dół prawa	DO.2223.21

Bondable / Do przyklejania	
Lower left / Dół lewa	DO.2273.20
Lower right / Dół prawa	DO.2273.21

Buccal tube single non-convertible 1st molar

Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na pierwszy trzonowiec



	Roth	MBT
Torque/Tork :	-30°	-30°
Offset/Offset dziąsłowy:	4°	4°
Slot/Slot:	.022 x .030"	.022 x .030"
Headgear slot/Tuba do wyciągu zew.:	x	x
Weldable / Do zgrzewania		
Lower left / Dół lewa	DO.2240.20	x
Lower right / Dół prawa	DO.2240.21	x

Bondable / Do przyklejania		
Lower left / Dół lewa	DO.2290.20	DO.2292.20
Lower right / Dół prawa	DO.2290.21	DO.2292.21

Buccal tube double convertible, lip bumper tube 1st molar

Rurka policzkowa podwójna zamienna z tubą do peloty wargowej na pierwszy trzonowiec



	Roth	MBT
Torque/Tork :	-20°	-20°
Offset/Offset dziąsłowy:	0°	0
Slot/Slot:	.022 x .030"	.022 x .030"
Headgear slot/Tuba do wyciągu zew.:	.045"	.045"
Bondable / Do przyklejania		
Lower left / Dół lewa	DO.2275.20	DO.2276.20
Lower right / Dół prawa	DO.2275.21	DO.2276.21

Buccal tube single non-convertible 2nd molar

Rurka policzkowa pojedyncza niezamienna na drugi trzonowiec




	Roth	MBT
Torque/Tork :	-14°	-14°
Offset/Offset dziąsłowy:	0°	0°
Slot/Slot:	.022 x .030"	.022 x .030"

Bondable / Do przyklejania		
Upper left / Góra lewa	DO.2281.20	DO.2283.20
Upper right / Góra prawa	DO.2281.21	DO.2283.21

Lower left / Dół lewa	DO.2291.20	DO.2293.20
Lower right / Dół prawa	DO.2291.21	DO.2293.21
Torque/Tork :		
	-25°	-25°
Offset/Offset dziąsłowy:		
	-10°	-10°

Sure-Fit

1st and 2nd premolar / bicuspid bands plain / Pierścienie gładkie na przedtrzonowce



No.	Size Rozmiar	Upper left, right Góra lewa, prawa	Upper left Góra lewa	Upper right Góra prawa
1	22.7	DO.2103.01	DO.2104.01	DO.2105.01
2	23.1	DO.2103.02	DO.2104.02	DO.2105.02
3	23.4	DO.2103.03	DO.2104.03	DO.2105.03
4	23.7	DO.2103.04	DO.2104.04	DO.2105.04
5	24.3	DO.2103.05	DO.2103.05	DO.2105.05
6	24.7	DO.2103.06	DO.2104.06	DO.2105.06
7	24.9	DO.2103.07	DO.2104.07	DO.2105.07
8	25.4	DO.2103.08	DO.2104.08	DO.2105.08
9	25.7	DO.2103.09	DO.2104.09	DO.2105.09
10	26.2	DO.2103.10	DO.2104.10	DO.2105.10
11	26.5	DO.2103.11	DO.2104.11	DO.2105.11
12	26.9	DO.2103.12	DO.2104.12	DO.2105.12
13	27.2	DO.2103.13	DO.2104.13	DO.2105.13
14	27.6	DO.2103.14	DO.2104.14	DO.2105.14
15	27.9	DO.2103.15	DO.2104.15	DO.2105.15
16	28.2	DO.2103.16	DO.2104.16	DO.2105.16
17	28.8	DO.2103.17	DO.2104.17	DO.2105.17
18	29.4	DO.2103.18	DO.2104.18	DO.2105.18
19	29.7	DO.2103.19	DO.2104.19	DO.2105.19
20	30.0	DO.2103.20	DO.2104.20	DO.2105.20
21	30.4	DO.2103.21	DO.2104.21	DO.2105.21
22	30.8	DO.2103.22	DO.2104.22	DO.2105.22
23	31.1	DO.2103.23	DO.2104.23	DO.2105.23
24	31.5	DO.2103.24	DO.2104.24	DO.2105.24
25	31.8	DO.2103.25	DO.2104.25	DO.2105.25
26	32.1	DO.2103.26	DO.2104.26	DO.2105.26
27	32.4	DO.2103.27	DO.2104.27	DO.2105.27
28	32.8	DO.2103.28	DO.2104.28	DO.2105.28

No.	Size Rozmiar	Lower left, right Dół lewy, prawy	Lower left Dół lewy	Lower right Dół prawy
3	21.2	DO.2123.03	DO.2124.03	DO.2125.03
4	21.4	DO.2123.04	DO.2124.04	DO.2125.04
5	21.8	DO.2123.05	DO.2124.05	DO.2125.05
6	22.4	DO.2123.06	DO.2124.06	DO.2125.06
7	23.0	DO.2123.07	DO.2124.07	DO.2125.07
8	23.3	DO.2123.08	DO.2124.08	DO.2125.08
9	23.7	DO.2123.09	DO.2124.09	DO.2125.09
10	24.2	DO.2123.10	DO.2124.10	DO.2125.10
11	24.6	DO.2123.11	DO.2124.11	DO.2125.11
12	25.4	DO.2123.12	DO.2124.12	DO.2125.12
13	25.8	DO.2123.13	DO.2124.13	DO.2125.13
14	26.1	DO.2123.14	DO.2124.14	DO.2125.14
15	26.4	DO.2123.15	DO.2124.15	DO.2125.15
16	26.8	DO.2123.16	DO.2124.16	DO.2125.16
17	27.3	DO.2123.17	DO.2124.17	DO.2125.17
18	27.8	DO.2123.18	DO.2124.18	DO.2125.18
19	28.2	DO.2123.19	DO.2124.19	DO.2125.19
20	28.7	DO.2123.20	DO.2124.20	DO.2125.20
21	29.1	DO.2123.21	DO.2124.21	DO.2125.21
22	29.5	DO.2123.22	DO.2124.22	DO.2125.22
23	30.1	DO.2123.23	DO.2124.23	DO.2125.23
24	30.5	DO.2123.24	DO.2124.24	DO.2125.24
25	30.8	DO.2123.25	DO.2124.25	DO.2125.25
26	31.2	DO.2123.26	DO.2124.26	DO.2125.26

Upper 1st and 2nd premolars / bicuspid
Do zębów przedtrzonowych górnych pierwszych i drugich

Lower 1st and 2nd premolars / bicuspid
Do zębów przedtrzonowych dolnych pierwszych i drugich

Note: Custom made band kits can be supplied on special order, furthermore we can supply pre-welded bands with accessories shown below.
Uwaga: Zestawy pierścieni dostępne na indywidualne zamówienie jak również pierścienie uzbrojone z poniższymi akcesoriami.

Brackets weldable for premolar bands Zamki do zgrzewania z pierścieniami na przedtrzonowce



Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

Roth .022"	1st premolar Pierwsze przedtrzonowce	2nd premolar Drugie przedtrzonowce
Upper right / Góra prawa	DO.2410.01	DO.2410.03
Upper left / Góra lewa	DO.2410.02	DO.2410.04
Lower right / Dół prawy	DO.2411.01	DO.2413.03
Lower left / Dół 4 lewy	DO.2411.02	DO.2411.04

Lingual cleat weldable for premolar bands Klit językowy do zgrzewania z pierścieniami na trzonowce



Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

DO.2441.20

Mini buccal tubes bondable
Rurki mini do przyklejania

each / sztuka



Specially designed for partially erupted 2nd molars
Zaprojektowane dla częściowo wyrżniętych drugich trzonowców

Maxillary / Szczęka

Mandibular / Żuchwa

Torque	Offset	Slot	Left	Right	Torque	Offset	Slot	Left	Right
TorkOffset	dziąsłowy	Slot	Lewa	Prawa	Tork	Offset	dziąsłowy	Lewa	Prawa
0°	0°	.018"	DO.2381.10	DO.2381.11	0°	0°	.018"	DO.2381.11	DO.2381.10
-10°	0°	.018"	DO.2381.12	DO.2381.13	-25°	0°	.018"	DO.2391.12	DO.2391.13
0°	0°	.022"	DO.2381.20	DO.2381.21	0°	0°	.022"	DO.2381.21	DO.2381.20
-10°	0°	.022"	DO.2381.22	DO.2381.23	-25°	0°	.022"	DO.2391.22	DO.2391.23



Weldable accessories for molar bands / Akcesoria do zgrzewania z pierścieniami na trzonowce

Lingual cleats
Klity językowe




DO.2441.01
Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.




DO.2441.02
Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

Lingual buttons
Guziczki językowe

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2424.01
Round / Okragłe



DO.2423.02
Oval / Owalne

Lingual sheaths
Rurki językowe

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2430.01



DO.2432.01
Upper left / Lower right
Góra lewa / Dół prawy
DO.2432.02
Upper right / Lower left
Góra prawa / Dół lewy

Bondable accessories / Akcesoria do przyklejania

Lingual cleats
Klity językowe



DO.2442.01
Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

Lingual pulling rings
Guziczki językowe do ekstruzji z oczkiem



DO.2450.03
Round / Okragłe
Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

Lingual buttons
Guziczki językowe


Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2420.01
Round / Okragłe



DO.2420.02
Round perforated base
Podstawa perforowana



DO.2421.02
Oval / Owalne

Lingual buttons / Guziczki językowe

Composite / Kompozytowe



DO.2425.01
Pack of 4 pieces
Opak. 4 szt.

Ceramic / Ceramiczne



DO.2425.02
Pack of 4 pieces
Opak. 4 szt.

Eyelet
Zaczep oczkowy



DO.2450.01
Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.2450.02
Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

Eruption appliance
Akcesoria do wprowadzania zatrzymanych zębów do łuku

each / sztuka



DO.2455.02
Round eyelet with chain gold plated
Guziczek z łańcuszkiem złoty, okrągła podstawa

Eruption appliance
Akcesoria do wprowadzania zatrzymanych zębów do łuku



each / sztuka



DO.2455.11
Rectangular eyelet with chain silver
Guziczek z łańcuszkiem srebrny, prostokątna podstawa



Thermal nickel titanium archwires Łuki Niklowo-Tytanowe termalne



Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Round / Okragłe				
Upper / Góra				
.10"	DL301000-E	DL301000	DL301038-E	DL301038
.12"	DL301001-E	DL301001	DL301040-E	DL301040
.13"	DL301002-E	DL301002	DL301041-E	DL301041
.14"	DL301003-E	DL301003	DL301042-E	DL301042
.16"	DL301004-E	DL301004	DL301043-E	DL301043
.18"	DL301005-E	DL301005	DL301044-E	DL301044
.20"	DL301006-E	DL301006	DL301045-E	DL301045
Lower / Dół				
.10"	DL301037-E	DL301037	DL301039-E	DL301039
.12"	DL301007-E	DL301007	DL301046-E	DL301046
.13"	DL301008-E	DL301008	DL301047-E	DL301047
.14"	DL301009-E	DL301009	DL301048-E	DL301048
.16"	DL301010-E	DL301010	DL301049-E	DL301049
.18"	DL301011-E	DL301011	DL301050-E	DL301050
.20"	DL301012-E	DL301012	DL301051-E	DL301051

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Rectangle / Prostokątne				
Upper / Góra				
.14" x .025"	DL301013-E	DL301013	DL301052-E	DL301052
.16" x .022"	DL301015-E	DL301015	DL301054-E	DL301054
.16" x .025"	DL301016-E	DL301016	DL301055-E	DL301055
.17" x .022"	DL301017-E	DL301017	DL301056-E	DL301056
.17" x .025"	DL301018-E	DL301018	DL301057-E	DL301057
.18" x .022"	DL301020-E	DL301020	DL301059-E	DL301059
.18" x .025"	DL301021-E	DL301021	DL301060-E	DL301060
.19" x .025"	DL301022-E	DL301022	DL301061-E	DL301061
.21" x .025"	DL301024-E	DL301024	DL301063-E	DL301063
Lower / Dół				
.14" x .025"	DL301025-E	DL301025	DL301064-E	DL301064
.16" x .022"	DL301027-E	DL301027	DL301066-E	DL301066
.16" x .025"	DL301028-E	DL301028	DL301067-E	DL301067
.17" x .022"	DL301029-E	DL301029	DL301068-E	DL301068
.17" x .025"	DL301030-E	DL301030	DL301069-E	DL301069
.18" x .022"	DL301032-E	DL301032	DL301071-E	DL301071
.18" x .025"	DL301033-E	DL301033	DL301072-E	DL301072
.19" x .025"	DL301034-E	DL301034	DL301073-E	DL301073
.21" x .025"	DL301036-E	DL301036	DL301075-E	DL301075

Square / Kwadratowe				
Upper / Góra				
.16" x .016"	DL301014-E	DL301014	DL301053-E	DL301053
.18" x .018"	DL301019-E	DL301019	DL301058-E	DL301058
.20" x .020"	DL301023-E	DL301023	DL301062-E	DL301062
Lower / Dół				
.16" x .016"	DL301026-E	DL301026	DL301065-E	DL301065
.18" x .018"	DL301031-E	DL301031	DL301070-E	DL301070
.20" x .020"	DL301035-E	DL301035	DL301074-E	DL301074

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Round / Okragłe	
Universal / Uniwersalne	
.12"	DL301201
.13"	DL301202
.14"	DL301203
.16"	DL301204
.18"	DL301205
.20"	DL301206

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Rectangle / Prostokątne	
.14" x .025"	DL301213
.16" x .022"	DL301215
.16" x .025"	DL301216
.17" x .022"	DL301217
.17" x .025"	DL301218
.18" x .022"	DL301220
.18" x .025"	DL301221
.19" x .025"	DL301222
.21" x .025"	DL301224

Square / Kwadratowe	
.16" x .016"	DL301214
.18" x .018"	DL301219
.20" x .020"	DL301223

With stops / Ze stoperami



Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Round / Okragłe	
.12"	DL301240
.13"	DL301241
.14"	DL301242
.16"	DL301243
.18"	DL301244
.20"	DL301245

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Rectangle / Prostokątne	
.14" x .025"	DL301252
.16" x .022"	DL301254
.16" x .025"	DL301255
.17" x .022"	DL301256
.17" x .025"	DL301257
.18" x .022"	DL301259
.18" x .025"	DL301260
.19" x .025"	DL301261
.21" x .025"	DL301263


Square / Kwadratowe	
.16" x .016"	DL301253
.18" x .018"	DL301258
.20" x .020"	DL301262

High quality wires


Individually packed in sterilization pouch to protect against cross infection, non-sterile.

Wysokiej jakości łuki

Pakowane osobno w torebki sterylizacyjne, aby uniknąć zakażeń, niesterylne.



Super elastic nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe



Etched Midline

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Round / Okragłe	
Universal / Uniwersalne	
.010"	DL300200
.012"	DL300201
.013"	DL300202
.014"	DL300203
.016"	DL300204
.018"	DL300205
.020"	DL300206

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Round / Okragłe				
Upper / Góra				
.010"	DL300000-E	DL300000	DL300038-E	DL300038
.012"	DL300001-E	DL300001	DL300040-E	DL300040
.013"	DL300002-E	DL300002	DL300041-E	DL300041
.014"	DL300003-E	DL300003	DL300042-E	DL300042
.016"	DL300004-E	DL300004	DL300043-E	DL300043
.018"	DL300005-E	DL300005	DL300044-E	DL300044
.020"	DL300006-E	DL300006	DL300045-E	DL300045
Lower / Dół				
.010"	DL300037-E	DL300037	DL300039-E	DL300039
.012"	DL300007-E	DL300007	DL300046-E	DL300046
.013"	DL300008-E	DL300008	DL300047-E	DL300047
.014"	DL300009-E	DL300009	DL300048-E	DL300048
.016"	DL300010-E	DL300010	DL300049-E	DL300049
.018"	DL300011-E	DL300011	DL300050-E	DL300050
.020"	DL300012-E	DL300012	DL300051-E	DL300051

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Rectangle / Prostokątne	
.014" x .025"	DL300213
.016" x .022"	DL300215
.016" x .025"	DL300216
.017" x .022"	DL300217
.017" x .025"	DL300218
.018" x .022"	DL300220
.018" x .025"	DL300221
.019" x .025"	DL300222
.021" x .025"	DL300224

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Rectangle / Prostokątne				
Upper / Góra				
.014" x .025"	DL300013-E	DL300013	DL300052-E	DL300052
.016" x .022"	DL300015-E	DL300015	DL300054-E	DL300054
.016" x .025"	DL300016-E	DL300016	DL300055-E	DL300055
.017" x .022"	DL300017-E	DL300017	DL300056-E	DL300056
.017" x .025"	DL300018-E	DL300018	DL300057-E	DL300057
.018" x .022"	DL300020-E	DL300020	DL300059-E	DL300059
.018" x .025"	DL300021-E	DL300021	DL300060-E	DL300060
.019" x .025"	DL300022-E	DL300022	DL300061-E	DL300061
.021" x .025"	DL300024-E	DL300024	DL300063-E	DL300063
Lower / Dół				
.014" x .025"	DL300025-E	DL300025	DL300064-E	DL300064
.016" x .022"	DL300027-E	DL300027	DL300066-E	DL300066
.016" x .025"	DL300028-E	DL300028	DL300067-E	DL300067
.017" x .022"	DL300029-E	DL300029	DL300068-E	DL300068
.017" x .025"	DL300030-E	DL300030	DL300069-E	DL300069
.018" x .022"	DL300032-E	DL300032	DL300071-E	DL300071
.018" x .025"	DL300033-E	DL300033	DL300072-E	DL300072
.019" x .025"	DL300034-E	DL300034	DL300073-E	DL300073
.021" x .025"	DL300036-E	DL300036	DL300075-E	DL300075

With stops / Ze stoperami



Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Round / Okragłe	
.012"	DL300240
.013"	DL300241
.014"	DL300242
.016"	DL300243
.018"	DL300244
.020"	DL300245

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Rectangle / Prostokątne	
.014" x .025"	DL300252
.016" x .022"	DL300254
.016" x .025"	DL300255
.017" x .022"	DL300256
.017" x .025"	DL300257
.018" x .022"	DL300259
.018" x .025"	DL300260
.019" x .025"	DL300261
.021" x .025"	DL300263

Square / Kwadratowe	
.016" x .016"	DL300253
.018" x .018"	DL300258
.020" x .020"	DL300262

Square / Kwadratowe				
Upper / Góra				
.016" x .016"	DL300014-E	DL300014	DL300053-E	DL300053
.018" x .018"	DL300019-E	DL300019	DL300058-E	DL300058
.020" x .020"	DL300023-E	DL300023	DL300062-E	DL300062
Lower / Dół				
.016" x .016"	DL300026-E	DL300026	DL300065-E	DL300065
.018" x .018"	DL300031-E	DL300031	DL300070-E	DL300070
.020" x .020"	DL300035-E	DL300035	DL300074-E	DL300074

Bio-B³™
Beta titanium archwires / Łuki Beta-Tytanowe



Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

Round / okrągłe	
Upper / Góra	
.016"	DO.3000.16
.018"	DO.3000.18
Lower / Dół	
.016"	DO.3001.16
.018"	DO.3001.18

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

Rectangle / prostokątne	
Upper / Góra	
.016" x .022"	DO.3004.62
.017" x .025"	DO.3004.75
.018" x .025"	DO.3004.85
.019" x .025"	DO.3004.95
.021" x .025"	DO.3005.15
Lower / Dół	
.016" x .022"	DO.3007.62
.017" x .025"	DO.3007.75
.018" x .025"	DO.3007.85
.019" x .025"	DO.3007.95
.021" x .025"	DO.3008.15

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

Square / kwadratowe	
Upper / Góra	
.018" x .018"	DO.3002.18
Lower / Dół	
.018" x .018"	DO.3003.18

Disposable archwire markers
Jednorazowe oznaczniki do łuków



DO.5395.01 Markers without dispenser / Oznaczniki bez dozownika
(Pack of 100 / Opak. 100 szt.)

DO.5395.02 Empty Dispenser / Dozownik

Invisa-Flex™
Tooth-Tone nickel titanium archwires
Łuki Niklowo-Tytanowe kosmetyczne



Full-Form



RCS

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

Round / okrągłe		
Upper / Góra		
.014"	DO.3800.14	DO.3880.14
.016"	DO.3800.16	DO.3880.16
.018"	DO.3800.18	DO.3880.18
.020"	DO.3800.20	DO.3880.20
Lower / Dół		
.014"	DO.3801.14	DO.3881.14
.016"	DO.3801.16	DO.3881.16
.018"	DO.3801.18	DO.3881.18
.020"	DO.3801.20	DO.3881.20

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

Square / kwadratowe		
Upper / Góra		
.018" x .018"	DO.3802.18	DO.3882.18
.020" x .020"	DO.3802.20	
Lower / Dół		
.018" x .018"	DO.3803.18	DO.3883.18
.020" x .020"	DO.3803.20	

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.



Rectangle / prostokątne		
Upper / Góra		
.016" x .022"	DO.3804.62	
.018" x .024"	DO.3804.84	DO.3884.84
.019" x .027"	DO.3804.97	
.021" x .027"	DO.3805.17	
Lower / Dół		
.016" x .022"	DO.3807.62	
.018" x .024"	DO.3807.84	DO.3887.84
.019" x .027"	DO.3807.97	
.021" x .027"	DO.3808.17	

Dentalline®
orthodontic products

Mini Titan

Crimpable stops for archwires / Zaciskane stopery na łuk
Made of 100% pure titanium / Wykonane z czystego tytanu 100%

Pack of 20 pieces / Opak. 20 szt.

Closed / Zamknięte		For round wires / Na łuki okrągłe	
	.010" - .016"	DL500033	
	.016" - .020"	DL500052	
Open / Otwarte		For rectangular wires / Na łuki prostokątne	
	.014" x .025" - .020" x .020"	DL500034	
	.016" x .025" - .021" x .025"	DL500053	
		For round wires / Na łuki okrągłe	
	.010" - .025"	DL500066	
		For rectangular wires / Na łuki prostokątne	
	.014" x .025" - .021" x .025"	DL500054	

Crimpable stops for archwires / Zaciskane stopery na łuk



DL500032
Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt

SANI-PAK

Aesthetic Micro-Coated Archwires
Łuki estetyczne pokryte mikro-warstwą

The perfect combination of aesthetics and functionality
Micro coating is only done on labial surface of archwire to reduce friction and improve sliding mechanics compared to fully coated wire.

True archwire size because coating is only .0005" thick compared to .002" of competitive brands.

The coating is resistant to staining and cracking even if the archwire shape is changed.

All Micro-Coated Archwires are individually packaged & sealed in an autoclavable pack to protect your patients from cross infection.

Doskonale połączenie estetyki i funkcjonalności.
Łuki pokryte mikro-warstwą, mikro tylko od strony wargowej, redukują tarcie oraz zapewniają swobodniejsze umieszczenie łuku niż tradycyjne łuki powlekane.

"Prawdziwy" rozmiar łuku ponieważ pokrycie wynosi .0005" w porównaniu do innych łuków, których pokrycie wynosi .002"

Pokrycie jest odporne na plamy i zadrapania, nawet gdy kształt łuku ulegnie zmianie.

Wszystkie łuki pokryte mikro-warstwą są pakowane osobno, niesterylne.



InvisiMax™ Micro Coated

Tooth-Tone micro coated stainless steel archwires
Łuki stalowe kosmetyczne pokryte mikro-warstwą



Euro-Form

Round Okrągłe	Upper Góra	Lower Dół
.012"	DO.4920.12	DO.4921.12
.014"	DO.4920.14	DO.4921.14
.016"	DO.4920.16	DO.4921.16
.018"	DO.4920.18	DO.4921.18
.020"	DO.4920.20	DO.4921.20

Each / Sztuka

Square / Rectangle Kwadratowe / Prostokątne	Upper Góra	Lower Dół
.016" x .016"	DO.4922.16	DO.4923.16
.016" x .022"	DO.4924.62	DO.4927.62
.017" x .025"	DO.4924.75	DO.4927.75
.018" x .025"	DO.4924.85	DO.4927.85
.019" x .025"	DO.4924.95	DO.4927.95
.021" x .025"	DO.4925.15	DO.4928.15

Each / Sztuka

Invisi-Flex™ Micro Coated

Tooth-Tone micro coated NiTi archwires
Łuki NiTi kosmetyczne pokryte mikro-warstwą



Euro-Form

Round Okrągłe	Upper Góra	Lower Dół
.012"	DO.3820.12	DO.3821.12
.014"	DO.3820.14	DO.3821.14
.016"	DO.3820.16	DO.3821.16
.018"	DO.3820.18	DO.3821.18
.020"	DO.3820.20	DO.3821.20

Each / Sztuka

Square / Rectangle Kwadratowe / Prostokątne	Upper Góra	Lower Dół
.016" x .016"	DO.3822.16	DO.3823.16
.016" x .022"	DO.3824.62	DO.3827.62
.017" x .025"	DO.3824.75	DO.3827.75
.018" x .025"	DO.3824.85	DO.3827.85
.019" x .025"	DO.3824.95	DO.3827.95
.021" x .025"	DO.3825.15	DO.3828.15

Each / Sztuka

Invisi-Temp™ Micro Coated

Tooth-Tone micro coated NiTi thermal archwires
Łuki NiTi termalne kosmetyczne pokryte mikro-warstwą



Euro-Form

Round Okrągłe	Upper Góra	Lower Dół
.012"	DO.3900.12	DO.3901.12
.014"	DO.3900.14	DO.3901.14
.016"	DO.3900.16	DO.3901.16
.018"	DO.3900.18	DO.3901.18
.020"	DO.3900.20	DO.3901.20

Each / Sztuka

Square / Rectangle Kwadratowe / Prostokątne	Upper Góra	Lower Dół
.016" x .016"	DO.3902.16	DO.3903.16
.016" x .022"	DO.3904.62	DO.3907.62
.017" x .025"	DO.3904.75	DO.3907.75
.018" x .025"	DO.3904.85	DO.3907.85
.019" x .025"	DO.3904.95	DO.3907.95
.021" x .025"	DO.3905.15	DO.3908.15

Each / Sztuka

SANI-PAK

UltiMax™

Stainless steel archwires
Łuki stalowe



Pack of 25 pieces
Opak. 25 szt.



Euro-Form



Full-Form

○	Round / okrągłe	
Upper / Góra		
.012"	DO.4140.12	DO.4150.12
.014"	DO.4140.14	DO.4150.14
.016"	DO.4140.16	DO.4150.16
.018"	DO.4140.18	DO.4150.18
.020"	DO.4140.20	DO.4150.20
Lower / Dół		
.012"	DO.4141.12	DO.4151.12
.014"	DO.4141.14	DO.4151.14
.016"	DO.4141.16	DO.4151.16
.018"	DO.4141.18	DO.4151.18
.020"	DO.4141.20	DO.4151.20

Pack of 25 pieces
Opak. 25 szt.



Euro-Form



Full-Form

□	Rectangle / prostokątne	
Upper / Góra		
.016" x .022"	DO.4144.62	DO.4154.62
.017" x .025"	DO.4144.75	DO.4154.75
.018" x .025"	DO.4144.85	DO.4154.85
.019" x .025"	DO.4144.95	DO.4154.95
.021" x .025"	DO.4145.15	DO.4155.15
Lower / Dół		
.016" x .022"	DO.4147.62	DO.4157.62
.017" x .025"	DO.4147.75	DO.4157.75
.018" x .025"	DO.4147.85	DO.4157.85
.019" x .025"	DO.4147.95	DO.4157.95
.021" x .025"	DO.4148.15	DO.4158.15

UltiMax™

Stainless steel archwires / Łuki stalowe

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Euro-Form



Full-Form



Standard Form

Round / okrągłe			
Upper / Góra			
.012"	DO.4100.12	DO.4110.12	DO.4120.12
.014"	DO.4100.14	DO.4110.14	DO.4120.14
.016"	DO.4100.16	DO.4110.16	DO.4120.16
.018"	DO.4100.18	DO.4110.18	DO.4120.18
.020"	DO.4100.20	DO.4110.20	DO.4120.20
Lower / Dół			
.012"	DO.4101.12	DO.4111.12	DO.4121.12
.014"	DO.4101.14	DO.4111.14	DO.4121.14
.016"	DO.4101.16	DO.4111.16	DO.4121.16
.018"	DO.4101.18	DO.4111.18	DO.4121.18
.020"	DO.4101.20	DO.4111.20	DO.4121.20

Square / kwadratowe			
Upper / Góra			
.016" x .016"	DO.4102.16	DO.4112.16	DO.4122.16
.018" x .018"	DO.4102.18	DO.4112.18	DO.4122.18
Lower / Dół			
.016" x .016"	DO.4103.16	DO.4113.16	DO.4123.16
.018" x .018"	DO.4103.18	DO.4113.18	DO.4123.18

Rectangle / prostokątne			
Upper / Góra			
.016" x .022"	DO.4104.62	DO.4114.62	DO.4124.62
.017" x .022"	DO.4104.72	DO.4114.72	DO.4124.72
.017" x .025"	DO.4104.75	DO.4114.75	DO.4124.75
.018" x .022"	DO.4104.82	DO.4114.82	DO.4124.82
.018" x .025"	DO.4104.85	DO.4114.85	DO.4124.85
.019" x .025"	DO.4104.95	DO.4114.95	DO.4124.95
.021" x .025"	DO.4105.15	DO.4115.15	DO.4125.15
Lower / Dół			
.016" x .022"	DO.4107.62	DO.4117.62	DO.4127.62
.017" x .022"	DO.4107.72	DO.4117.72	DO.4127.72
.017" x .025"	DO.4107.75	DO.4117.75	DO.4127.75
.018" x .022"	DO.4107.82	DO.4117.82	DO.4127.82
.018" x .025"	DO.4107.85	DO.4117.85	DO.4127.85
.019" x .025"	DO.4107.95	DO.4117.95	DO.4127.95
.021" x .025"	DO.4108.15	DO.4118.15	DO.4128.15

UltiMax™

Stainless steel wires, straight lengths
Drut stalowy w sztandze

Square / kwadratowe	
.016" x .016"	DO.4281.16
.018" x .018"	DO.4281.18

Round / okrągłe	
.012"	DO.4280.12
.014"	DO.4280.14
.016"	DO.4280.16
.018"	DO.4280.18
.020"	DO.4280.20

Rectangle / prostokątne	
.016" x .022"	DO.4282.62
.017" x .025"	DO.4282.75
.018" x .025"	DO.4282.85
.019" x .025"	DO.4282.95
.021" x .025"	DO.4283.15

14" (356mm) long, pack of 25 pieces / 14" (356mm) długość, opak. 25 szt.

InvisiMax™

Tooth-Tone stainless steel archwires / Łuki stalowe kosmetyczne

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.



Full-Form

Round / okrągłe	
Upper / Góra	
.014"	DO.4900.14
.016"	DO.4900.16
.018"	DO.4900.18
.020"	DO.4900.20
Lower / Dół	
.014"	DO.4901.14
.016"	DO.4901.16
.018"	DO.4901.18
.020"	DO.4901.20

Rectangle / prostokątne	
Upper / Góra	
.016" x .022"	DO.4904.62
.018" x .024"	DO.4904.84
.019" x .027"	DO.4904.97
.021" x .027"	DO.4905.17
Lower / Dół	
.016" x .022"	DO.4907.62
.018" x .024"	DO.4907.84
.019" x .027"	DO.4907.97
.021" x .027"	DO.4908.17

Square / kwadratowe	
Upper / Góra	
.018" x .018"	DO.4902.18
.020" x .020"	DO.4902.20
Lower / Dół	
.018" x .018"	DO.4903.18
.020" x .020"	DO.4903.20



UltiMax 3

3 Strand twist stainless steel archwires
Łuki stalowe plecione 3-nitkowe

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Full-Form

Upper / Góra	
Round / okrągłe	
.0155"	DO.4820.15
.0175"	DO.4820.17
.0195"	DO.4820.19

Lower / Dół	
Round / okrągłe	
.0155"	DO.4821.15
.0175"	DO.4821.17
.0195"	DO.4821.19

UltiMax 6

6 Strand coaxial stainless steel archwires
Łuki stalowe plecione 6-nitkowe

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Full-Form

Upper / Góra	
Round / okrągłe	
.0155"	DO.4830.15
.0175"	DO.4830.17
.0195"	DO.4830.19

Lower / Dół	
Round / okrągłe	
.0155"	DO.4831.15
.0175"	DO.4831.17
.0195"	DO.4831.19

MaxiFlex™

Super elastic nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



○ Round / okrągłe			
Upper / Góra			
.012"	DO.3100.12	DO.3110.12	DO.3300.12
.014"	DO.3100.14	DO.3110.14	DO.3300.14
.016"	DO.3100.16	DO.3110.16	DO.3300.16
.018"	DO.3100.18	DO.3110.18	DO.3300.18
.020"	DO.3100.20	DO.3110.20	DO.3300.20
Lower / Dół			
.012"	DO.3101.12	DO.3111.12	DO.3301.12
.014"	DO.3101.14	DO.3111.14	DO.3301.14
.016"	DO.3101.16	DO.3111.16	DO.3301.16
.018"	DO.3101.18	DO.3111.18	DO.3301.18
.020"	DO.3101.20	DO.3111.20	DO.3301.20

□ Square / kwadratowe			
Upper / Góra			
.016" x .016"	DO.3102.16	DO.3112.16	DO.3302.16
.018" x .018"	DO.3102.18	DO.3112.18	DO.3302.18
Lower / Dół			
.016" x .016"	DO.3103.16	DO.3113.16	DO.3303.16
.018" x .018"	DO.3103.18	DO.3113.18	DO.3303.18

▭ Rectangle / prostokątne			
Upper / Góra			
.016" x .022"	DO.3104.62	DO.3114.62	DO.3304.62
.017" x .025"	DO.3104.75	DO.3114.75	DO.3304.75
.018" x .025"	DO.3104.85	DO.3114.85	DO.3304.85
.019" x .025"	DO.3104.95	DO.3114.95	DO.3304.95
.021" x .025"	DO.3105.15	DO.3115.15	DO.3305.15
Lower / Dół			
.016" x .022"	DO.3107.62	DO.3117.62	DO.3307.62
.017" x .025"	DO.3107.75	DO.3117.75	DO.3307.75
.018" x .025"	DO.3107.85	DO.3117.85	DO.3307.85
.019" x .025"	DO.3107.95	DO.3117.95	DO.3307.95
.021" x .025"	DO.3108.15	DO.3118.15	DO.3308.15

TempFlex™

Thermal nickel titanium archwires / Łuki Niklowo-Tytanowe termalne

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



○ Round / okrągłe		
Upper / Góra		
.014"	DO.3600.14	DO.3610.14
.016"	DO.3600.16	DO.3610.16
.018"	DO.3600.18	DO.3610.18
.020"	DO.3600.20	DO.3610.20
Lower / Dół		
.014"	DO.3601.14	DO.3611.14
.016"	DO.3601.16	DO.3611.16
.018"	DO.3601.18	DO.3611.18
.020"	DO.3601.20	DO.3611.20

□ Square / kwadratowe		
Upper / Góra		
.016" x .016"	DO.3602.16	DO.3612.16
.018" x .018"	DO.3602.18	DO.3612.18
Lower / Dół		
.016" x .016"	DO.3603.16	DO.3613.16
.018" x .018"	DO.3603.18	DO.3613.18

▭ Rectangle / prostokątne		
Upper / Góra		
.016" x .022"	DO.3604.62	DO.3614.62
.017" x .025"	DO.3604.75	DO.3614.75
.018" x .025"	DO.3604.85	DO.3614.85
.019" x .025"	DO.3604.95	DO.3614.95
.021" x .025"	DO.3605.15	DO.3615.15
Lower / Dół		
.016" x .022"	DO.3607.62	DO.3617.62
.017" x .025"	DO.3607.75	DO.3617.75
.018" x .025"	DO.3607.85	DO.3617.85
.019" x .025"	DO.3607.95	DO.3617.95
.021" x .025"	DO.3608.15	DO.3618.15

Dentalline®

Pre-Torqued NiTi archwires / Łuki NiTi torqujące

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Rectangle / Prostokątne	Upper / Góra 34 mm	Upper / Góra 38 mm	Lower / Dół 28 mm
.016 x .025"	DL300281	DL300282	DL300280
.017 x .025"	DL300284	DL300285	DL300283
.019 x .025"	DL300287	DL300288	DL300286

MaxiFlex™


Super elastic nickel titanium wires / Drut Niklowo-Tytanowy na szpuli




○ Round / okrągły	
.012"	DO.3486.12
.014"	DO.3486.14
.016"	DO.3486.16
.018"	DO.3486.18
.020"	DO.3486.20

15' (4,5 m) spool / 15' (4,5 m) szpula

Wires organizers / Stojaki na łuki



DO.5390.00



DO.5390.01

MaxiFlex™

Nickel titanium springs / Sprężynki Niklowo-Tytanowe

NiTi preformed open coil springs, 15mm long Sprężyny otwarte Niklowo-Tytanowe, 15mm długość

Force/Siła	Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
	Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	
100gm	.009"	.23	.035"	.89	DO.5109.01
150gm	.010"	.25	.035"	.89	DO.5109.02
200gm	.011"	.28	.035"	.89	DO.5109.03

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

NiTi open coil springs / Sprężyny otwarte Niklowo-Tytanowe

Force/Siła	Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
	Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	
	.010"	.25	.030"	.76	DO.5110.01
	.012"	.30	.030"	.76	DO.5110.02
	.014"	.36	.036"	.91	DO.5110.03

7" (180mm) long, pack of 3 pieces / 7" (180mm) długość, opak. 3 szt.

NiTi open coil springs / Sprężyny otwarte Niklowo-Tytanowe

Force/Siła	Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
	Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	
	.010"	.25	.030"	.76	DO.5111.01
	.012"	.30	.030"	.76	DO.5111.02

15" (380mm) spool / 15" (380mm) szpula

NiTi distalizing springs Sprężyny Niklowo-Tytanowe do dystalizacji zębów

Force/Siła	Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
	Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	
	.010"	.25	.045"	1.14	DO.5115.01

7" (180mm) long, pack of 3 pieces
7" (180mm) długość, opak. 3 szt.

NiTi closed coil springs Sprężyny zamknięte Niklowo-Tytanowe

Force/Siła	Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
	Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	
	.010"	.25	.030"	.76	DO.5125.01
	.010"	.25	.035"	.89	DO.5125.02

15" (380mm) spool / 15" (380mm) szpula

NiTi closed coil springs with stainless steel eyelets Sprężyny zamknięte Niklowo-Tytanowe z zaczepami

Force/Siła	Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
	Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	
Light	.009"	.23	.030"	.76	DO.5150.90
Medium	.010"	.25	.030"	.76	DO.5150.91
Heavy	.011"	.28	.030"	.76	DO.5150.92

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

Force/Siła	Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
	Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	
Light	.009"	.23	.030"	.76	DO.5151.20
Medium	.010"	.25	.030"	.76	DO.5151.21
Heavy	.011"	.28	.030"	.76	DO.5151.22

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

UltiMax™

Stainless steel springs / Sprężynki stalowe

Open coil springs / Sprężyny otwarte

Force/Siła	Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
	Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	
	.008"	.20	.022"	.56	DO.5120.00
	.010"	.25	.030"	.76	DO.5120.01
	.010"	.25	.036"	.91	DO.5120.02

3' (0.9m) spool / 3' (0.9m) szpula

Closed coil springs / Sprężyny zamknięte

Force/Siła	Wire / Drut Ø		Inside / Przekrój Ø		Code/Kod
	Inches/Cale	mm	Inches/Cale	mm	
	.008"	.20	.022"	.56	DO.5130.00
	.010"	.25	.030"	.76	DO.5130.01

3' (0.9m) spool / 3' (0.9m) szpula

Rotating springs / Sprężyny do obracania zębów

Used to rotate individual teeth
Używane do obrotu pojedynczych zębów



DO.5180.01
Clockwise
Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara

DO.5180.02
Anti-clockwise
Obrót przeciwny ruchowi wskazówek zegara

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

Uprighting springs Sprężyny do prostowania pochylonych zębów

Used to upright individual teeth mesiodistally
Do prostowania zębów mezjo-dystalnie




DO.5185.01
Clockwise
Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara

DO.5185.02
Anti-clockwise
Obrót przeciwny ruchowi wskazówek zegara

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

Steiner rotation spring wedges Sprężyna Steiner



DO.5190.11
Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Ligatures / Ligatury

Preformed ligature ties long / Ligatury długie



Inches / Cale	mm	Code / Kod
.009"	.23	DO.5005.09
.010"	.25	DO.5005.10
.011"	.28	DO.5005.11
.012"	.30	DO.5005.12

Pack of 1000 pieces / Opak. 1000 szt.

Preformed ligature ties short / Ligatury krótkie



Inches / Cale	mm	Code / Kod	
.010"	.25	DO.5006.10	1000 pieces / 1000 szt.
.010"	.25	DO.5007.10	500 pieces / 500 szt.

Ligature ties Kobayashi long / Ligatury Kobayashi długie



Inches / Cale	mm	Code / Kod
.012"	.30	DO.5000.12
.014"	.36	DO.5000.14

Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.


Ligature ties Kobayashi short / Ligatury Kobayashi krótkie



Inches / Cale	mm	Code / Kod
.012"	.30	DO.5001.12
.014"	.36	DO.5001.14

Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.


Preformed coated ligature ties long / Ligatury kosmetyczne długie



Inches / Cale	mm	Code / Kod
.012"	.30	DO.5011.12

Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.

Preformed coated ligature ties short / Ligatury kosmetyczne krótkie



Inches / Cale	mm	Code / Kod
.012"	.30	DO.5020.12

Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.

Ligature ties Kobayashi coated short Ligatury kosmetyczne Kobayashi krótkie



Inches / Cale	mm	Code / Kod
.012"	.30	DO.5030.12

Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.

Ligature wire / Drut ligaturowy



Inches / Cale	mm	Code / Kod
.010"	.25	DO.5090.10

I Lb (454 g) spool
I Lb (454 g) szpula

MaxiFlex™

NiTi separating and De-Impaction springs
Sprężynki rozklinowujące i separacyjne NiTi



Treatment 4 weeks using .017x .025 De-Impaction spring
4 tygodniowy okres leczenia przy użyciu sprężynki rozklinowującej



De-Impaction / Rozklinowanie
DO.5170.01
.017" x .025"
Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

Separating / Separacja
DO.5171.01 Narrow / Wąska
DO.5171.02 Wide / Szeroka
.016" x .022"
Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.

MaxiFlex™



Separating springs / Sprężynki separacyjne




DO.5172.01 Bicuspid, small / Przedtrzonowce, małe
DO.5172.02 Molars, large / Trzonowce, duże
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

ElastoMAX™

- High elasticity and fade resistant
- Excellent rebound
- Medical grade polyurethane
- Stály i odporny na blaknięcie kolor
- Idealnie dopracowana elastyczność
- Z wysokiej jakości poliuretanu




Uno ligatures
Ligatury Uno



Style -1
Cat
W kształcie głowy kota



Style -2
Flower
W kształcie kwiatka



Colors / Kolory	Code / Kod	Code / Kod	Code / Kod
assorted / w różnych kolorach	DO.5500.00	DO.5540.00	DO.5541.00
clear / przezroczyste	DO.5500.01		
white / białe	DO.5500.02		
tooth color / kolorze zębów	DD.5500.03		
grey / szare	DD.5500.05	DO.5540.05	DO.5541.05
black / czarne	DD.5500.09	DO.5540.09	DO.5541.09
Matelic blue / niebieski metallic	DD.5500.12		
blue / niebieskie	DD.5500.13	DO.5540.13	DO.5541.13
pearl blue / niebieskie perłowe	DD.5500.15		
turkus / turkusowe	DD.5500.17	DO.5540.17	DO.5541.17
sky blue / błękitne	DD.5500.21	DO.5540.21	DO.5541.21
golden / złote	DD.5500.28	DO.5540.28	DO.5541.28
light green / jasnozielone	DD.5500.30	DO.5540.30	DO.5541.30
green / zielone	DD.5500.34	DD.5541.34	DD.5541.34
red / czerwone	DD.5500.47	DO.5540.47	DO.5541.47
hot pink / ostry róż	DD.5500.51	DD.5540.51	DD.5541.51
light pink / jasnoróżowe	DD.5500.53	DD.5540.53	DD.5541.53
dark pink / ciemny róż	DD.5500.55		
purple / purpurowe	DD.5500.59	DD.5540.59	DD.5541.59
light purple / jasnopurpurowe	DD.5500.60		
violet / fioletowe	DD.5500.61		
orange / pomarańczowe	DD.5500.70	DO.5540.70	DO.5541.70
yellow / żółte	DD.5500.77	DO.5540.77	DO.5541.77

26 ligatures per stick
26 ligatur na pasku

Pack of 1040 ligatures
Opak. zawiera 1040 ligatur

40 ligatures per ring
40 ligatur na kółku

Pack of 1000 ligatures
Opak. zawiera 1000 ligatur

40 ligatures per ring
40 ligatur na kółku

Pack of 1000 ligatures
Opak. zawiera 1000 ligatur


Elastomeric ligatures and chains organizers Stojaki na ligatury elastyczne i łańcuszki




DO.5980.02



DO.5981.03



DO.5980.01




DO.5981.02



DO.5982.01

Hook cushions / Nakładki na haczyki



Pack of 140 cushions
Opak. zawiera 140 nakładek


DO.5830.01

To place over bracket hooks to avoid discomfort
Do nakładania na haczyki zamków aby zapewnić lepszy komfort

UltiMax™

Palatal arch bars Goshgarian Łuki Goshgarian

Pack of 5 pieces
Opak. 5 szt.



	Distal	Mesial
34mm	DO.5300.34	DO.5301.34
37mm	DO.5300.37	DO.5301.37
39mm	DO.5300.39	DO.5301.39
41mm	DO.5300.41	DO.5301.41
43mm	DO.5300.43	DO.5301.43
45mm	DO.5300.45	DO.5301.45
47mm	DO.5300.47	DO.5301.47
49mm	DO.5300.49	DO.5301.49
52mm	DO.5300.52	DO.5301.52
55mm	DO.5300.55	DO.5301.55

Lingual retainers bondable Retainery językowe przyklejane

Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

Mandibular cuspids to cuspids (3 x 3)
Żuchwa - od kła do kła (3 x 3)

Maxillary lateral to lateral (2 x 2)
Szczeka - na siekacze boczne (2 x 2)



22 mm	DO.5316.22
24 mm	DO.5316.24
26 mm	DO.5316.26
28 mm	DO.5316.28
30 mm	DO.5316.30

14 mm	DO.5317.14
16 mm	DO.5317.16
18 mm	DO.5317.18

Lingual retainer wire Drut na retainery językowe płaski

Dentalline
orthodontic products

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DL390005
.010" x .028", 8 braid, 15cm, 6" / płaski .010" x .028" plecione 8-nitek 15cm, 6"

Lingual retainers bondable Retainery językowe przyklejane

Pack of 5 pieces
Opak. 5 szt.



Mandibular / Żuchwa

Fig. 29	DO.5310.29
Fig. 31	DO.5310.31
Fig. 33	DO.5310.33
Fig. 35	DO.5310.35
Fig. 37	DO.5310.37

Maxillary / Szczeka

Fig. 38	DO.5315.38
Fig. 40	DO.5315.40
Fig. 42	DO.5315.42
Fig. 45	DO.5315.45
Fig. 47	DO.5315.47

Grid for symmetric measurements Karta do pomiarów symetrycznych

Made of plexiglas, for symmetric measurements
of dental arch on plaster casts, in millimetres.


Do symetrycznych pomiarów łuków zębowych na
modelach gipsowych. Wykonana z plexiglasu.



DO.154.000

Lingual retainers bondable Retainery językowe przyklejane


Pack of 5 pieces
Opak. 5 szt.



Universal / Uniwersalne

Ø 1.2 mm	DO.5319.12
Ø 2.0 mm	DO.5319.20

Disposable arch measuring gauge Jednorazowe elastyczne paski pomiarowe



Pack of 25 gauges
Opak. zawiera 25 szt.

DO.154.090 Orange / Pomarańczowe
DO.154.091 White / Białe

Crimpable tubes and stops Zaciskane stopery na łuk

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.5330.00
Small 0.30 x 1.9mm, 0.018"
Male 0.30 x 1.9mm, 0.018"

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.



DO.5331.01
Small, 0.015", 2mm
Male, 0.015", 2mm

Pack of 5 pieces
Opak. 5 szt.



DO.5332.01
0.022"

DO.5330.01
Medium 0.30 x 1.9mm, 0.022"
Średnie 0.30 x 1.9mm, 0.022"

DO.5331.02
Large, 0.019", 2mm
Duże, 0.019", 2mm

DO.5330.03
Large 0.30 x 2.4mm, 0.022"
Duże 0.30 x 2.4mm, 0.022"

Crimpable ball hooks tooth tone Haczyk z kuleczką zaciskany kosmetyczny



Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

DO.5325.05
Short / Krótkie
.022"x.028", 2.3mm

DO.5325.06
Long / Długie
.022"x.028", 4mm

Crimpable hooks Zaciskane haczyki na łuk



DO.5325.00
Short / Krótkie
.022", 1.3mm



DO.5325.02
Medium / Średnie
.022", 2.3mm



DO.5325.01
Long / Długie
.022", 3mm



DO.5325.03 Left / Lewy
DO.5325.04 Right / Prawy
.022"x.025", 5.5mm



DO.5325.07 Left / Lewy
DO.5325.08 Right / Prawy
.022"x.025", 10mm

Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

ElastoMAX™

Elastomeric chains / Łańcuszki elastyczne
Latex Free / Bez lateksu



4.5m per spool
4,5m na szpuli

Closed / Ciągłe

Short / Krótkie

Long / Długie



4.5m per spool
4,5m na szpuli

Ultra

- Made of Silicone infused material
- Low friction

- Wyprodukowane z tworzywa z domieszką silikonu
- Niska ścieralność

	Standard			Ultra		
	Closed Ciągłe	Short Krótkie	Long Długie	Closed Ciągłe	Short Krótkie	Long Długie
Pearl / Perłowy						
pearl / perłowy	DO.5710.01	DO.5720.01	DO.5740.01			
blue / niebieski	DO.5710.21	DO.5720.21	DO.5740.21			
green / zielony	DO.5710.30	DO.5720.30	DO.5740.30			
Colors / Kolory						
clear / przezroczysty	DO.5711.01	DO.5721.01	DO.5741.01	DO.5700.01	DO.5701.01	DO.5703.01
white / biały	DO.5711.02	DO.5721.02	DO.5741.02			
tooth color / w kolorze zębów	DO.5711.03	DO.5721.03	DO.5741.03			
gray / szary	DO.5711.05	DO.5721.05	DO.5741.05	DO.5700.05	DO.5701.05	DO.5703.05
black / czarny	DO.5711.09	DO.5721.09	DO.5741.09			
blue / niebieski	DO.5711.13	DO.5721.13	DO.5741.13			
sky blue / błękitny	DO.5711.21	DO.5721.21	DO.5741.21			
aqua / morski	DO.5711.25	DO.5721.25	DO.5741.25			
spring green / zielony	DO.5711.32	DO.5721.32	DO.5741.32			
red / czerwony	DO.5711.47	DO.5721.47	DO.5741.47			
hot pink / ostry róż	DO.5711.51	DO.5721.51	DO.5741.51			
light pink / jasnoróżowy	DO.5711.53	DO.5721.53	DO.5741.53			
purple / purpurowy	DO.5711.59	DO.5721.59	DO.5741.59			
orange / pomarańczowy	DO.5711.70	DO.5721.70	DO.5741.70			
yellow / żółty	DO.5711.77	DO.5721.77	DO.5741.77			
Metallic / Metalik						
silver / srebrny	DO.5712.04	DO.5722.04	DO.5742.04	DO.5700.04	DO.5701.04	DO.5703.04
Glow in the dark / Świecący w ciemności						
classic / klasyczny	DO.5715.01	DO.5725.01	DO.5745.01			

ElastoMAX™

Elastomeric thin chains
Łańcuszki elastyczne cienkie



4.5m per spool
4,5m na szpuli

Thin Chain

Special .015" thickness is perfect for lingual treatment, self ligating brackets and overall patient comfort.

Cienki łańcuszek

Specjalna grubość .015" jest doskonała do leczenia ortodontycznego od strony językowej jak również do zamków samoligaturujących się. Zapewnia lepszą wygodę dla pacjenta.

	Closed / Ciągłe	Short / Krótkie	Long / Długie
Pearl / Perłowe	DO.5750.01	DO.5753.01	DO.5756.01
Clear / Przezroczyste	DO.5751.01	DO.5754.01	DO.5757.01
Silver / Srebrne	DO.5752.04	DO.5755.04	DO.5758.04

ElastoMAX™

Elastomeric ligatures / Ligatury elastyczne

Latex Free / Bez lateksu

Made in USA

Ultra .120

Made of Silicone infused material
 Wyprodukowane z tworzywa z domieszką silikonu



Pearl / Perłowy	Ultra .120	Duo .115	Solo .120
pearl / perłowy		DO.5530.01	DO.5510.01
champaign / szampan			DO.5510.03
blue / niebieski			DO.5510.21
green / zielony			DO.5510.30
Colors / Kolory			
assorted / w różnych kolorach		DO.5531.00	DO.5511.00
clear / przezroczysty	DO.5501.01	DO.5531.01	DO.5511.01
white / biały			DO.5511.02
tooth color / w kolorze zębów			DO.5511.03
gray / szary	DO.5501.05		DO.5511.05
black / czarny			DO.5511.09
blue / niebieski		DO.5531.13	DO.5511.13
azure / turkus			DO.5511.17
light blue / jasnoniebieski			DO.5511.19
sky blue / błękitny		DO.5531.21	DO.5511.21
aqua / morski			DO.5511.25
light green / jasnozielony			DO.5511.30
spring green / zieleń wiosenna			DO.5511.32
emerald green / aquamaryna			DO.5511.34
red / czerwony		DO.5531.47	DO.5511.47
hot pink / ostry róż		DO.5531.51	DO.5511.51
light pink / jasnoróżowy			DO.5511.53
fuchsia / fuksja			DO.5511.55
purple / purpurowy			DO.5511.59
violet / fioletowy			DO.5511.61
orange / pomarańczowy			DO.5511.70
yellow / żółty			DO.5511.77
Metallic / Metalik			
silver / srebrny	DO.5502.04	DO.5532.04	DO.5512.04
blue / niebieski			DO.5512.13
red / czerwony			DO.5512.47
pink / różowy			DO.5512.53
gold / złoty			DO.5512.86
Flourescent / Fluorescencyjny			
green / zielony			DO.5513.30
red / czerwony			DO.5513.47
pink / różowy			DO.5513.53
orange / pomarańczowy			DO.5513.70
yellow / żółty			DO.5513.77
Glow in the dark / Świecący w ciemności			
classic / klasyczny			DO.5515.01
blue / niebieski			DO.5515.19
green / zielony			DO.5515.30
red / czerwony			DO.5515.47
orange / pomarańczowy			DO.5515.70
purple / purpurowy			DO.5515.77
	22 ligatures per stick, pack of 1012 ligatures 22 ligatury na pasku, opak. 1012 ligatur	52 ligatures per stick, pack of 1040 ligatures 52 ligatury na pasku, opak. 1040 ligatur	22 ligatures per stick, pack of 1012 ligatures 22 ligatury na pasku, opak. 1012 ligatur


- High elasticity
- Excellent rebound
- Fade resistant
- Medical grade Polyurethane

- Wysoka elastyczność
- Idealnie dopracowana elastyczność
- Stały i odporny na blaknięcie kolor
- Z wysokiej jakości poliuretanu

B Link modules Elastomery moduł B-Link

Elastomeric ligatures with connecting bridges.
 Elastomeryczne ligatury połączone są ze sobą mostkami.

- Closing intra arch spaces
- Rotating individual teeth
- Connecting bracket hooks
- Zamykają przestrzenie
- Rotacja pojedynczych zębów
- Łączą haczyki zamków



Clear / Przezroczyste DO.5690.00
 Gray / Szare DO.5692.00
 Pack of 100 pieces, 25 pieces of each size
 Opakowanie zawiera 100 ligatur, po 25 sztuk z każdego rozmiaru

ElastoMAX™

Uno Elastomeric chains / Uno Łańcuszki elastyczne



4.5m per spool
 4,5m na szpuli

Colors / Kolory	Closed Ciągłe	Short Krótkie	Long Długie
clear / przezroczysty	DO.5760.01	DO.5770.01	DO.5780.01
silver / srebrny	DO.5760.02	DO.5770.02	DO.5780.02
dark blue / ciemnoniebieski	DO.5760.13	DO.5770.13	DO.5780.13
sky blue / błękitny	DO.5760.21	DO.5770.21	DO.5780.21
light green / jasnozielony	DO.5760.30	DO.5770.30	DO.5780.30
green / zielony	DO.5760.34	DO.5770.34	DO.5780.34
red / czerwony	DO.5760.47	DO.5770.47	DO.5780.47
hot pink / ostry róż	DO.5760.51	DO.5770.51	DO.5780.51
light pink / jasnoróżowy	DO.5760.53	DO.5770.53	DO.5780.53
dark pink / ciemnoróżowy	DO.5760.55	DO.5770.55	DO.5780.55
dark purple / ciemnopurpurowy	DO.5760.60	DO.5770.60	DO.5780.60
violet / fioletowy	DO.5760.61	DO.5770.61	DO.5780.61
yellow / żółty	DO.5760.77	DO.5770.77	DO.5780.77

Latex free elastomeric products
Produkty elastyczne bez lateksu

ElastoMAX™

Non-Radiopaque posterior separators
Separatory Non-Radiopaque, posterior

'S'- shape
Light Blue
Jasnoniebieski



DO.5804.01
70 separators per dispenser - Pack of 1050 pieces
70 separatorów na pasku - Opakowanie zawiera 1050 sztuk

Non-Radiopaque anterior separators
Separatory Non-Radiopaque, anterior


Uno
Clear / Przezroczysty



DO.5801.01
10 separators per stick, Pack of 500 pieces
10 separatorów na pasku, Opakowanie zawiera 500 sztuk

Elastic thread solid round
Nić elastyczna, okrągła pełna

Clear / Przezroczysta
.025" DO.5880.01
.030" DO.5881.01
Grey / Szara
.025" DO.5880.02
.030" DO.5881.02



7,5 m per spool / 7,5m na szpuli

Non-Radiopaque posterior separators
Separatory Non-Radiopaque, posterior


Solo standard
Light blue
Jasnoniebieski



DO.5806.01
10 separators per stick, Pack of 1000 pieces
10 separatorów na pasku, Opakowanie zawiera 1000 sztuk

Non-Radiopaque posterior separators
Separatory Non-Radiopaque, posterior


Solo extra large / Bardzo duże
Light blue
Jasnoniebieski



DO.5810.01
4 separators per stick, Pack of 32 pieces
4 separatorów na pasku, Opakowanie zawiera 32 sztuki

Elastic thread solid square
Nić elastyczna, kwadratowa pełna

Clear / Przezroczysta
.025" DO.5883.01
.030" DO.5884.01
Grey / Szara
.025" DO.5883.02
.030" DO.5884.02



7,5 m per spool / 7,5m na szpuli


Non-Radiopaque posterior separators
Separatory Non-Radiopaque, posterior

Solo large / Duże
Light blue
Jasnoniebieski



DO.5808.01
10 separators per stick, Pack of 500 pieces
10 separatorów na pasku, Opakowanie zawiera 500 sztuk

Rotation wedges
Kliny rotacyjne




A: Standard wedge / Klin standardowy
Clear / Przezroczysty DO.5850.01
Grey / Szary DO.5850.02

B: Increased wedge / Klin powiększony
Clear / Przezroczysty DO.5851.01
Grey / Szary DO.5851.02

10 wedges per stick, Pack of 100 pieces
10 klinów na pasku, Opakowanie zawiera 100 sztuk

Elastic thread hollow round
Nić elastyczna, okrągła pusta

Clear / Przezroczysta
.025" DO.5887.01
.030" DO.5888.01
Grey / Szara
.025" DO.5887.02
.030" DO.5888.02



7,5 m per spool / 7,5m na szpuli

Radiopaque posterior separators
Separatory Radiopaque, posterior


Solo
Dark blue
Ciemnoniebieski
visible on X-ray / Widoczne na zdjęciach rtg



DO.5812.01
10 separators per stick, Pack of 1000 pieces
10 separatorów na pasku, Opakowanie zawiera 1000 sztuk

Archwire sleeves
Oślonki na łuki

Clear / Przezroczysta
.018" DO.5892.01
.027" DO.5893.01
Grey / Szara
.018" DO.5892.02
.027" DO.5893.02



3 m per spool / 3m na szpuli

Radiopaque posterior separators
Separatory Radiopaque, posterior



DO.5816.01
Pack of 1000 pieces / Opakowanie zawiera 1000 sztuk

Rotation wedges
Kliny rotacyjne

Pack of 100 pieces
Opakowanie zawiera 100 sztuk



Clear / Przezroczysty DO.5853.01
Grey / Szary DO.5853.02

Lip bumper sleeves
Oślonki na pelotę wargową

Clear / Przezroczysta
.046" DO.5894.01
Grey / Szara
.046" DO.5894.02



3 m per spool / 3m na szpuli




Creatures of the Sky

Latex free intraoral elastics
Gumki / Wyciągi elastyczne bez lateksu
Made in USA



Box of 20 packs (100 elastics per pack) 2000 pieces
Paczka 20 torebek (100 wyciągów w torebce) 2000 sztuk



Force level / Siła wyciągu

Light Force / Siła wyciągu lekka	2.5 oz. = 71gm
Medium Force / Siła wyciągu średnia	3.5 oz. = 100gm
Heavy Force / Siła wyciągu duża	4.5 oz. = 130gm
X-Heavy Force / Siła wyciągu bardzo duża	6.0 oz. = 170gm



Free / Gratis

20 x Elastic directors
20 x Nakładaczy do wyciągów elastycznych

Light force level / Siła wyciągu lekka 2.5 oz. (71 gm)



Hummingbird / koliber
1/8" (3.18 mm)



Canary / kanarek
3/16" (4.76 mm)



Finch / zięba
1/4" (6.35 mm)



Starling / szpak
5/16" (7.94 mm)



Cuckoo / kukułka
3/8" (9.35 mm)

Medium force level / Siła wyciągu średnia 3.5 oz. (100 gm)



Love birds / papużki nierozłączki
1/8" (3.18 mm)



Parakeet / papużka
3/16" (4.76 mm)



Parrot / papuga
1/4" (6.35 mm)



Cockatoos / kakadu
5/16" (7.94 mm)



Macaw / ara
3/8" (9.35 mm)

Heavy force level / Siła wyciągu duża 4.5 oz. (130 gm)



Quail / przepiórka
1/8" (3.18 mm)



Partridge / kuropatwa
3/16" (4.76 mm)



Fowl / perliczka
1/4" (6.35 mm)



Pheasant / bażant
5/16" (7.94 mm)



Peacock / paw
3/8" (9.35 mm)

X-Heavy force level / Siła wyciągu bardzo duża 6.0 oz. (170 gm)



Harrier / błotniak
1/8" (3.18 mm)



Kestrel / pustulka
3/16" (4.76 mm)



Falcon / sokół
1/4" (6.35 mm)



Hawk / jastrząb
5/16" (7.94 mm)




Eagle / orzeł
3/8" (9.35 mm)

Creatures of the Sky

Latex free intraoral elastics
Gumki / Wyciągi elastyczne bez lateksu
Made in USA



Latex free clear / Przezroczyste wyciągi elastyczne				
	2.5oz Light / 2.5oz Lekka	3.5oz. Medium / 3.5oz Średnia	4.5oz. Heavy / 4.5oz Duża	6oz. X-Heavy / 6oz Bardzo duża
1/8" (3.2mm)	DO.5950.32	DO.5951.32	DO.5952.32	DO.5953.32
3/16" (4.8mm)	DO.5950.48	DO.5951.48	DO.5952.48	DO.5953.48
1/4" (6.4mm)	DO.5950.64	DO.5951.64	DO.5952.64	DO.5953.64
5/16" (7.9mm)	DO.5950.79	DO.5951.79	DO.5952.79	DO.5953.79
3/8" (9.5mm)	DO.5950.95	DO.5951.95	DO.5952.95	DO.5953.95




Latex free neon colors / Kolorowe wyciągi elastyczne				
	2.5oz Light / 2.5oz Lekka	3.5oz. Medium / 3.5oz Średnia	4.5oz. Heavy / 4.5oz Duża	6oz. X-Heavy / 6oz Bardzo duża
1/8" (3.2mm)	DO.5956.32	DO.5957.32	DO.5958.32	DO.5959.32
3/16" (4.8mm)	DO.5956.48	DO.5957.48	DO.5958.48	DO.5959.48
1/4" (6.4mm)	DO.5956.64	DO.5957.64	DO.5958.64	DO.5959.64
5/16" (7.9mm)	DO.5956.79	DO.5957.79	DO.5958.79	DO.5959.79
3/8" (9.5mm)	DO.5956.95	DO.5957.95	DO.5958.95	DO.5959.95

Elastic directors / Nakładacze do wyciągów elastycznych

Elastic directors make placing and removing elastics easy for patients

Pack of 50 pieces / Opak. 50 szt.

Nakładacze do wyciągów elastycznych ułatwiają pacjentowi ich nakładanie i usuwanie.



DO.5985.01

DO.5985.02

DO.5985.03

DO.5985.04

Granitec®

NO MIX ORTHODONTIC ADHESIVE

ORTODONTYCZNY KLEJ DO ZAMKÓW CHEMOUTWARDZALNY



- No mixing is required, saves valuable time
- Suitable for bonding ceramic, composite or metal brackets
- Granitec's tacky viscosity reduces bracket drift during seating and positioning
- Strong mechanical bond yet debonds easily
- Bracket can be seated and positioned within 30 seconds
- A light archwire can be placed 5 minutes after bonding the last bracket.
- Fluoride releasing to help protect against potential decalcification.

- Nie wymaga mieszania i oszczędza czas
- Odpowiedni do klejenia zamków metalowych, plastikowych i ceramicznych.
- Charakterystyczną cechą kleju Granitec jest jego lepkość dzięki której zamki się nie przesuwają a jednocześnie jest łatwo go usunąć z odklejonego zamka.
- Znakomity do klejenia zamków każdego rodzaju. Stworzony tak, aby był łatwy i szybki w odklejaniu.
- Pozycja zamka na zębie może być regulowana jeszcze przez 30 sekund od momentu nałożenia kleju.
- Łuk może być wstawiony 5 minut później tworząc ostateczną więź z zamkiem.
- Zawiera fluor chroniący przed odwapnieniem.

FP-NOVOINC-054

Contents / Zestaw zawiera:

4 x 3.5gm Syringes
4 x Strzykawki po 3,5g

1 x 12ml Enamel Catalyst Primer
1 x 12ml Aktywator

1 x 4gm Green Gel Etchant Syringe
1 x 4g Wytrawiacz

5 x 22 Gauge Syringe Tips
5 x Igiel aplikacyjnych

2 x 10 Cavity Mixing Wells
2 x Podstawki do mieszania

50 x Mixing Pads
50 x Bloczków

1 x Brush Holder
1 x Uchwyt do pędzelków

40 x Brushes
40 x Pędzelków krótkich

10 x Brushes Long 2"
10 x Pędzelków długich



Starter kit / Zestaw startowy



FP-NOVOINC-138

1 x 3.5gm Syringe / 1 x Strzykawka 3,5g
1 x 3ml Enamel catalyst primer / 1 x 3ml Aktywator
5 x Brushes long / 5 x Pędzelków długich



Granitec No-Mix adhesive syringe Klej No-Mix w strzykawce



FP-NOVOINC-137
3.5 g syringe / strzykawka 3,5g

Granitec Enamel catalyst primer Aktywator



FP-NOVOINC-140
Enamel catalyst primer 12ml / Aktywator 12ml

Individual products: No-Mix or Light Cure adhesive syringe, Sealant resin, Enamel catalyst primer can be supplied on special order only.
Pojedyncze produkty tj.: klej w strzykawce światłoutwardzalny lub chemoutwardzalny i aktywatory są dostępne na specjalne zamówienie.

 **NOVOCOL**

Granitec®

**LIGHT CURE ORTHODONTIC ADHESIVE
ORTODONTYCZNY KLEJ DO ZAMKÓW
ŚWIATŁOUTWARDZALNY**

FP-NOVOINC-053

Contents /Zestaw zawiera:

4 x 3.5gm Syringes
4 x Strzykawki po 3,5g

1 x 7ml Sealant Resin
1x 7 ml Aktywator

1 x 4gm Gel Etchant Syringe
1 x 4g Wytrawiacz

5 x 22 Guage Syringe Tips
5 x Igieł aplikacyjnych

2 x 10 Cavity Mixing Wells
2 x Podstawki do mieszania

50 x Mixing Pads
50 x Bloczków

1 x Brush Holder
1 x Uchwyt do pędzelków

40 x Brushes
40 x Pędzelków krótkich

10 x Brushes Long 2"
10 x Pędzelków długich



Starter kit / Zestaw startowy



FP-NOVOINC-135

1 x 3.5gm Syringe / 1 x Strzykawka 3,5g
1 x 3ml Sealant resin / 1 x 3ml Aktywator
5 x Brushes long / 5 x Pędzelków długich



Light Cure orthodontic adhesive

- No time constraint to place and position brackets, excess material can be cleaned easily prior to light curing
- Suitable for bonding ceramic, composite or metal brackets
- Granitec's tacky viscosity reduces bracket drift during seating and positioning
- Strong mechanical bond yet debonds easily.
- Light cure for just 20 seconds per bracket. The time may vary depending on light curing unit, please see manufacturer's instructions.
- A light archwire can be placed immediately after curing.
- Fluoride releasing to help protect against potential decalcification.

Ortodontyczny klej do zamków światłoutwardzalny

- Pozwala na doskonałe ustawienie zamków i łatwe usunięcie nadmiaru materiału bez suszenia i przedłużania czasu pracy lekarza
- Klei zamki metalowe, plastikowe i ceramiczne
- Charakterystyczną cechą kleju Granitec jest jego lepkość dzięki której zamki się nie przesuwają a jednocześnie jest łatwo go usunąć z odklejonego zamka.
- Stworzony tak, aby był łatwy i szybki w odklejaniu.
- Jeśli tylko zamek jest w odpowiedniej pozycji należy naświetlać lampą 20 sekund.
- Łuk może być wstawiony później tworząc ostateczną więź z zamkiem.
- Dzięki zawartości fluoru pomaga chronić przed potencjalnym odwapnieniem.

Granitec

Light Cure adhesive syringe

Klej światłoutwardzalny w strzykawce



FP-NOVOINC-134

3.5 g syringe / 3,5 g strzykawka

Granitec

Sealant resin

Aktywator



FP-NOVOINC-141

Sealant resin 7ml / Aktywator 7ml

Individual products: No-Mix or Light Cure adhesive syringe, Sealant resin, Enamel catalyst primer can be supplied on special order only.
Pojedyncze produkty tj.: klej w strzykawce światłoutwardzalny lub chemoutwardzalny i aktywatory są dostępne na specjalne zamówienie.

Granitec®



Light Cure Blue Band Cement

- The blue color helps to indicate the excess material before light curing and residuals after band removal
- No time constraint to place and position bands
- Fluoride releasing to help protect against potential decalcification.

Cement do pierścieni światłoutwardzalny Blue

- Niebieski kolor wskazuje na ewentualny nadmiar kleju przed utwardzeniem oraz ułatwia zlokalizowanie resztek kleju po usunięciu pierścienia.
- Pozwala na doskonałe ustawienie pierścienia oraz łatwe usunięcie nadmiaru materiału bez suszenia i przedłużania czasu pracy lekarza
- Dzięki zawartości fluoru pomaga chronić przed potencjalnym odwapnieniem.



FP-NOVOINC-056
Contents /Zestaw zawiera:
6 x 5gm Syringes
6 x Strzykawek po 5 g

Granitec
Light Cure blue band cement syringe
Cement do pierścieni światłoutwardzalny
Blue w strzykawce

FP-NOVOINC-057
5 gm Syringes / 5 g Strzykawka

Prophylaxis pastes fluoride free 250g Pasty polerskie bez fluoru 250g



PP010/0051 Medium Mint / Standardowa miętowa
PP010/0052 Coarse Orange / Ostra pomarańczowa

Prophylaxis paste fluoride free Pasta polerska bez fluoru



DH.5000.00
Pack of 25 single dose / Opak. 25 szt.
2 gm dispensers / 2 gm kapsułki

Rubber cups and brushes Gumki i szczoteczki




DH.5009.01
Pack of 50 pieces
Opak. 50 szt.

DH.5015.01
Pack of 50 pieces
Opak. 50 szt.

DH.5015.02
Pack of 50 pieces
Opak. 50 szt.

Adhesive removers latex free Gumki polerskie do usuwania kleju / cementu bez lateksu



Code / Kod	S191	S192	S193
L mm	6,5	10,5	8,0
Ø mm	3,0	5,0	6,0

Adhesive remover sets Zestawy gumek do usuwania kleju/cementu



SET1017
Adhesive remover set I - 9 pieces
Zestaw I - 9 sztuk.



SET1018
Adhesive remover set II - 12 pieces
Zestaw II - 12 sztuk.

Disposable bonding trays Podstawki do zamków



with mixing wells
z miejscem do mieszania
DO.1990.11
DO.1990.21

without mixing wells
bez miejsca do mieszania
DO.1990.10
DO.1990.20

Disposable bonding trays organizer Stojak na podstawki do zamków



DO.1990.00

Bonding tray with sliding cover Etui do zamków



DO.1991.10
DO.1991.20
DO.1991.30

Safety release modules with stainless steel clamps / Moduły bezpieczeństwa ze stalową klamrą

Pair / Para



Force / Siła	Dark Blue Granatowy	Light Blue Jasnoniebieski	Green Zielony	Purple Purpurowy	Red Czerwony
600 gm	DO.6121.01	DO.6121.02	DO.6121.04	DO.6121.05	DO.6121.06
750 gm	DO.6122.01	DO.6122.02	DO.6122.04	DO.6122.05	DO.6122.06


High pull head caps / Wyciągi czaszkowe



Each / Sztuka

DO.6140.01 Small / Male
DO.6140.02 Medium / Średnie
DO.6140.03 Large / Duże

Cervical neck pads / Wyciągi karkowe



DO.6130.00
Assorted colors / Różne kolory
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

DO.6130.01
Blue / Niebieskie
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

DO.6130.02
Green / Zielone
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

DO.6130.03
Red / Czerwone
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

Headgear bags / Etui na wyciągi czaszkowe



224 x 120 mm

DO.6145.00
Assorted colors / Różne kolory
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

Each / Sztuka

DO.6145.01 Blue / Male
DO.6145.02 Red / Średnie
DO.6145.03 Yellow / Żółty
DO.6145.04 Grey / Szary
DO.6145.05 White / Biały


Econo
Cervical neck pads / Wyciągi karkowe



Without safety modules
Bez modułów bezpieczeństwa

DO.6131.00
Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Extraoral elastics / Wyciągi zewnętrzne




Pack of 1000 pieces
Opak. 1000 szt.

Extraoral elastics			
Force / Siła	8.0 oz	14.0 oz	16.0 oz
1/4" (6.4mm)	DO.6170.01	DO.6171.01	DO.6172.01
5/16" (7.9mm)	DO.6170.02	DO.6171.02	DO.6172.02
3/8" (9.4mm)	DO.6170.03	DO.6171.03	DO.6172.03
1/2" (12.7mm)	DO.6170.04	DO.6171.04	DO.6172.04

Facebows / Łuki twarzowe

Facebows with loops / Łuki twarzowe z pętlą



Outer bow is available in 3 lengths
Zewnętrzny łuk dostępny w 3 długościach


#	Intermolar parameter Rozpiętość	Short Krótki	Medium Średni	Long Długi
1	83 mm	DO.6107.01	DO.6108.01	DO.6109.01
2	90 mm	DO.6107.02	DO.6108.02	DO.6109.02
3	97 mm	DO.6107.03	DO.6108.03	DO.6109.03
4	104 mm	DO.6107.04	DO.6108.04	DO.6109.04
5	111 mm	DO.6107.05	DO.6108.05	DO.6109.05



Universal colored facebows / Łuki twarzowe uniwersalne kolorowe
Standard - Form


Outer bow / Łuk zewnętrzny Ø .072"
Inner bow / Łuk wewnętrzny Ø .045"

- DO.6105.01 White / Biały
- DO.6105.02 Blue / Niebieski
- DO.6105.03 Purple / Purpurowy
- DO.6105.04 Yellow / Żółty
- DO.6105.05 Black / Czarny
- DO.6105.06 Orange / Pomarańczowy
- DO.6105.07 Dark Green / Ciemna zieleń
- DO.6105.08 Lime Green / Jasna zieleń



Universal facebows / Łuki twarzowe uniwersalne

Outer bow / Łuk zewnętrzny Ø .072"
Inner bow / Łuk wewnętrzny Ø .045"



Full-Form DO.6103.01
Standard-Form DO.6104.01

Lip Bumpers / Peloty wargowe
Wire Ø .045" / Druć Ø .045"



Color Kolor	Standard-Form		Full-Form	
	Without hooks Bez haczyków	With hooks Z haczykami	Without hooks Bez haczyków	With hooks Z haczykami
Blue / Niebieskie	DO.6115.01	DO.6116.01	DO.6117.01	DO.6118.01
Pink / Różowe	DO.6115.02	DO.6116.02	DO.6117.02	DO.6118.02
Red / Czerwone	DO.6115.03	DO.6116.03	DO.6117.03	DO.6118.03
White / Białe	DO.6115.04	DO.6116.04	DO.6117.04	DO.6118.04
Yellow / Żółte	DO.6115.05	DO.6116.05	DO.6117.05	DO.6118.05

Plain facebows / Łuki twarzowe


Outer bow Ø .072"
Łuk zewnętrzny Ø .072"



Inner bow Ø / Łuk wewnętrzny Ø
.045" DO.6102.01

Chin cups / Proce bródkowe

Color Kolor	For child Dla dzieci	For adult Dla dorosłych
<input checked="" type="radio"/> Red / Czerwone	DO.6141.01	DO.6142.01
<input checked="" type="radio"/> Green / Zielony	DO.6141.02	DO.6142.02
<input type="radio"/> Skin / Cielista	DO.6141.03	DO.6142.03



High Pull Head Caps / Czepiec do procy bródkowej

- DO.6140.04 Red / Czerwone
- DO.6140.06 Blue / Niebieski
- DO.6140.05 Green / Zielony



Face masks / Maski twarzowe

COMFI-MAX

Reverse pull face masks Delaire / Maski twarzowe Delaire

Made in Italy



Blue
Niebieska



Green
Zielona



Red
Czerwona



White
Biała



Yellow
Żółta

Mini	DO.6150.01	DO.6150.02	DO.6150.03	DO.6150.04	DO.6150.05
Maxi	DO.6151.01	DO.6151.02	DO.6151.03	DO.6151.04	DO.6151.05

Face masks / Maski twarzowe

COMFI-MAX

Fully-Adjustable face masks

Regulowane maski twarzowe



Blue
Niebieska

DO.6154.01



Clear
Przeźroczysta

DO.6154.02



Pearl
Perłowa

DO.6154.03



Red
Czerwona

DO.6154.04



Teal
Jasnozielona

DO.6154.05



Spider red
Czerwona pajęczyna

DO.6154.06



Heart
Serca

DO.6154.07



Graffiti
Graffiti

DO.6154.08



Camouflage
Moro

DO.6154.09



Zebra
Zebra

DO.6154.10



violet
Fioletowa

DO.6154.11


Face mask bags / Etui na maski twarzowe



DO.6159.00 For face masks Delaire / Na maski twarzowe Delaire

DO.6159.01 For fully-adjustable face masks / Na maski twarzowe regulowane

Assorted colors / Różne kolory
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.



Bruxism splint / Szyna nagryzowa z zaczepami



DO.6580.01 Clear Przeźroczysta
DO.6580.02 Pink / Bubble gum Różowa / Guma do żucia

Prevents the constant grinding that leads to TMJ disorder. Can be used over braces without effecting tooth movement.

Szyna jest skutecznym sposobem leczenia objawów zaburzeń stawów skroniowo-żuchwowych (TMJ) tj. zaciskania, ścierania czy zgrzytania zębami. Odpowiednia dla pacjentów noszący aparat stały

Ortho-LipGuard



DO.6245.00
Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

Provides temporary relief from direct pressure to the lips caused by orthodontic appliances. Medical grade plastic material that can be heated and formed to the contours of the patients mouth, creating a custom guard for each application. The strip can be re-heated and formed throughout orthodontic treatment, to compensate for moving teeth.

Chroni i zabezpiecza usta pacjenta przed otarciami. Plastikowy materiał pod wpływem ciepła dostosowuje się do jamy ustnej pacjenta. Paski mogą być wielokrotnie na nowo formowane podczas całego leczenia ortodontycznego.

**Silicone comfort covers
Ochraniające wargowe silikonowe**



DO.6240.00
Pair / Para

**Soft plastic comfort covers
Ochraniające wargowe plastikowe**



DO.6241.00
Pair / Para

**Aligner seaters
Nagryzaczki do elastycznych aparatów retencyjnych**



Simple solution for properly seating aligners with imperfect fit.
Proste rozwiązanie dla dokładnego umiejscowienia aparatu retencyjnego.

Pack of 2 pieces / Opak. 2 szt.



Scent / Zapach
DO.6502.01 ● Mint / Miętowy
DO.6502.02 ● Bubble gum / Guma do żucia
DO.6502.03 ● Grape / Winogrono
DO.6502.04 ○ Unscented / Bez zapachu
DO.6502.05 ● Pineapple / Ananas

**Aligner patient kits
Zestawy dla pacjenta noszącego elastyczny aparat retencyjny**



Kit-1 / Zestaw 1
DO.6505.01


Kit-2 / Zestaw 2
DO.6505.02

Contents:
1 x Euro retainer case
1 x Slim-Line retainer case
2 x Retainer retrievers
2 x Aligner seaters

Zawiera:
Pudełko Euro na retainer
Pudełko Slim-Line na retainer
Instrumenty do zdejmowania aparatu retencyjnego
Nagryzaczki do retainerów

Kit 1 and 2 have same contents, only difference is colors of products
Obydwa zestawy mają taką samą zawartość, różnią się kolorem produktów w

**Retainer retrievers
Instrument do zdejmowania elastycznych aparatów retencyjnych**



DO.6500.01 Blue / Niebieski
DO.6500.02 Green / Zielony
DO.6500.03 Pink / Różowy
DO.6500.04 Orange / Pomarańczowy
DO.6500.05 White / Biały

Pontic wax / Wosk Pontic



Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

DO.6510.00
Creates the appearance of teeth inside aligners with extraction areas of missing teeth.
Przeznaczony dla pacjentów noszących aparat retencyjny.

**Aligner patient kit
Zestaw dla pacjenta noszącego elastyczny aparat retencyjny**



Kit-3 / Zestaw 3
DO.6505.03

Contents:
1 x Pontic wax
1 x Retainer retriever
3 x Aligner seaters
Zawiera:
1 x Wosk Pontic
1 x Instrument do zdejmowania aparatu retencyjnego
3 x Nagryzaczki do retainerów



Relief wax / Wosk osłonowy



For relief against irritation caused by brackets and ligature wires

Wosk przynoszący ulgę pacjentowi podczas noszenia aparatu stałego

Clear wax in scented cases Przeźroczysty wosk zapachowy



Box color / Kolor pudełka	Scent / Zapach	Code / Kod
	Apple / Jabłko	DO.6202.01
	Blueberry / Jagoda	DO.6202.02
	Bubblegum / Guma do żucia	DO.6202.03
	Cherry / Wiśnia	DO.6202.05
	Chocolate / Czekolada	DO.6202.06
	Cinnamon / Cynamon	DO.6202.07
	Coconut / Kokos	DO.6202.08
	Cotton candy / Cukierek	DO.6202.09
	Grape / Winogrono	DO.6202.10
	Mint / Mięta	DO.6202.11
	Orange / Pomarańcza	DO.6202.12
	Pineapple / Ananas	DO.6202.13
	Tutti-Frutti / Tutti-Frutti	DO.6202.16

Pack of 10 pieces / 1 opak. wosku zawiera 10 pudełeczek jednego zapachu

Clear unscented wax Przeźroczysty wosk bezzapachowy



Box color / Kolor pudełka	Code / Kod
Splash / Mix kolorów	DO.6200.01
Clear / Przeźroczysty	DO.6200.02
Silver / Srebrny	DO.6200.03
Kiwi / Kiwi	DO.6200.04
Sparkle cool mint / Miętowy brokatowy	DO.6200.05
Tropical sparkle blue / Niebieski brokatowy	DO.6200.06
Tropical sparkle green / Zielony brokatowy	DO.6200.07
Tropical sparkle orange / Pomarańcz brokatowy	DO.6200.08
Tropical sparkle pink / Różowy brokatowy	DO.6200.09

Pack of 10 pieces / 1 opak. wosku zawiera 10 pudełeczek jednego koloru

Glow in the dark unscented relief wax Wosk świecący w ciemności, bezzapachowy



Box color / Kolor pudełka	Code / Kod
Clear / Przeźroczysty	DO.6201.02

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Relief aid kit / Zestaw osłonowy dla pacjenta z aparatem stałym



DO.6215.00

Contents:
Relief wax
Elasti-Bite Wafer
Ortho-LipGuard

Zawiera:
Wosk osłonowy
Wafel do nagryzania
Ochroniacze wargowe na zęby przednie

Orthosil Bracket Protector / Orthosil Silikon osłonowy



DO.6209.00

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Thicker strips of silicone for covering an entire arch, one piece covers cuspid to cuspid. Ideal for patients who play musical instruments or extra protection when used with a mouth guard.

Cienkie paski silikonu osłaniają pełny łuk, jeden pasek osłania od kła do kła. Przeznaczony dla pacjentów grających na instrumentach muzycznych lub jako dodatkowa ochrona podczas noszenia ochroniacza do warg.

Relief silicone / Silikon osłonowy

Will not melt or dry out
Nie topi się i nie wysycha



DO.6210.00

Assorted sparkle boxes
Mix brokatowych pudełeczek
Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Elasti-Bite Therapy wafers scented / Wafel do nagryzania zapachowy



DO.6230.01 Cherry / Wiśnia
DO.6230.02 Grape / Winogrono
DO.6231.01 Bubblegum / Guma do żucia
DO.6231.02 Mint / Mięta
Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Relief wax organizer / Stojak na wosk




DO.6220.00

Retainer cases / Pudełka ortodontyczne

Euro retainer cases Pudełka ortodontyczne Euro

Color / Kolor	Mini	Maxi
Assorted / Asortyment	DO.6300.00	DO.6306.00
1 Sparkle Aqua / Metallic morski	DO.6300.01	DO.6306.01
2 Sparkle Black / Metallic czarny	DO.6300.02	DO.6306.02
3 Sparkle Blue / Metallic niebieski	DO.6300.03	DO.6306.03
4 Sparkle Green / Metallic zielony	DO.6300.04	DO.6306.04
5 Sparkle Purple / Metallic purpurowy	DO.6300.05	DO.6306.05
6 Sparkle Red / Metallic czerwony	DO.6300.06	DO.6306.06
7 Tropical Blue / Fluorescencyjny niebieski	DO.6301.01	DO.6307.01
8 Tropical Green / Fluorescencyjny zielony	DO.6301.02	DO.6307.02
9 Tropical Orange / Fluorescencyjny pomarańczowy	DO.6301.03	DO.6307.03
10 Tropical Pink / Fluorescencyjny różowy	DO.6301.04	DO.6307.04
11 Splash / W kleksy	DO.6302.01	DO.6308.01
12 Glow in the dark / Świecące w ciemności	DO.6303.01	DO.6309.01

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.




Maxi

	DO.6306.11 Sparkle Cool Mint / Metallic miętowy
	DO.6306.12 Sparkle Plum / Metallic śliwkowy
	DO.6308.02 Splash Kiwi / Kiwi w kleksy
	DO.6308.03 Splash Ocean / Ocean w kleksy
	DO.6308.04 Splash Tangerine / Mandarynka w kleksy
	DO.6306.08 Yellow / Żółty



Orthodontic retainer or bleaching tray cases Pudełka ortodontyczne na retainery i szyny wybielające



Pack of 10 pieces
Opak. 10 szt.

DO.6314.00
Assorted colors / Asortyment

Retainer case clips Klipsy do pudełki ortodontycznej



DO.6390.00
Assorted / Asortyment
Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.

Slim-Line retainer cases / Slim-Line Pudełka ortodontyczne

Color / Kolor	Code / Kod
Assorted / Asortyment	DO.6311.00
1 Sparkle Black / Metallic czarny	DO.6311.02
2 Sparkle Green / Metallic zielony	DO.6311.04
3 Sparkle Red / Metallic czerwony	DO.6311.06
4 Tropical Blue / Fluorescencyjny niebieski	DO.6312.01
5 Tropical Green / Fluorescencyjny zielony	DO.6312.02
6 Tropical Orange / Fluorescencyjny pomarańczowy	DO.6312.03
7 Tropical Pink / Fluorescencyjny różowy	DO.6312.04

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



	DO.6311.11 Sparkle Aqua / Metallic morski
	DO.6311.13 Sparkle Cool Mint / Metallic miętowy
	DO.6311.14 Sparkle Plum / Metallic śliwkowy

Retainer cases classic mini Pudełka classic mini na retainery



DO.6321.00
Assorted / Asortyment
Pack of 12 pieces / Opak. 12 szt.



DO.6322.00
Assorted / Asortyment
Pack of 15 pieces / Opak. 15 szt.

Ultima Guard

Ultimate mouth guard
Ochraniacz sportowy do warg



	Without strap Bez paska	With strap Z paskiem
Color / Kolory	Code / Kod	Code / Kod
Blue / Niebieski	DO.6250.02	DO.6251.02
Clear / Przezroczysty	DO.6250.03	DO.6251.03
Green / Zielony	x	DO.6251.04
Silver / Srebrny	DO.6250.06	DO.6251.06
Yellow / Żółty	DO.6250.07	DO.6251.07

- The first truly breathable mouth guard
- Protect lips, cheeks and gums from contact with braces while playing sports
- Three breathing vents to maximise airflow
- Tongue guard protects the tongue from protruding through the vents
- Comfortable and easy to wear
- Can be heated and customised for each patient

- Pierwszy nieutrudniający oddychania ochraniacz do warg
- Ochronia wargi, policzki i dziąsła przed kontaktem z zamkami podczas uprawiania sportu.
- Trzy otwory ułatwiające przepływ powietrza.
- Skutecznie ochrania język
- Wygodny i łatwy w użyciu.
- Pod wpływem ciepła dopasowuje się do jamy ustnej pacjenta

Functional vestibular appliance- Schönherr's plates / Płytki przedsionkowe Schönherra



DO.8090.01
Small – under 3 years
Mała – dla dzieci poniżej 3 lat



DO.8090.02
Medium – 3 to 5 years
Średnia – dla dzieci 3-5 lat



DO.8090.03
Large – 5 to 7 years
Duża – dla dzieci 5-7 lat

Retainer cases classic Midi / Pudełka protetyczne Classic Midi

Color / Kolor	Midi	Midi with mirror z lusterkim
Assorted / Mix kolorów	DO.6320.00	DO.6350.00
Black / Czarne	DO.6320.01	DO.6350.01
Blue Dark / Ciemnoniebieskie	DO.6320.02	DO.6350.02
Blue Light / Jasnoniebieskie	DO.6320.03	DO.6350.03
Green Fluorescent / Fluorescencyjna zieleń	DO.6320.04	DO.6350.04
Orange / Pomarańczowe	DO.6320.05	DO.6350.05
Pink Hot / Ostry róż	DO.6320.06	DO.6350.06
Purple / Purpurowe	DO.6320.07	DO.6350.07
Red / Czerwone	DO.6320.08	DO.6350.08
Violet / Fioletowe	DO.6320.10	DO.6350.10
Yellow / Żółte	DO.6320.11	DO.6350.11

Pack of 10 pieces / Opak. 10 szt.



Black
Czarne

Blue Dark
Ciemnoniebieskie

Blue Light
Jasnoniebieskie

Green Fluorescent
Fluorescencyjna zieleń

Orange
Pomarańczowe

Pink Hot
Ostry róż

Purple
Purpurowe

Red
Czerwone

Violet
Fioletowe

Yellow
Żółte


ICON

Interdental brushes standard / Szczoteczki do przestrzeni międzyzębowych standard

High tensile strength, plastic coated, stainless steel wire at the core prevents the brushes from bending. Brush is also fully flexible and after bending will retain its original shape. The brush and handle are manufactured as a complete unit so there is no need to assemble. Additionally each brush has its own hygienic cap which can also be used as a handle extension (except ID114 and ID115).

Stalowy rdzeń szczoteczki bardzo wytrzymały, nie łamie się nawet po wielokrotnym zgięciu, solidnie umieszczony w ergonomicznym uchwycie. Elastyczne, nylonowe włosie szczoteczki zawsze powraca do swojego początkowego kształtu. Szczoteczki posiadają nakładkę ochronną, która może służyć jako przedłużenie uchwytu.

Pack of 8 pieces / Opak. 8 szt.



Size / Rozmiar	XXXXF	XXXF	XXF	XF	F	M	L	XL
Ø mm	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	5,0	6,0	9,0
L mm	12,0	12,5	12,0	13,0	13,0	13,0	16,0	19,0
Color / Kolor	Pink Różowe	Orange Pomarańczowe	Red Czerwone	Blue Niebieskie	Yellow Żółte	Green Zielone	Purple Purpurowe	Grey Szare
Code / Kod	ID121	ID120	ID119	ID118	ID117	ID116	ID115	ID114

Whitening Toothpaste
Wybielająca pasta do zębów

Opalescence



DH.3000.12 133g Fluoride Cool Mint
DH.3000.13 29g Z fluorem smak miętowy

Orthodontic replacement heads for electric toothbrush
Końcówki ortodontyczne do szczoteczki elektrycznej





Pack of 3 pieces / Opak. 3 szt.

DH.2410.06

End Tufted Brush / Szczoteczki jednopęczkowe

The brush has been developed in order to clean interstitially tooth by tooth. The brush is equipped with a small ergonomically designed nylon tuft.

Idealna do czyszczenia pojedynczych zębów, okolic przyszykowych, bruzd zębowych oraz stałych aparatów ortodontycznych. Zakończona ergonomicznie zaprojektowanym małym nylonowym pęczkiem, pozwala na delikatne i efektywne czyszczenie.



Disposable prepacked orthodontic V-Trim toothbrushes
Szczoteczki ortodontyczne jednorazowe V-Trim z pastą

Pack of 144 pieces / Opak. 144 szt.



DH.2091.00

Prepacked with mint tooth paste
Perfect for patients use prior to treatment

Pasta o smaku miętowym
Doskonale w sytuacjach awaryjnych

Denture brush
Szczoteczka do protez



DH.2300.00



Teen toothbrushes / Szczoteczki do zębów Teen



DH.2015.01 Blue / Niebieska
DH.2015.02 Green / Zielona
DH.2015.03 Orange / Pomarańczowa
DH.2015.04 Yellow / Żółte

Oral hygiene / Higiena jamy ustnej

Orthodontic care kits / Zestawy higieniczne

Give your patients everything they need to get through the "ordeal" of having to wear braces. They're a great way to show you care while encouraging oral hygiene during treatment so that patients get the most value out of their braces. Zaopferuj swojemu pacjentowi wszystko to czego potrzebuje aby mu wynagrodzić trud noszenia aparatu stałego. To doskonały sposób okazania troski o pacjenta i zachęta do dbałości o higienę jamy ustnej.

Kit-I in plastic pouch / Zestaw w plastikowym etui



Orthodontic Care Kit / Zestaw higieniczny
DH.2000.00 Blue / Niebieski
DH.2000.01 Green / Zielony
DH.2000.02 Purple / Purpurowy
DH.2000.03 Red / Czerwony

Contents, 1 each / Zawiera po 1 sztuce:
Dual head V-Trim brush / Szczoteczka
V-Trim travel brush / Szczoteczka podróżna
Interproximal brush / Szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych
3-minutes timer / 3 min. "klepsydra"
Mint wax / Wosk miętowy
Floss threaders / Igła do nici dentystycznej
15 yard mint floss spool / Nić dentystyczna na szpulce
Mouth mirror / Lusterko z rączką

Kit-II in plastic bottle / Zestaw w plastikowym bidonie



Orthodontic Care Kit / Zestaw higieniczny
DH.2001.00 Blue / Niebieski
DH.2001.01 Green / Zielony
DH.2001.02 Purple / Purpurowy

Kit-III in plastic pouch / Zestaw w plastikowym etui



Orthodontic Care Kit / Zestaw higieniczny
DH.2003.00 Blue / Niebieski
DH.2003.01 Pink / Różowy

Contents, 1 each / Zawiera po 1 sztuce:
V-Trim brush / Szczoteczka V-Trim
V-Trim travel brush / Szczoteczka podróżna
Interproximal brush / Szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych
3-minutes timer / 3 min. "klepsydra"
Orthodontic wax / Wosk ortodontyczny
Mint floss spool / Nić dentystyczna na szpulce
Mouth mirror / Lusterko z rączką

Orthodontic dual-head V-Trim toothbrushes Podwójne szczoteczki ortodontyczne (z końcówką do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych)



DH.2010.00 Blue / Niebieska
DH.2010.01 Green / Zielona
DH.2010.02 Purple / Purpurowa
DH.2010.03 Red / Czerwona

Orthodontic V-Trim toothbrushes Szczoteczki ortodontyczne V-Trim



DH.2012.00 Blue / Niebieska
DH.2012.01 Green / Zielona
DH.2012.02 Purple / Purpurowa
DH.2012.03 Red / Czerwona

Orthodontic V-Trim travel toothbrushes Podróżne szczoteczki ortodontyczne V-Trim



DH.2020.00 Blue / Niebieska
DH.2020.01 Green / Zielona
DH.2020.02 Purple / Purpurowa
DH.2020.03 Red / Czerwona

Orthodontic V-Trim toothbrushes Szczoteczki ortodontyczne V-Trim



DH.2011.01
Curaprox CS 5460

DH.2011.02
Gum Butler 124

DH.2011.03
Oral B

Flexi interdental brushes
Szczoteczki do przestrzeni międzyzębowych

Each / Sztuka



Size / Rozmiar	X-Micro	Micro fine	Ultra fine	Super fine	X-fine	Fine	X-fine tapere / stożkowe	Stożkowe	Medium
Ø mm	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,5	3 - 5	3 - 6	8,0
Wire thickness / Grubość drutu	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60	0.70	0,80	1,00	1,20
Color / Kolor	Turquoise Morskie	Coral Różowe	Tangerine Pomarańczowa	Ruby Czerwona	Aqua Niebieska	Lemon Żółte	Lilac Liliowe	Lime Zielone	Violet Ciemnofioletowe
Code / Kod	TF-ID200	TF-ID201	TF-ID202	TF-ID203	TF-ID204	TF-ID205	TF-ID206	TF-ID207	TF-ID208

ORAL-B Super Floss
Nić ORAL-B Super Floss



- 1 Ideal for braces, bridges and wide spaces
- 2 Stiffened end to floss under appliances
- 3 Spongy-floss to clean around appliances and in wide spaces
- 4 Regular floss to remove plaque under gumline
- 5 50 Pre-cut strands

Pack of 50 pieces
Opak. 50 szt.

DH.1000.02

- 1 Do czyszczenia mostów, aparatów ortodontycznych i większych przestrzeni międzyzębowych
- 2 Usztywniony koniec ułatwia wprowadzanie nici pod przęsło mostu lub aparatu ortodontycznego
- 3 Puszysta część służy oczyszczaniu miejsc wokół mostów i aparatów oraz większych przestrzeni międzyzębowych
- 4 Standardowa nić dentystyczna usuwa płytkę nazębną poniżej linii dziąseł
- 5 W pojemniku znajduje się 50 odmierzonych odcinków nitki dla łatwiejszego dozowania

Tongue cleaner
Szczoteczka do czyszczenia języka



DH.2200.00

OrthoKIN strawberry-mint mouthwash with toothpaste
OrthoKIN zestaw płyn truskawkowo-miętowy z pastą do zębów



DH.3200.01

Oral Hygiene specified for carriers of braces.
Prevention of caries.
Prevention and control of bacterial plaque.

Codzienna higiena jamy ustnej u osób leczonych aparatami ortodontycznymi
Profilaktyka próchnicy
Profilaktyka stanów zapalnych dziąseł i chorób przyzębia
Profilaktyka tworzenia się płytki bakteryjnej

OrthoKIN mint mouthwash with liquid toothpaste
OrthoKIN zestaw płyn miętowy z płynną pastą do zębów



DH.3200.02

Oral Hygiene specified for carriers of braces.
Prevention of caries.
Prevention and control of bacterial plaque.


Utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej dla osób noszących aparaty ortodontyczne
Ochrona przed próchnicą
Ochrona przed nadmiernym rozwojem płytki bakteryjnej
Dla pacjentów nie dbających o higienę jamy ustnej
Dla pacjentów z tendencją do zapalenia dziąseł
Ochrona aparatu ortodontycznego

Expansion screws / Śruby rozszerzające

Micro Series


Double-guidance expansion screws for multiple use.
Podwójne śruby prowadzące o szerokim zastosowaniu.

Skeleton-type sector screws for use as distal screws and for single-tooth movements.
Stable U-bow retention, straight or bent.
Śruby szkieletowe, sekcyjne do przesuwania poszczególnych zębów, proste lub kątowe.




Standard Series

Skeleton-type sector screws for use as distal screws and for single-tooth movements. Stable U-bow retention, straight or bent.
Śruby szkieletowe, sekcyjne do przesuwania poszczególnych zębów, proste lub kątowe.




Traction screws for closing gaps. Stable U-bow retention straight or bent.


Śruby trakcyjne, ściągające do zamykania przestrzeni międzyzębowych, proste lub kątowe.





Stable expansion screws for the maxilla with retention drill holes.
Śruby szkieletowe, rozszerzające z zamkniętym otworem, typowe dla szczęki.



Standard expansion screws
Śruby rozszerzające standard



Stable expansion screws for the mandible with retention drill holes.
Śruby szkieletowe, rozszerzające z zamkniętym otworem, typowe dla żuchwy.





Zapytaj o cenę

Expansion screws / Śruby rozszerzające


Multiple section screws by Bertoni / Śruby Bertonięgo

Combined transversal and protrusion screw for 2 or 3 independently adjustable sectors.
Śruby poprzeczno-protruzyjne z 2 lub 3 niezależnie działającymi sekcjami, trójkierunkowe.




Special screws / Śruby specjalne

Fan-shaped screw for asymmetric expansion of the maxilla.
Śruba zawiasowa górna do przesuwania zębów w poprzek łuku zębowego w odcinku przednim szczęki.




Mandibular bow screws for transversal expansion of the mandibular anterior arch.


Śruby zawiasowe dolne do przesuwania zębów w poprzek łuku zębowego w odcinku przednim żuchwy.



Stable expansion screw for the upper jaw.
Śruba Weise'a do leczenia przodozgrzyzu.




Palatal suture expansion screws / Śruby do podniebiennych procesów rozszerzających



Laboratory wires / Drut protetyczny

High quality chromium-nickel dental wires, quality soft, hard and spring hard.
Wysokiej jakości drut protetyczny chromowo-niklowy – miękki, twardy, sprężysto – twardy.



Size Rozmiar	Soft Miękki	Hard Twardy	Spring hard Sprężysto – twardy	Length Długość
0,4 mm	L 704	L 804	L 904	50 m
0,5 mm	L 705	L 805	L 905	50 m
0,6 mm	L 706	L 806	L 906	40 m
0,7 mm	L 707	L 807	L 907	30 m
0,8 mm	L 708	L 808	L 908	20 m
0,9 mm	L 709	L 809	L 909	10 m
1,0 mm	L 710	L 810	L 910	10 m
1,1 mm	L 711	L 811	L 911	10 m
1,2 mm	L 712	L 812	L 912	10 m

Thermoform sheets / Płytki termoformowalne



The Right Plastic for the Right Application

Clarity, thickness, strength, aesthetics and specific application are all important things to consider when selecting thermoforming materials. This below comparison chart can help you select the right plastic for the right application.

Odpowiedni materiał do dokładnego formowania

Przejrzystość, grubość, trwałość, estetyka i właściwe formowanie są ważnymi czynnikami przy wyborze materiałów termoformowalnych. Poniższa tabela pokazuje jak wybrać właściwy materiał w zależności od rodzaju szyny.

	Plastic Series I	Plastic Series II	Plastic Series III	Plastic Series IV
Bondable to acrylic Wiąże się z akrylem			X	X
Creating clear retainers Do wykonywania retainerów przezroczystych	X	X		X
Creating thin retainers Do wykonywania retainerów niskoprofilowych	X	X		X
Creating temporary retainers Do wykonywania retainerów tymczasowych	X	X	X	X
Creating tooth movement aligners Do wykonywania pozycjonerów		X		X
Creating bruxism splints Do wykonywania aparatów zapobiegających bruksizmowi		X		
Creating temporary bridges Do wykonywania mostów tymczasowych		X	X	X
Creating bite planes Do wykonywania szyn zgryzowych			X	X
Creating whitening trays Do wykonywania szyn wybielających	X			
Latex and BPA free Nie zawiera lateksu i bisfenolu A	X	X	X	X



Thermoform sheets / Płytki termoformowalne



Plastic Series I

Use for low-profile retainers where patient compliance is an issue and for final retainers and whitening trays. Also suitable for temporary retainers between appointments.

Do wykonywania retainerów niskoprofilowych, szyn wybielających i retainerów. Odpowiednie dla retainerów tymczasowych używanych pomiędzy wizytami.



Thickness Grubość	Round / Okrągłe Ø 125 mm	Square / Kwadratowe 125 x 125 mm
0.50 mm / .020"	DO.9010.05	DO.9011.05

Plastic Series II

Extremely durable; resistant to cracking or breaking. Conforms to model when heated with little or no shrink. Not for use with acrylics. Average life: 24 months. Store in a cool, dry place. Use for bruxism splints, retainers, temporary bridges and tooth movement aligners.

Bardzo wytrzymały materiał odporny na pęknięcia. Minimalny skurcz materiału podczas nagrzewania. Nie nadaje się do łączenia z akrylem. Żywotność materiału 24 miesiące. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Do wykonywania aparatów zapobiegających bruzizmowi, retainerów, mostów tymczasowych oraz pozycjonerów.



Thickness Grubość	Round / Okrągłe Ø 125 mm	Square / Kwadratowe 125 x 125 mm
0.75 mm / .030"	DO.9020.07	DO.9021.07
1.00 mm / .040"	DO.9020.10	DO.9021.10
1.50 mm / .060"	DO.9020.15	DO.9021.15

Plastic Series III

Clear material has blue protective film on both sides, remove prior to thermoforming. Accepts acrylics / bonding agents. Average life: 6 months. Store in a cool, dry place. Use for bite planes, temporary retainers and temporary bridges.

Przeźroczysty materiał z niebieską ochronną powłoką po obu stronach, którą należy usunąć przed termoformowaniem. Do łączenia z akrylem i bondem. Żywotność materiału 6 miesięcy. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Do wykonywania szyn zgryzowych, retainerów tymczasowych oraz mostów tymczasowych.




Thickness Grubość	Round / Okrągłe Ø 125 mm	Square / Kwadratowe 125 x 125 mm
0.75 mm / .030"	DO.9030.07	DO.9031.07
1.00 mm / .040"	DO.9030.10	DO.9031.10
1.50 mm / .060"	DO.9030.15	DO.9031.15
2.00 mm / .080"	DO.9030.20	DO.9031.20

Plastic Series IV

Best combination of strength, durability and clarity. Extremely durable; resistant to cracking, bending out of shape or breaking. Bondable to acrylics. Average life: 18-24 months. Store in a cool, dry place. Use for retainers, tooth movement aligners and temporary anterior bridges.

Najlepsze połączenie trwałości i przejrzystości. Bardzo wytrzymały materiał odporny na pęknięcia i odkształcenia. Wiąże się z akrylem. Żywotność materiału 18-24 miesiące. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Do wykonywania retainerów, pozycjonerów oraz mostów tymczasowych przednich.



Thickness Grubość	Round / Okrągłe Ø 125 mm	Square / Kwadratowe 125 x 125 mm
0.75 mm / .030"	DO.9040.07	DO.9041.07
1.00 mm / .040"	DO.9040.10	DO.9041.10
1.50 mm / .060"	DO.9040.15	DO.9041.15
2.00 mm / .080"	DO.9040.20	DO.9041.20