


D17

Sterilization and Sundries / Sterylizacja i Inne





Sterilization and Sundries Sterylizacja i Inne

Containers Mini Kontenery Mini




300 x 135 x 40 mm

Perforated lid + non perforated bottom
Perforowana pokrywa + nieperforowana wanna

SS.500.010 ■ Black / Czarny
SS.500.020 ■ Blue / Niebieski
SS.500.030 ■ Golden / Złoty
SS.500.040 ■ Green / Zielony
SS.500.050 ■ Red / Czerwony
SS.500.060 ■ Silver / Srebrny

Perforated lid + perforated bottom
Perforowana pokrywa + perforowana wanna

SS.503.010 ■ Black / Czarny
SS.503.020 ■ Blue / Niebieski
SS.503.030 ■ Golden / Złoty
SS.503.040 ■ Green / Zielony
SS.503.050 ■ Red / Czerwony
SS.503.060 ■ Silver / Srebrny



300 x 135 x 70 mm

Perforated lid + non perforated bottom
Perforowana pokrywa + nieperforowana wanna

SS.501.010 ■ Black / Czarny
SS.501.020 ■ Blue / Niebieski
SS.501.030 ■ Golden / Złoty
SS.501.040 ■ Green / Zielony
SS.501.050 ■ Red / Czerwony
SS.501.060 ■ Silver / Srebrny

Perforated lid + perforated bottom
Perforowana pokrywa + perforowana wanna

SS.504.010 ■ Black / Czarny
SS.504.020 ■ Blue / Niebieski
SS.504.030 ■ Golden / Złoty
SS.504.040 ■ Green / Zielony
SS.504.050 ■ Red / Czerwony
SS.504.060 ■ Silver / Srebrny

Containers dental perforated Kontenery stomatologiczne perforowane




SS.510.060
310 x 190 x 40 mm

SS.511.060
310 x 190 x 70 mm

SS.512.060
310 x 190 x 130 mm


Drape retainers Ramki zaciskowe do serwet



SS.612.280
for mini containers
do kontenerów mini
280x125 mm

SS.612.310
for dental containers
do kontenerów stomatologicznych
310 x 190 mm

Cotton drapes Serwety bawełniane



SS.670.600
600 x 400 mm

SS.670.650
650 x 650 mm

SS.670.850
850 x 850 mm


Disposable paper filters for containers Jednorazowe filtry papierowe do kontenerów



SS.672.010
for mini containers / do kontenerów mini
Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.

SS.672.020
for dental containers / do kontenerów stomatologicznych
Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.

Disposable labels with steam indicators Jednorazowe identyfikatory procesu sterylizacji



SS.675.010
for mini and dental containers
do kontenerów mini i stomatologicznych
Pack of 100 pieces / Opak. 100 szt.



Sterilization cassettes / Kasetki do sterylizacji

Mini

- DZ.085.010 ■ Blue/Niebieska
- DZ.085.013 ■ Green/Zielona
- DZ.085.015 ■ Red/Czerwona
- DZ.085.019 ■ Yellow/Żółta

Stainless Steel for 5 instruments
Stal nierdzewna na 5 instrumentów
180 x 60 x 22mm



Midi

- DZ.085.020 ■ Blue/Niebieska
- DZ.085.023 ■ Green/Zielona
- DZ.085.025 ■ Red/Czerwona
- DZ.085.029 ■ Yellow/Żółta


Stainless Steel for 10 instruments
Stal nierdzewna na 10 instrumentów
180 x 125 x 22 mm



Maxi

- DZ.085.030 ■ Blue/Niebieska
- DZ.085.033 ■ Green/Zielona
- DZ.085.035 ■ Red/Czerwona
- DZ.085.039 ■ Yellow/Żółta

Stainless Steel for 20 instruments
Stal nierdzewna na 20 instrumentów
245 x 180 x 25 mm



Mini

DZ.090.010
Stainless Steel for 5 instruments
Stal nierdzewna na 5 instrumentów
180 x 85 x 19mm



Midi

DZ.091.010
Stainless Steel for 10 instruments
Stal nierdzewna na 10 instrumentów
180 x 140 x 25mm



Mini

DZ.095.010
Stainless Steel, for 7 instruments
Stal nierdzewna na 7 instrumentów
185 x 100 x 15mm



Midi

DZ.095.020
Stainless Steel, for 10 instruments
Stal nierdzewna na 10 instrumentów
185 x 140 x 15mm



Mini

DZ.100.050
Aluminum, for 7 instruments
Aluminiowa na 7 instrumentów
185 x 100 x 15mm



Midi

DZ.110.050
Aluminum, for 10 instruments
Aluminiowa na 10 instrumentów
185 x 140 x 15mm



Plastic cassettes and trays / Tacki i kasetki plastikowe



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



- DZ.084.010 Blue / Niebieska
 - DZ.084.020 Green / Zielona
 - DZ.084.030 Orange / Pomarańczowa
 - DZ.084.040 Red / Czerwona
 - DZ.084.050 White / Biała
 - DZ.084.060 Yellow / Żółta
- 185 x 100 x 20 mm



- DZ.083.010 Blue / Niebieska
 - DZ.083.020 Green / Zielona
 - DZ.083.030 Orange / Pomarańczowa
 - DZ.083.040 Red / Czerwona
 - DZ.083.050 White / Biała
 - DZ.083.060 Yellow / Żółta
- 205 x 50 x 45 mm



240 x 165 x 20 mm

STANDARD COLOURS	
Blue	DZ.390.010 Blue / Niebieska
Green	DZ.390.020 Green / Zielona
Light Blue	DZ.390.030 Lavender / Lawendowa
Yellow	DZ.390.040 Lilac / Liliowa
White	DZ.390.050 White / Biała
Light Beige	DZ.390.060 Yellow / Żółta
Lavender	DZ.390.070 Light blue / Jasnoniebieska
	DZ.390.080 Baby blue / Bładoniebieska

- DZ.390.010 Blue / Niebieska
- DZ.390.020 Green / Zielona
- DZ.390.030 Lavender / Lawendowa
- DZ.390.040 Lilac / Liliowa
- DZ.390.050 White / Biała
- DZ.390.060 Yellow / Żółta
- DZ.390.070 Light blue / Jasnoniebieska
- DZ.390.080 Baby blue / Bładoniebieska



Instruments trays rack
Stojak na tacki plastikowe

DZ.390.000
for 6 trays / na 6 tackek



Sterilization and Sundries Sterylizacja i Inne

Maxi aluminum trays and accessories / Tacki aluminiowe maxi i akcesoria



Perforated trays / Tacki perforowane

DZ.400.010 Blue/Niebieskie
DZ.400.020 Golden/Złote
DZ.400.030 Green/Zielone
DZ.400.040 Red/Czerwone
DZ.400.050 Silver/Srebrne
284 x 183 x 17mm

Solid trays / Tacki nieperforowane

DZ.401.010 Blue/Niebieskie
DZ.401.020 Golden/Złote
DZ.401.030 Green/Zielone
DZ.401.040 Red/Czerwone
DZ.401.050 Silver/Srebrne
284 x 183 x 17mm

Perforated cover / Przykrywa perforowana

DZ.402.010 Silver/Srebrna
288 x 187 x 29 mm

Solid cover / Przykrywa nieperforowana

DZ.402.020 Silver/Srebrna
288 x 187 x 29 mm


Instrument trays rack / Stojak na tacki maxi

DZ.435.020
295 x 190 x 270mm



for 6 maxi trays
na 6 tackek

Racks for instruments Przegródki na instrumenty



DZ.430.070
for 15 instruments
na 15 instrumentów

DZ.430.080
for 23 instruments
na 23 instrumenty

DZ.430.071
for 17 instruments
na 17 instrumentów

Midi aluminum trays and accessories / Tacki aluminiowe midi i akcesoria



Perforated trays / Tacki perforowane

DZ.405.010 Blue/Niebieskie
DZ.405.020 Golden/Złote
DZ.405.030 Green/Zielone
DZ.405.040 Red/Czerwone
DZ.405.050 Silver/Srebrne
183 x 140 x 17mm

Solid trays / Tacki nieperforowane

DZ.406.010 Blue/Niebieskie
DZ.406.020 Golden/Złote
DZ.406.030 Green/Zielone
DZ.406.040 Red/Czerwone
DZ.406.050 Silver/Srebrne
183 x 140 x 17mm

Perforated cover / Przykrywa perforowana

DZ.407.010 Silver/Srebrna
187 x 145 x 25 mm

Solid cover / Przykrywa nieperforowana

DZ.407.020 Silver/Srebrna
187 x 145 x 25 mm


Instrument trays rack / Stojak na tacki midi

DZ.435.010
150 x 180 x 270mm



for 6 midi trays
na 6 tackek


Racks for instruments Przegródki na instrumenty



DZ.408.020
for 4 instruments
na 4 instrumenty

DZ.408.010
for 8 instruments
na 8 instrumentów

Mini aluminum trays and accessories Tacki aluminiowe mini i akcesoria



Solid trays / Tacki nieperforowane

DZ.410.010 Blue/Niebieskie
DZ.410.020 Golden/Złote
DZ.410.030 Green/Zielone
DZ.410.040 Red/Czerwone
DZ.410.050 Silver/Srebrne
180 x 100 x 11mm



Solid cover / Przykrywa nieperforowana

DZ.411.020 Silver/Srebrna
182 x 103 x 13 mm

Aluminum inserts Wkładki aluminiowe



Fig. 1
DZ.415.010
49 x 26 x 10mm



Fig. 2
DZ.415.020
49 x 26 x 10mm




Fig. 3
DZ.415.030
59 x 49 x 10mm



Fig. 4
DZ.415.040
59 x 49 x 10mm





Instrument trays stainless steel maxi
Tacki ze stali nierdzewnej maxi



DZ.430.010
 Solid cover / Przykrywka nieperforowana
 288 x 187 x 29 mm



DZ.430.020
 Perforated cover / Przykrywka perforowana
 288 x 187 x 29 mm



DZ.430.030
 Perforated tray / Tacka perforowana
 284 x 183 x 19 mm



DZ.430.040
 Solid tray / Tacka nieperforowana
 284 x 183 x 19 mm



DZ.430.000
 288 x 187 x 40 mm
 Complete / Komplet
 DZ.430.010
 DZ.430.030
 DZ.430.070



DZ.431.000
 288 x 187 x 40 mm
 Complete / Komplet
 DZ.430.020
 DZ.430.030
 DZ.430.070



DZ.432.000
 288 x 187 x 40 mm
 Complete / Komplet
 DZ.430.010
 DZ.430.040
 DZ.430.070

Instrument trays stainless steel
Tacki na instrumenty ze stali nierdzewnej



Fig. 1
 DZ.420.010
 185 x 80 x 15mm



Fig. 2
 DZ.420.020
 190 x 100 x 17mm



Fig. 3
 DZ.420.030
 190 x 100 x 25mm



Fig. 4
 DZ.420.040
 190 x 100 x 15mm



Fig. 5
 DZ.420.050
 190 x 135 x 15mm




DZ.420.031
 Cover for DZ.420.030
 Przykrywka do tacki DZ.420.030

Instrument trays stainless steel midi
Tacki ze stali nierdzewnej midi



DZ.425.010 Solid cover only / Przykrywka nieperforowana
 DZ.425.020 Perforated cover only / Przykrywka perforowana
 187 x 145 x 25mm



DZ.425.030 Perforated tray only / Tacka perforowana
 DZ.425.040 Solid tray only / Tacka nieperforowana
 183 x 140 x 17mm

Instrument box perforated
Pudełko na instrumenty perforowane



DZ.467.000
 stainless steel / stal nierdzewna
 180 x 90 x 30 mm



Mayo trays perforated
Tacki Mayo perforowane

Mayo trays / Tacki Mayo



Code / Kod	Size / Rozmiar mm		
	A	B	C
SH.400.150	200	150	15
SH.404.150	250	150	15
SH.404.200	250	200	15
SH.407.200	300	200	15
SH.407.250	300	250	15
SH.410.250	350	250	15
SH.413.300	400	300	20
SH.416.350	455	350	20

Code / Kod	Size / Rozmiar mm		
	A	B	C
SH.420.150	200	150	15
SH.424.150	250	150	15
SH.424.200	250	200	15
SH.427.200	300	200	15
SH.427.250	300	250	15
SH.430.250	350	250	15
SH.433.300	400	300	20
SH.436.350	455	350	20

Instrument trays / Tacki na instrumenty

Shallow model / Model płytki

Deep model / Model głęboki

Lids / Przykrywki



Code / Kod	Size / Rozmiar mm		
	A	B	C
SH.170.150	200	150	25
SH.174.150	230	150	35
SH.177.200	250	200	35
SH.180.200	300	200	35
SH.180.250	300	250	35
SH.180.300	300	300	35
SH.184.250	350	250	35
SH.188.300	400	300	35
SH.192.350	455	350	35
SH.204.380	610	380	35
SH.205.455	610	455	35

Code / Kod	Size / Rozmiar mm		
	A	B	C
SH.220.150	200	150	40
SH.224.150	230	150	50
SH.227.200	250	200	50
SH.230.200	300	200	50
SH.230.250	300	250	50
SH.230.300	300	300	50
SH.234.250	350	250	50
SH.238.300	400	300	50
SH.242.350	455	350	50
SH.254.380	610	380	50
SH.255.455	610	455	50

Code / Kod	Size / Rozmiar mm	
	A	B
SH.260.150	200	150
SH.264.150	230	150
SH.267.200	250	200
SH.270.200	300	200
SH.270.250	300	250
SH.270.300	300	300
SH.274.250	350	250
SH.278.300	400	300
SH.282.350	455	350
SH.295.380	610	380
SH.295.455	610	455

Instrument trays
Tacki na instrumenty

Trays kidney shape, standard
Tacki nerki standard

Petri dish
Płytki Petri'ego



Code / Kod	Size / Rozmiar mm		
	A	B	C
SH.152.075	125	75	25
SH.155.120	150	120	30

Code / Kod		Size / Rozmiar mm
SH.570.150	SH.571.150	150
SH.570.180	SH.571.180	180
SH.570.200	SH.571.200	200
SH.570.250	SH.571.250	250
SH.570.300	SH.571.300	300

Code / Kod	Size / Rozmiar mm
LW.061.040	ø40x12mm
LW.061.060	ø60x15mm
LW.061.080	ø80x15mm
LW.061.100	ø100x15mm



Sterilizing drums / Puszki do sterylizacji



Code / Kod	Ø x H mm
SS.852.080	125 x 80
SS.850.125	125 x 125
SS.850.140	140 x 140
SS.850.150	150 x 150
SS.855.150	190 x 150
SS.850.190	190 x 190

Instrument boxes / Pudełka na instrumenty



Code / Kod	Size / Rozmiar mm		
	A	B	C
SH.010.050	130	50	30
SH.015.080	165	80	30
SH.020.080	180	80	35
SH.020.090	180	90	35
SH.020.100	180	100	35
SH.025.100	200	100	40
SH.025.115	200	115	50



Instrument boxes / Pudełka na instrumenty



Code / Kod	Size / Rozmiar mm		
	A	B	C
SH.030.050	130	50	30
SH.035.080	165	80	30
SH.040.080	180	80	35
SH.040.090	180	90	35
SH.040.100	180	100	35
SH.045.100	200	100	40
SH.045.115	200	115	50



Code / Kod	Size / Rozmiar mm		
	A	B	C
SH.055.100	200	100	40
SH.056.100	200	100	50
SH.056.125	200	125	50
SH.059.125	230	125	60
SH.062.125	250	125	60
SH.062.150	250	150	60
SH.065.150	300	150	60
SH.069.200	505	200	125



Code / Kod	Size / Rozmiar mm		
	A	B	C
SH.075.100	200	100	40
SH.076.100	200	100	50
SH.076.125	200	125	50
SH.079.125	230	125	60
SH.082.125	250	125	60
SH.082.150	250	150	60
SH.085.150	300	150	60
SH.089.200	505	200	125

Forceps jars / Pojemniki na kleszcze



Code / Kod	Ø x H mm
SH.755.110	50 x 110
SH.755.130	50 x 130
SH.755.150	50 x 150
SH.755.175	50 x 175

Cotton containers / Pojemniki do waty



Code / Kod	Ø x H mm
SH.720.075	75 x 75
SH.720.100	100 x 100
SH.720.125	125 x 125
SH.720.150	150 x 150
SH.720.180	180 x 180
SH.720.200	200 x 200



Sterilization and Sundries Sterylizacja i Inne

Bowls type I / Miedzki typ I



Gallipot

Without lid
Bez pokrywki

Lid only
Pokrywka

Code / Kod	Code / Kod	Ø mm	H mm
SH.600.010	SH.602.010	1 oz	54 29
SH.600.020	SH.602.020	2 oz	64 35
SH.600.030	SH.602.030	3 oz	70 40
SH.600.040	SH.602.040	4 oz	76 44
SH.600.060	SH.602.060	6 oz	85 49
SH.600.080	SH.602.080	8 oz	90 50
SH.600.090	SH.602.090	9 oz	95 57
SH.600.120	SH.602.120	12 oz	105 64

(1 oz = 28 ml)

Bowls type II / Miedzki typ II



Lotion

Without lid
Bez pokrywki

Lid only
Pokrywka

Code / Kod	Code / Kod	Ø mm
SH.606.040	SH.608.040	40
SH.606.060	SH.608.060	60
SH.606.080	SH.608.080	80
SH.606.090	SH.608.090	90
SH.606.100	SH.608.100	100
SH.606.125	SH.608.125	125
SH.606.150	SH.608.150	150
SH.606.180	SH.608.180	180
SH.606.200	SH.608.200	200
SH.606.250	SH.608.250	250
SH.606.300	SH.608.300	300

Bowls type III / Miedzki typ III



With spout

Code / Kod	Ø mm
SH.610.080	80
SH.610.100	100
SH.610.125	125
SH.610.150	150
SH.610.180	180

Bowls type IV / Miedzki typ IV



Sponge

Code / Kod	Ø mm	H mm
SH.613.105	105	50
SH.613.127	127	60
SH.613.145	145	60
SH.613.165	165	75
SH.613.185	185	85

Bowls type V / Miedzki typ V



Taper style

Code / Kod	Ø mm	H mm
SH.617.080	80	35
SH.617.100	100	50
SH.617.165	165	55
SH.617.175	175	70
SH.617.220	220	80
SH.617.240	240	95

Graduated cups / Kubki z podziałką



Code / Kod	ml
SH.650.025	25
SH.650.050	50
SH.650.075	75

Iodine cups / Kubki do jodyny



Code / Kod	oz
SH.640.060	6
SH.640.140	14

(1 oz = 28 ml)

Disinfectant tub Wanienka do dezynfekcji



Code / Kod	Outer size Roz zewnętrzne	Inner size Roz wewnętrzne	Pojemność
DZ.1100.01	220 x 150 x 85mm	150 x 125 x 70mm	1L
DZ.1100.02	315 x 206 x 125mm	260 x 175 x 100mm	3L
DZ.1100.03	394 x 260 x 155mm	320 x 215 x 145mm	5L
DZ.1100.04	496 x 328 x 195mm	400 x 270 x 185mm	10L



Endo cleaner
Pojemnik do dezynfekcji instrumentów endodontycznych



135° C Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Spare sponges / Gąbeczki
DZ.572.050
Pack of 50 pieces / Opak. 50 szt.
Ø 55 mm x 5 mm

Spare sponges / Gąbeczki
DZ.572.080
Pack of 50 pieces / Opak. 50 szt.
Ø 50 mm x 8 mm

Endometer Ultima / Endometr Ultima



DZ.573.000
Contents:
1 x Endo-Ruler (laser etched)
10 x Disposable medicament cups
3 x Disposable foams
Zawiera:
1 x Endo-Linijkę (laserowo nacinane wymiary)
10 x Kubków jednorazowych na leki
3 x Gąbeczki jednorazowe

DZ.573.020
Disposable foams (pack of 10 pieces)
Gąbeczki jednorazowe (10 szt.)


Spares / Zapasy
DZ.573.010
Disposable medicament cups (pack of 50 pieces)
Kubki jednorazowe na leki (50 szt.)

Endo tray aluminum with cover
Tacka aluminiowa z przykrywką do instrumentów endo



DZ.555.000
257 x 116 x 16 mm

Endometer laser etched
Endometr na palec, laserowo nacinane wymiary



DZ.575.010

DZ.575.020

Rotatable, suitable for left or right hand
Rotacyjny na lewą lub prawą rękę

Endo / Implant tray stainless steel with cover
Tacka ze stali nierdzewnej z przykrywką do instrumentów endo i implantów



DZ.556.000
205 x 100 x 25 mm

Endometer / Endometr



DZ.574.010

Endometer
Endometr na palec



Endometer Petite, Laser etched
laserowo nacinane wymiary

DZ.575.000


Endometer / Endometr



DZ.580.010
100x40x40mm

Transparent endo files stand
Stojak przezroczysty na pilniki

135° C Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DZ.564.000

Transparent endo box Mini
Endobox przezroczysty Mini

135° C Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DZ.564.010
Mini

Transparent endo box Midi
Endobox przezroczysty Midi

135° C Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DZ.564.020
Midi



Aluminum boxes for endodontic instruments and gutta percha / Endoboxy i pojemniki na guttaperkę aluminiowe



Blue / Niebieski
Red / Czerwony

DZ.561.012
DZ.561.015

Blue / Niebieski
Red / Czerwony

DZ.561.022
DZ.561.025

Blue / Niebieski
Red / Czerwony

DZ.561.110
DZ.561.111

Blue / Niebieski
Red / Czerwony

DZ.561.120
DZ.561.121



DZ.560.010
Silver / Srebrny



Blue / Niebieski
Red / Czerwony

DZ.565.210
DZ.565.211



Blue / Niebieski
Red / Czerwony

DZ.565.220
DZ.565.221



DZ.565.010
Silver / Srebrny

DZ.565.050
Red / Czerwony


DZ.565.040
Blue / Niebieski



DZ.565.060
Silver / Srebrny



DZ.567.010
Midi
125 x 105 x 54mm



DZ.569.010
Maxi
204 x 105 x 54mm



DZ.569.020
Maxi
204 x 105 x 54mm



Burs disinfecting box plastic
Pojemnik do dezynfekcji wiertel plastikowy

DZ.050.010
Ø 85 mm x H 70 mm



Burs disinfecting box stainless steel
Pojemnik do dezynfekcji wiertel ze stali nierdzewnej

DZ.051.010
Ø 76 mm x H 35 mm



Mesh burs holder
Koszyczek na wiertła z uchwytem

DZ.052.010
Ø 35mm x L 150 mm




Bur holding tweezers
Penseta do trzymania wiertła

DZ.055.010
165 mm



Magnetic stand for laboratory burs
Magnetyczny stojak na wiertła laboratoryjne

DZ.065.010
Red / Czerwony



Non-autoclavable
Nie można sterylizować w autoklawie

Transparent burs box
Pojemnik przezroczysty do wiertel


135° C Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie




DZ.058.020
FG & CA/RA
for 60 burs / na 60 sztuk

Aluminum burs stands
Podstawki do wiertel aluminiowe


135° C Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie




DZ.062.010
FG
for 24 burs / na 24 sztuki




DZ.063.010
FG
for 36 burs / na 36 sztuk




DZ.062.020
CA / RA
for 24 burs / na 24 sztuki



DZ.063.020
CA / RA
for 36 burs / na 36 sztuk



DZ.062.030
FG & CA / RA
for 24 burs / na 24 sztuki



DZ.063.030
FG & CA / RA
for 36 burs / na 36 sztuk

Plastic covers only
Przykrywki plastikowe na podstawki do wiertel



DZ.062.000

Non-autoclavable
Nie można sterylizować w autoklawie



DZ.063.000

Brass burs stands / Podstawki do wiertel z mosiądzu

135° C Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DZ.060.010
FG
for 12 burs
na 12 sztuk




DZ.060.020
CA / RA
for 12 burs
na 12 sztuk

Aluminum burs stands / Podstawki do wiertel aluminiowe


135° C Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DZ.061.010
FG
for 48 burs / na 48 sztuk



DZ.061.020
CA / RA
for 48 burs / na 48 sztuk



DZ.061.030
FG & CA / RA
for 48 burs / na 48 sztuk




Sterilization and Sundries
Sterylizacja i Inne

Cotton rolls dispenser
Pojemnik do wałeczków bawełnianych




DZ.525.010 Blue / Niebieski
DZ.525.020 Green / Zielony
DZ.525.030 Red / Czerwony
DZ.525.040 White / Biały
DZ.525.050 Yellow / Żółty

Cotton rolls holder
Trzymadełko do wałeczków



DZ.530.010

Cotton pellet dispenser
Pojemnik do kulek z waty



DZ.532.000
40 x 40 x 50 mm

Cotton dispensers stainless steel
Pojemniki do waty ze stali nierdzewnej



DZ.540.010



DZ.540.020

Cotton waste receiver stainless steel
Pojemnik na zużytą watę ze stali nierdzewnej



DZ.544.010

Cotton dispensers aluminum
Pojemniki do waty aluminiowe



DZ.535.010



DZ.535.020



DZ.535.030



DZ.535.040



DZ.535.050



Towel / Bib chain
Łańcuszek do serwet




DZ.945.020
Metalowy

Smile Towel / Bib holder
Łańcuszek gumowy z klipsami w kształcie szczęk



DZ.945.050

Towel / Bib holders
Łańcuszki do serwet z plastikową sprężynką



DZ.945.090
White / Biały

DZ.945.080
Blue / Niebieski


DZ.945.060
z sprężynką

Bibs dispenser
Pojemnik na serwetki



DZ.2510.00
205 x 180 x 135 mm

Drinking cup dispensers
Pojemniki na kubki



DZ.200.010
Silver / Srebrny

DZ.200.020
White / Biały

85 x 85 x 360 mm - for 70 cups / na 70 kubków

Drinking cup dispenser
Pojemnik na kubki



DZ.201.010

Mocowanie - cylinder Ø 40 mm - Ø 60 mm

Sterilizing forceps
Kleszczyki do sterylizacji



SS.920.200
200mm Collin




SS.907.270
270mm Cheate



SS.920.300
300mm Collin

Handle for acetate sheets
Ergonomiczny uchwyt do folii



DZ.995.000



Sterilization and Sundries Sterylizacja i Inne

Glass bottles set with stainless steel stand Zestaw butelek ze stojakiem ze stali nierdzewnej

DZ.8510.00 Complete / Komplet	DZ.8510.01 Stand / Stojak	Bottles / Butelczki
		DZ.8510.02 White / Biała
		DZ.8510.03 Green / Zielona
		DZ.8510.04 Brown / Brązowa
		DZ.8510.05 Blue / Niebieska



Glass dappen pots Kieliszki szklane

DZ.8505.01	Blue / Niebieski
DZ.8505.02	Clear / Przezroczysty
DZ.8505.03	Green / Zielony
DZ.8505.04	Pink / Różowy
DZ.8505.05	Brown / Brązowy



Mortar and pestle Moździerz i tłuczek szklane



DZ.9950.00

Key Features:

Made of medical grade silicone
Available in two sizes:
Small: inner Ø 4mm
Large: inner Ø 6mm

Cechy:

Wykonane z silikonu medycznego
Dostępne w 2 rozmiarach:
Małe: wew. Ø 4 mm
Duże: wew. Ø 6 mm



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie



Color coding rings

Kolorowe kółka silikonowe do oznaczenia instrumentów

Small / Małe

Color / Kolor	Code / Kod	Pack / Opak.
Assorted / Mix kolorów	DZ.080.001	450 szt.
Assorted / Mix kolorów	DZ.080.000	50 szt.
Black / Czarne	DZ.080.010	50 szt.
Dark blue / Ciemnoniebieskie	DZ.080.020	50 szt.
Light blue / Jasnyniebieskie	DZ.080.030	50 szt.
Brown / Brązowe	DZ.080.050	50 szt.
Grey / Szare	DZ.080.080	50 szt.
Green / Zielone	DZ.080.090	50 szt.
Orange / Pomarańczowe	DZ.080.110	50 szt.
Pink / Różowe	DZ.080.130	50 szt.
Red / Czerwone	DZ.080.150	50 szt.
White / Białe	DZ.080.170	50 szt.
Yellow / Żółte	DZ.080.180	50 szt.

Pack of 50 pieces
Opak. 50 szt.

Pack of 450 pieces
Opak. 450 szt.

Large / Duże

Color / Kolor	Code / Kod	Pack / Opak.
Assorted / Mix kolorów	DZ.081.001	225 szt.
Assorted / Mix kolorów	DZ.081.000	50 szt.
Black / Czarne	DZ.081.010	50 szt.
Dark blue / Ciemnoniebieskie	DZ.081.020	50 szt.
Light blue / Jasnyniebieskie	DZ.081.030	50 szt.
Brown / Brązowe	DZ.081.050	50 szt.
Grey / Szare	DZ.081.080	50 szt.
Green / Zielone	DZ.081.090	50 szt.
Orange / Pomarańczowe	DZ.081.110	50 szt.
Pink / Różowe	DZ.081.130	50 szt.
Red / Czerwone	DZ.081.150	50 szt.
White / Białe	DZ.081.170	50 szt.
Yellow / Żółte	DZ.081.180	50 szt.

Pack of 50 pieces
Opak. 50 szt.

Pack of 225 pieces
Opak. 225 szt.

Color coding tape

Kolorowe taśmy do oznaczenia instrumentów



DZ.078.010	Black / Czarna
DZ.078.020	Blue / Niebieska
DZ.078.030	Brown / Brązowa
DZ.078.040	Green / Zielona
DZ.078.050	Orange / Pomarańczowa
DZ.078.060	Red / Czerwona
DZ.078.070	White / Biała
DZ.078.080	Yellow / Żółta



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

7 mm wide, 3 meters spool
Szerokość 7 mm, szpula 3m

Grinding stones

Kamienie do ostrzenia narzędzi

Round / Okragły



DZ.9880.03
Ø 10 x 100 mm

For curettes, coarse grit, green
Do kiret, gruboziarnisty, zielony

Rectangular / Prostokątny



DZ.9885.02
75 x 25 x 7 mm

For knives, curettes, scalars etc., medium grit, orange
Do noży, kiret, sierpów, średnioziarnisty, pomarańczowy

Conical / Stożkowy



DZ.9883.01

Ø 10 / 7 x 100 mm

For elevators and luxators, fine grit, white
Do dźwigni i luksatorów, drobnoziarnisty, biały

Taper round corners / O zwężających się końcach



DZ.9889.01

75 x 45 x 7-3 mm

For knives, curettes, scalars etc., fine grit, white
Do noży, kiret, sierpów, drobnoziarnisty, biały





Protective glasses (Transparent)
Okulary ochronne przezroczyste



DZ.9000.10



DZ.9000.20



DZ.9000.30



DZ.9000.01
Clear, Autoclavable
Przezroczyste, Możliwość
sterylizacji w autoklawie

Magnifying glasses
Okulary powiększające



DZ.9020.01 2.5 x
DZ.9020.02 3.5 x

Protective glasses (Colored)
Okulary ochronne kolorowe



DZ.9000.04
Black for X-ray protection
Okulary czarne, chroniące
przed promieniami RTG



DZ.9000.02
Yellow, for vision enhancement
Autoclavable
Żółte, dla ochrony wzroku
Możliwość sterylizacji w autoklawie



DZ.9000.03
Orange for use during light curing
Autoclavable
Okulary pomarańczowe do użytku
podczas utwardzania światłem
Możliwość sterylizacji w autoklawie

Protective face shields
Przyłbice ochronne



Comfort Plus protective face shield
with 4 removable antistatic foils
Przyłbica ochronna comfort plus z 4
szt. folii obustronnie antystatycznej

DZ.9001.01
Transparent / Bezbarwna

DZ.9001.03
Pink / Różowa

DZ.9001.04
Sky blue / Błękitna

Light protection hand shield
Ostona ochronna do lampy polimeryzacyjnej



Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

DZ.9003.01
125 x 260 x 3mm
Orange / Pomarańczowa