

D19

Rotary instruments / Instrumenty rotacyjne






Prophy brushes RA / Szczoteczki do polerowania na kątnice

For cleaning and polishing of natural teeth, gold, amalgam fillings and removing plaque stains. Use with prophylaxis paste.

Czyszczą i polerują zęby, złoto, wypełnienia amalgamatowe oraz redukują płytkę nazębną. Szczoteczki do profilaktyki z zastosowaniem pasty polerskiej.

max. 10'000 rpm



Code / Kod	P001	P002	P003	P004	P005	P006	P007	P010	P011	P012
	White nylon / Nylonowe białe							Natural hair / Naturalne włosie		


SMART

Color coded prophy brushes RA / Szczoteczki do polerowania z kolorowego nylonu na kątnice

For polishing and cleaning stains caused by coffee, tea, nicotine, red wine. Use with prophylaxis paste.

Polerują i czyszczą zęby z kamienia i osadów z kawy, herbaty, tytoniu oraz czerwonego wina. Szczoteczki do profilaktyki z zastosowaniem pasty polerskiej.

max. 10'000 rpm



Code / Kod	P020	P021	P022	P023	P030	P031	P032	P033	P040	P041	P042	P043
	Pink soft / Różowe miękkie				Purple medium / Purpurowe średnio-twarde				Blue hard / Niebieskie twarde			

SMART

Color coded prophy cups latex free RA / Gumki do polerowania bez lateksu na kątnice

Use with prophylaxis paste / Używać z pastą polerską

Pink soft / Różowe miękkie
Purple medium / Purpurowe średnio-twarde
Blue hard / Niebieskie twarde

max. 10'000 rpm



PSRA001 PSRA002 PSRA003



PRA001 PRA002 PRA003

Prophylaxis pastes 1.23 % fluoride, mint flavoured / Pasty polerskie z fluorem 1.23%, miętowe

Pack of 200 single 2 g dose and 1 prophy ring
Opak. 200 kapsulek po 2 g i 1 uchwyty do aplikacji pasty



- PAS006 Fine / Drobnziarnista
- PAS007 Medium / Średnioziarnista
- PAS008 Coarse / Gruboziarnista

Prophylaxis pastes fluoride free, mint flavoured / Pasty polerskie bez fluoru, miętowe

Jar / Słoiczek
50 g.

Made of 100% natural ingredients.
Zawierają 100% naturalnych składników.

- PAS009 Fine / Drobnziarnista
- PAS001 Medium / Średnioziarnista



DIA-DUPLEX

Diamond polishers latex free / Diamentowe gumki do polerowania bez lateksu









max. 15'000 rpm

Synthetic rubber polishers with impregnated diamond grit.
A two-step polishing system for: composites, ceramic, compomer and glassionomer.

Syntetyczne gumki impregnowane diamentem do polerowania.
Dwustopniowy system do polerowania kompozytów, ceramiki, kompomerów i glasonomerów.



SET1012
Set of 8 pieces, one of each type
Zestaw 8 gumek po jednej z rodzaju

each / sztuka	Step 1 - Polishing / Stopień 1 - Polerowanie pośrednie				Step 2 - Fine polishing / Stopień 2 - Polerowanie ostateczne			
								
Code / Kod	DP101	DP102	DP103	DP104	DP111	DP112	DP113	DP114
L mm	7,0	10,0	8,3	2,5	7,0	10,0	8,3	2,5
Ø mm	3,3	5,2	6,0	10,0	3,3	5,2	6,0	10,0


DIA-COMP

Diamond polishers latex free / Diamentowe gumki do polerowania bez lateksu













max. 15'000 rpm

Synthetic rubber polishers with impregnated diamond grit.
A three-step polishing system for: composites (micro, hybrid, macro), compomer and glassionomer.

Syntetyczne gumki impregnowane diamentem do polerowania.
Trzystopniowy system do polerowania kompozytów (mikrocząsteczkowych, hybrydowych, makrocząsteczkowych), materiałów kompomerowych i glasonomerowych.



SET1001
Set of 12 pieces, one of each type
Zestaw 12 gumek po jednej z rodzaju

each / sztuka	Step 1 - Pre-polishing / Stopień 1 - Polerowanie wstępne				Step 2 - Polishing / Stopień 2 - Polerowanie pośrednie				Step 3 - Fine polishing / Stopień 3 - Polerowanie ostateczne			
												
Code / Kod	DP031	DP032	DP033	DP034	DP041	DP042	DP043	DP044	DP051	DP052	DP053	DP054
L mm	7,0	10,0	8,3	2,5	7,0	10,0	8,3	2,5	7,0	10,0	8,3	2,5
Ø mm	3,3	5,2	6,0	10,0	3,3	5,2	6,0	10,0	3,3	5,2	6,0	10,0

Use with spray coolant / Używać ze sprayem chłodzącym



Polishers latex free / Gumki do polerowania bez lateksu

Synthetic rubber polishers for amalgam and metals.
A three-step polishing system for amalgam, precious and non-precious metal alloys.


Syntetyczne gumki do polerowania amalgamatu i metali.
Trzystopniowy system do polerowania amalgamatu oraz stopów metali szlachetnych i nieszlachetnych.

max. 20'000 rpm



SET1003
Set of 10 pieces, one of each type
Zestaw 10 gumek po jednej z rodzaju

each / sztuka



Code / Kod	S121	S122	S132	S133	S134	S135	S141	S142	S143	S144
L mm	6,0	9,0	6,0	10,0	9,0	2,5	6,0	10,0	9,0	2,5
Ø mm	3,3	6,5	3,3	5,2	6,5	10,0	3,3	5,2	6,5	10,0

Step 1 - Rough grinder
Stopień 1 - Szlifowanie wstępne

Step 2 - Pre-polishing
Stopień 2 - Polerowanie wstępne

Step 3 - Highshine polishing
Stopień 3 - Polerowanie na wysoki połysk

COMPO

Polishers latex free / Gumki do polerowania bez lateksu

Silicone polishers for satin finish.
A single step polishing system for composite materials and natural teeth.


Silikonowe gumki do polerowania pozwalające uzyskać jedwabistą powierzchnię.
Jednostopniowy system do polerowania materiałów kompozytowych i naturalnych zębów.

max. 10'000 rpm



SET1004
Set of 12 pieces, three of each type
Zestaw 12 gumek po trzy z rodzaju

each / sztuka



Code / Kod	S151	S152	S153	S154
L mm	6,0	10,0	9,5	8,5
Ø mm	3,3	5,2	7,0	9,0

Arkansas stones / Kamienie Arkansas

White "Arkansas" abrasives, extra fine, for smooth grinding and polishing of filling materials and composite-filling materials


Białe kamienie drobnoziarniste do szlifowania i polerowania materiałów wypełnieniowych w tym kompozytowych.

max. 130'000 rpm



SET5001
Set of 6 pieces, one of each type RA
Zestaw 6 kamieni po jednym z rodzaju na kątнице

each / sztuka



Code / Kod	ST-601RA	ST-612RA	ST-638RA	ST-645RA	ST-649RA	ST-661RA	RA / Na kątнице
Code / Kod	ST-601FG	ST-612FG	ST-638FG	ST-645FG	ST-649FG	ST-661FG	FG / Na turbinę
L mm	3,0	3,0	6,0	7,0	7,0	7,0	
Ø mm	3,0	3,0	3,0	3,0	2,7	3,0	



SET5002
Set of 6 pieces, one of each type FG
Zestaw 6 kamieni po jednym z rodzaju na turbinę

Polishing wheels mounted HP / Krążki i szczotki polerskie montowane na mandryli na prostnicę

max. 10'000 rpm

Cotton and calico wheels for high shine polishing of plastic prosthetics, composites, crown and bridge work made of precious and non precious metal and CrCo.

Krażki bawełniane i płócienne (baranki) do polerowania na wysoki połysk akrylu, metali, kompozytu, stopów metali szlachetnych i nieszlachetnych, chromu, kobaltu.



Materials Materiały	Cotton yarn Bawełniana przędza	Calico Perkal
Code / Kod	PB-001	PB-002

Felt wheels for polishing of ceramics and composites

Krażki filcowe do polerowania ceramiki i kompozytów.

each / sztuka



Felt soft 3 folds Filc miękki, 3 warstwy	Solid felt hard Filc twardy	Solid felt knife edge hard Filc twardy z ostrym brzegiem
PB-003	PB-004	PB-005

White bristle and horse hair wheels for polishing of composite materials, crown and bridge work, precious metal and chrome cobalt with polishing paste.

Szczotki polerskie impregnowane pastą polerską z białym lub końskim włosiem do polerowania materiałów kompozytowych, koron i mostów, stopów metali szlachetnych i chromowo-kobaltowych.



Materials Materiały	White bristle stiff Włosie białe sztywne	Grey/white horse hair Włosie końskie szaro-białe
Code / Kod	PB-006	PB-007

Nylon brush for cleaning prosthetics

Szczotka nylonowa do czyszczenia prac protetycznych (do usuwania resztek gipsu z przestrzeni międzyzębowych)



Materials Materiały	White nylon Nylon biały
Code / Kod	PB-008

ALPINE


Polishing brushes mounted HP / Szczotki polerskie montowane na trzymadełku na prostnicę

For polishing of precious metal alloys, acrylic teeth, non precious metal alloys, hard alloys, composite, ceramics. Use with prophylaxis paste.

Polerują stopy metali szlachetnych i nieszlachetnych, zęby akrylowe, kompozyt i ceramikę. Używać z pastą polerską.

Horse hair hard / Włosie końskie twarde

each / sztuka




max. 8'000 rpm

Code / Kod	APB-001	APB-002	APB-003	APB-004
-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Goat/horse hair medium / Włosie kozie i końskie średnio-twarde

each / sztuka



max. 8'000 rpm

Code / Kod	APB-005	APB-006	APB-007	APB-008
-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Slimline plastic & metal centre brushes

Slimline brushes for polishing of hard alloys, chrome cobalt, acrylic and chrome cobalt dentures

each / sztuka




REF	MCP005	MC001
Material	black horse hair	black horse hair
Stiffness	extra stiff / Calico interleaved	stiff
Hub / Ø mm	25 x 48	25 x 48
Hub	plastic insert	aluminium centre
	10	10

Chamois mop

Finest chamois mop with plastic center for high shine polishing of prosthetic plastic and metals.

each / sztuka



REF	MOP036
Material	chamois
Hub / Ø mm	35 x 75
No. of folds	7

max. 3'000 rpm



Polishing mops / Szmaciaki polerskie

For polishing plastic prosthetics, composites, crown and bridge work made of precious, non precious metal and chrome cobalt to a high finish.
Przeznaczone do polerowania na wysoki połysk akrylu, kompozytów, metali, stopów szlachetnych, nieszlachetnych i chromowo-kobaltowych.

↻ max. 2'800 rpm



each / sztuka	Ø 100 x 40 mm	Ø 100 x 40 mm	Ø 100 x 40 mm	Ø 100 x 40 mm
Materials, Folds Materiały, Warstwy	Calico swansdown, 14 folds Perkal bardzo miękki, 14	Calico medium, 25 folds Perkal średnio-twardy, 25	Calico stiff, 25 folds Perkal sztywny, 25	Calico fine weave, 30 folds Perkal drobno tkany, 30
Code / Kod	CM003C	CM007	CM008	CM009

Polishing mop / Szmaciak polerski

For pre- and high shine polishing of plastic prosthetics and high shine polishing of all kinds of metals.
Przeznaczony do polerowania wstępnego i na wysoki połysk akrylu oraz wszystkich rodzajów metali.

↻ max. 2'800 rpm



MOP037
Pure white cotton, 40 folds, plastic centre
Czysta bawełna biała, 40 warstw, środek plastikowy

Felt polishers hard HP / Filce polerskie twarde na prostnicę

Felt Cones for polishing composites and ceramics with diamond polishing paste.
Impregnowane diamentową pastą polerską. Przeznaczone do polerowania kompozytów i ceramiki.

↻ max. 16'000 rpm



each / sztuka	Ø x L mm	10 x 15	9 x 12	8 x 16	10 x 14	14 x 15	11 x 20
Code / Kod	TPF002	TPF003	TPF005	TPF007	TPF008	TPF010	

Felt polishers / Filce polerskie (krążki i palce)

Felt Cones for polishing composites and ceramics with diamond polishing paste.
Impregnowane diamentową pastą polerską. Przeznaczone do polerowania kompozytów i ceramiki.

↻ max. 2'800 rpm




each / sztuka	Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 22 mm	Ø 15 x 25 mm	Ø 19 x 44 mm	Ø 25 x 50 mm
Code / Kod	CDTP008C	CDTP007C	CDTP006C	FC003	FC004	FC005
	Soft / Miękkie		Hard / Twarde		Hard / Twarde	

Artist brushes / Pędzle Kolinsky

High quality round sable brushes for dental and ceramic applications, 100 % pure natural Kolinsky sable.
Wysokiej jakości pędzle sobolowe ze 100% naturalnego włosia do nakładania ceramiki.

each / sztuka




Lathe brushes

For pre-polishing of prosthetic plastic, metal alloys, and crown and bridge work with polishing paste

max. 2'800 rpm

each / sztuka



Ø 40 x 80 mm

Ø 40 x 80 mm

Materials
Materiały

Grey/White horse hair

White goat hair

Stiffness
Code / Kod

Medium soft
P122

Extra soft
P150

each / sztuka



Ø 40 x 80 mm

Ø 30 x 63 mm

Materials
Materiały

Pure black bristles

Pure black bristles

Stiffness
Code / Kod

Extra stiff
P008

Extra stiff
P022

Scotchbrite wheels

Szczotka z włókniny polerskiej

max. 10'000 rpm

Mounted, each / Montowane, sztuka

each / sztuka




Code / Kod	ST-W/BC25HP	ST-W/SBM25HP	ST-W/SBF25HP
Grade	Coarse	Medium	Fine
Ø mm	25,0	25,0	25,0

Diamond discs for metals / Tarcze diamentowe (separatory) do cięcia metali


For cutting precious alloys, chromium cobalt, stainless steel, aluminum and other non-precious alloys.

Przeznaczone również do cięcia stopów szlachetnych, chromu, kobaltu, stali nierdzewnej, aluminium i innych stopów nieszlachetnych.

max. 15'000 rpm



Un-mounted
Niemontowane




Mounted HP
Montowane na
prostnicę

Two sided diamond grit, superflexible
Dwustronny nasyp diamentowy, bardzo elastyczne

L mm	0,15	0,15	0,10	0,12	0,15
Ø mm	10,0	19,0	22,0	22,0	22,0

Mounted, each / Montowane, sztuka

Code / Kod	DD001HP	DD002HP	DD003HP	DD004HP	DD005HP
------------	---------	---------	---------	---------	---------



L mm	0,15	0,15	0,15	0,15
Ø mm	19,0	22,0	22,0	22,0

Mounted, each / Montowane, sztuka

Code / Kod	DD006HP	DD007HP	DD008HP	DD009HP
------------	---------	---------	---------	---------


ZIRCOLINE

Diamond discs rigid / Tarcze diamentowe (separatory) sztywne

max. 15'000 rpm

Specially developed for separating of zirconia prosthesis and other ceramics. Super high quality and cutting efficiency that does not leave any marks or black spots on the ceramic work piece.

Przeznaczone do separacji i szlifowania porcelany oraz cyrkonu. Długa trwałość i najwyższa wydajność cięcia. Nie pozostawiają żadnych śladów ani czarnych plam na pracach ceramicznych.



L mm	0,16	0,22
Ø mm	19,0	19,0

Mounted, each / Montowane, sztuka

Code / Kod	D915CF	D915C
------------	--------	-------



Polishers latex free / Gumki do polerowania bez lateksu

↻ max. 15'000 rpm

Super silicone polishers / Super silikonowe gumki do polerowania

A three-step polishing system for acrylics, quicker and finer result, produce less dust.
Trzystopniowy system do polerowania akrylu, zapewniający szybszy i skuteczniejszy efekt, niska emisja pyłów.

each / sztuka			
Code / Kod	S161 S162 S163	S172 S173	S031 S032 S033
L mm	20,0 24,0 18,0	24,0 18,0	16,0 24,0 18,0
Ø mm	10,0 10,0 15,0	10,0 15,0	5,5 10,0 15,0
	Step 1 - Removing and shaping Stopień 1 - Kształtowanie	Step 2 - Smoothing Stopień 2 - Wygładzanie	Step 3 - High shine polishing Stopień 3 - Polerowanie na wysoki połysk

Standard silicone polishers / Standardowe silikonowe gumki do polerowania

↻ max. 15'000 rpm

A three-step polishing system for prosthetic and orthodontic acrylics. Available in three grits.
Trzystopniowy system do polerowania akryli protetycznych i ortodontycznych. Dostępne z 3 rodzajami nasypu: drobno, średnio i gruboziarnistym.

each / sztuka			
Code / Kod	S012 S013	S022 S023 S024	S031 S032 S033
L mm	20,0 24,0	20,0 24,0 18,0	16,0 24,0 18,0
Ø mm	10,0 10,0	10,0 10,0 15,0	5,5 10,0 15,0
	Step 1 - Removing and shaping Stopień 1 - Kształtowanie	Step 2 - Smoothing Stopień 2 - Wygładzanie	Step 3 - High shine polishing Stopień 3 - Polerowanie na wysoki połysk

Eco-System

A three-step polishing system for prosthetic and orthodontic acrylics. Available in three grits.
Trzystopniowy system do polerowania akryli protetycznych i ortodontycznych. Dostępne z 3 rodzajami nasypu: drobno, średnio i gruboziarnistym.

Mandrels HP / Mandryle na prostnicę

each / sztuka		
Code / Kod	S015 S025 S035	CTP031 CTP035
L mm	24,0 24,0 24,0	301HP 310HP
Ø mm	10,0 10,0 10,0	
		Code / Kod Fig.


Polishers latex free / Gumki do polerowania bez lateksu

Universal silicone polishers / Uniwersalne silikonowe gumki do polerowania

A single step polishing system for ceramics, precious metal alloys, veneer acrylics and dentine.
Jednostopniowy system do polerowania ceramiki, stopów metali szlachetnych, licówek akrylowych i zębiny.

↻ max. 20'000 rpm

each / sztuka




Code / Kod	S001	S002	S003	S004	S006
L mm	10,0	16,0	3,0	4,0	20,0
Ø mm	4,5	5,0	22,0	22,0	7,0

Synthetic rubber polishers / Syntetyczne gumki do polerowania

A two-step polishing system for precious and semi precious alloys.
Dwustopniowy system do polerowania stopów metali szlachetnych i półszlachetnych.

↻ max. 20'000 rpm

each / sztuka




Step 1
Pre-polishing

Stopień 1
Polerowanie wstępne

Code / Kod	S042	S043	S044	S047	S046	S045
L mm	16,0	3,0	4,0	24,5	20,0	20,0
Ø mm	5,0	22,0	22,0	3,0	2,0	7,0

each / sztuka



Step 2
Highgloss polishing

Stopień 2
Polerowanie na wysoki połysk

Code / Kod	S052	S053	S054	S055
L mm	16,0	3,0	4,0	20,0
Ø mm	5,0	22,0	22,0	7,0



Polishers latex free / Gumki do polerowania bez lateksu

Synthetic rubber polishers, A two-step polishing system for metal alloys and chrome cobalt.


Syntetyczne gumki do polerowania. Dwustopniowy system do polerowania stopów metali, chromu, kobaltu.

max. 20'000 rpm

Step 1
Pre-polishing

Stopień 1
Polerowanie wstępne


each / sztuka



Code / Kod	S091	S092	S093	S094	S095	S096
L mm	16,0	3,0	4,0	24,5	20,0	20,0
Ø mm	5,0	22,0	22,0	3,0	2,0	7,0

Step 2
Polishing

Stopień 2
Polerowanie pośrednie



Code / Kod	S101	S102	S103	S104	S105	S106
L mm	16,0	3,0	4,0	24,5	20,0	20,0
Ø mm	5,0	22,0	22,0	3,0	2,0	7,0

MAXCUT

Diamond cutting discs / Tarcze ściernie diamentowe

max. 25'000 rpm

For cutting all kind of alloys, separating composites and also ceramics.

Przeznaczone do cięcia wszystkich rodzajów stopów, separacji kompozytu i ceramiki.



D940

each / sztuka



D941

each / sztuka

MAXCUT Cutting discs / Tarcze ściernie (ściernice)


Glass fibre reinforced ultra-thin grinding wheels for cutting precious and non-precious metals.

Mounted on low-powered motors.

Wzmocnione siatką z włókna szklanego ultra-cienkie ściernice do cięcia metali szlachetnych i nieszlachetnych.

Montowane na mikrosilnik.

max. 20'000 rpm



D942

each / sztuka



D943

each / sztuka



D944

each / sztuka

Grinding caps and holders / Gumki do szlifowania i uchwyty

For working on denture acrylics, tray material, plaster and all soft reline materials.


Przeznaczone do akrylu, materiału na łyżki indywidualne, gipsu i mas silikonowych.

max. 15'000 rpm



HP

each / sztuka



Grit 80

each / sztuka



Code / Kod	GTWR/5	GTWR/7	GTWR/10	GTWR/13	GTWR/15	SKWR/5	SKWR/7	SKWR/10	SKWR/13	SKWR/15
Ø mm	5,2	7,3	10,8	13,7	16,6	7,0	9,0	12,0	15,0	18,0
L mm	11,0	13,0	15,0	19,0	25,0	11,2	12,5	14,8	18,9	26,0