


D₃

Dental Equipment / Sprzęt stomatologiczny






Zapytaj o cenę

Falcon *K-Series* 1 Year Guarantee / Rok gwarancji

High speed air turbine fibre optic handpieces
Końcówki stomatologiczne (turbiny) szybkoobrotowe
pneumatyczne z podświetleniem

Ceramic bearings
Quiet operation
Perfect balance
Anti-retraction valve
Push button chuck
Quick coupling fitting

Łożyska ceramiczne
Cicha praca
Małe wibracje
Zawór anti-retrakcyjny
Wymiana wiertel za pomocą przycisku
Wymagana szybkozłączka



DQ.2100.00



DQ.2100.25



Fully autoclavable
Możliwość sterylizacji wszystkimi sposobami

Specifications / Specyfikacja

Code Kod	Head Główka	Head size Rozmiar głowicy	Maximum speed Maksymalna prędkość	Cooling Aerozol	Bur size Rozmiar wiertel
DQ.2100.00	Torque / Tork	14.6 mm	300,000~ 380,000 R.P.M.	4-Spray / Poczwórny	Ø 1.59 ~ 1.60 mm , Length / Długość : Standard FG
DQ.2100.25	Mini / Mini	12.6 mm	300,000~ 380,000 R.P.M.	Single / Pojedynczy	Ø 1.59 ~ 1.60 mm , Length / Długość : Standard FG

Quick swivel coupling
Szybkozłączka



DQ.2525.00


Fibre optic system
System podświetlenia



DQ.2610.00

2 handpieces output unit
Możliwość podłączenia 2 końcówek
Transformer / Zasilacz

Silicone tubing for fibre optic handpieces
Przewód silikonowy do końcówek z podświetleniem



DQ.2600.06

2,8 meters with adapter
2,8 m długość z łącznikiem



Falcon

N-Series

1 Year Guarantee / Rok gwarancji

High speed air turbine handpieces


Końcówki stomatologiczne (turbiny) szybkoobrotowe pneumatyczne



Ceramic bearings / Łożyska ceramiczne

Quiet operation / Cicha praca

Perfect balance / Małe wibracje



Fully autoclavable
Możliwość sterylizacji wszystkimi sposobami

Spare parts are available, please ask for details
Dostępne części zamienne, pytaj o szczegóły

Falcon N-Series


Torque head handpieces / Końcówki stomatologiczne główka Torque




Zapytaj o cenę

Torque head / Główna Torque

- Anti-retraction valve
- Ceramic bearings
- Push button chuck
- Quick coupling fitting
- Zawór anty-retrakcyjny
- Łożyska ceramiczne
- Wymiana wiertel za pomocą przycisku
- Wymagana szybkozłączka



DQ.2200.00 Mini head / Główna Mini



DQ.2225.00 Standard head / Główna Standard

Specifications / Specyfikacja

Code Kod	Head size Rozmiar głowicy	Length Długość	Recommended air pressure Rekomendowane ciśnienie powietrza	Maximum speed Maksymalna prędkość	Bur size Rozmiar wiertel	Length Długość	Single-spray coolant Pojedynczy aerozol
DQ.2200.00	∅ 11.2 mm	13.2mm	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)	320,000-420,000 R.P.M.	∅ 1.59 ~ 1.60 mm	Standard	✓
DQ.2225.00	∅ 13.2 mm	14.6mm	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)	300,000-350,000 R.P.M.	∅ 1.59 ~ 1.60 mm	Standard	✓

Quick swivel couplings
Szybkozłączki

- Anti-retraction valve
- 360° swivels
- Fully autoclavable

- Zawór anty-retrakcyjny
- Możliwość obrotu 360°
- Możliwość sterylizacji wszystkimi sposobami



DQ.2500.02
2-holes Borden
złącze 2-otworowe Borden



DQ.2500.04
4-holes Midwest
złącze 4-otworowe Midwest




Zapytaj o cenę

Falcon N-Series 1 Year Guarantee / Rok gwarancji


Standard head handpieces / Końcówki stomatologiczne główka Standard

Standard Torque, push button chuck
Główka Standard, wymiana wiertel za pomocą przycisku



DQ.2325.00 Standard head / Główka Standard

- Anti-retraction valve
- Ceramic bearings
- Quick coupling fitting



Standard Torque, wrench type chuck
Główka Standard, mocowanie wiertel za pomocą klucza




DQ.2375.00 Standard head / Główka Standard

- Zawór anti-retrakcyjny
- Łożyska ceramiczne
- Wymagana szybkozłączka



Standard Torque, push button chuck, ceramic bearing
Główka Standard, wymiana wiertel za pomocą przycisku, łożyska ceramiczne



DQ.2425.02 2-holes Borden / złącze 2-otworowe Borden
DQ.2425.04 4-holes Midwest / złącze 4-otworowe Midwest
Standard Head / Główka Standard

Standard Torque, wrench type chuck, ceramic bearing
Główka Standard, mocowanie wiertel za pomocą klucza, łożyska ceramiczne




DQ.2475.02 2-holes Borden / złącze 2-otworowe Borden
DQ.2475.04 4-holes Midwest / złącze 4-otworowe Midwest
Standard Head / Główka Standard

Specifications / Specyfikacja

Code Kod	Head size Rozmiar głowicy	Length Długość	Recommended air pressure Rekomendowane ciśnienie powietrza	Maximum speed Maksymalna prędkość	Bur size Rozmiar wiertel	Length Długość	Single-spray coolant Pojedynczy aerozol
DQ.2325.00	∅ 11.2 mm	14.6mm	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)	320,000~ 420,000 R.P.M.	∅ 1.59 - 1.60 mm	Standard	✓
DQ.2375.00	∅ 10.2 mm	13.6mm	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)	320,000~ 420,000 R.P.M.	∅ 1.59 - 1.60 mm	Standard	✓
DQ.2425.02	∅ 11.2 mm	14.6mm	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)	320,000~ 420,000 R.P.M.	∅ 1.59 - 1.60 mm	Standard	✓
DQ.2425.04	∅ 11.2 mm	14.6mm	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)	320,000~ 420,000 R.P.M.	∅ 1.59 - 1.60 mm	Standard	✓
DQ.2475.02	∅ 10.2 mm	13.2 mm	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)	320,000~ 420,000 R.P.M.	∅ 1.59 - 1.60 mm	Standard	✓
DQ.2475.04	∅ 10.2 mm	13.2 mm	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)	320,000~ 420,000 R.P.M.	∅ 1.59 - 1.60 mm	Standard	✓


Silicone handpiece tubing, 2-holes Borden
Przewód silikonowy do końcówek, złącze 2 otworowe Borden



135° C
Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

DQ.2600.02
2,8 meters with adapter
2,8 m długość z łącznikiem

Silicone handpiece tubing, 4-holes Midwest
Przewód silikonowy do końcówek, złącze 4 otworowe Midwest



135° C
Autoclavable
Możliwość sterylizacji w autoklawie

DQ.2600.04
2,8 meters with adapter
2,8 m długość z łącznikiem



Contra angle handpiece 1:1, push button chuck
Kątница z przełożeniem 1:1, wymiana wiertel za pomocą przycisku

1 Year Guarantee / Rok gwarancji



DQ.2800.00



Fully autoclavable
Możliwość sterylizacji wszystkimi sposobami

Specifications / Specyfikacja

Code Kod	Head size Rozmiar głowicy	Length Długość	Recommended air pressure Rekomendowane ciśnienie powietrza	Maximum speed Maksymalna prędkość	Bur size Rozmiar wiertel	Single- spray coolant Pojedynczy aerozol
DQ.2800.00	∅ 8 mm	13.7 mm	2.0-2.5 kg / cm ² ; (0.2- 0.25 Mpa)	350,000 R.P.M.	∅ 2.35 mm	✓

Air polisher handpieces / Piaskarki

- For intraoral use
- Light weight and ergonomic design
- Detachable nozzle
- Do użytku wewnątrz jamy ustnej
- Lekka waga i ergonomiczny kształt
- Wymienna końcówka

1 Year Guarantee / Rok gwarancji



Manual cleaning and cold sterilization only
Czyszczenie ręczne i sterylizacja na zimno

P-Mate-I



DQ.3000.02 2-holes Borden / złącze 2-otworowe Borden
DQ.3000.04 4-holes Midwest / złącze 4-otworowe Midwest

P-Mate-II



DQ.3000.06 2-holes Borden / złącze 2-otworowe Borden
DQ.3000.08 4-holes Midwest / złącze 4-otworowe Midwest

Microblaster for extraoral use
Piaskarka do użytku zewnętrznego

1 Year Guarantee / Rok gwarancji



DQ.3005.01

Polishing powder for P-Mate handpieces
Piasek do piaskarki stomatologicznej



DQ.3001.01 Lemon / Cytrynowy
DQ.3001.02 Mint / Miętowy
DQ.3001.03 Strawberry / Truskawkowy
130 g

3-1 Air water syringes and accessories
Dmuchawki wodno-powietrzne trójdrożne i akcesoria

1 Year Guarantee / Rok gwarancji



DQ.2705.00
Complete with tip
Komplet z końcówką




DQ.2700.00
Complete with 2 tips
Komplet z 2 końcówkami

Polyurethane tube for air water syringe, 2-holes
Poliuretanowy przewód do dmuchawek, 2-otworowy



DQ.2710.02
2 meters long / 2 m długości

3-1 Air water syringe tips
Końcówki do dmuchawek



DQ.2707.00

DQ.2708.00
Disposable / Jednorazowe

Pack of 150 pieces
Opak. 150 szt.



Handpiece lubricant spray
Olej do konserwacji końcówek



DQ.2101.01
500ml



DQ.2101.00
500ml

Spittoon filter
Sitko z przykrywką do spluwaczki



DQ.9100.00

Sealing machine and accessories
Zgrzewarka i akcesoria

1 year guarantee for equipment, heating element or other parts may need replacement depending on frequency of use or misuse.

1 rok gwarancji – dotyczy wad fabrycznych zgrzewarki. Elementy wymienne do zgrzewania nie są objęte gwarancją.

- Sealing width 10 mm
- Maximum width of sealing 200 mm

- Szerokość zgrzewu 10 mm
- Maksymalna szerokość rękawa 200 mm



DQ.9000.00
Complete with roll stand and working table
Komplet zawiera stojak na rękaw i stolik



DQ.9000.01

Code / Kod	Product / Produkt
DQ.9000.02	Roll stand only / Stojak na rękaw
DQ.9000.03	Worktable only / Stolik
DQ.9000.04	Heating element / Paski do zgrzewu
DQ.9000.05	Cutting blade and handle / Nóż obcinający z uchwytem
DQ.9000.06	Teflon sealing tape / Taśma teflonowa
DQ.9000.07	Upper rubber strip / Listwa gumowa górna

Child booster seat for dental chair
Siedzisko dla dzieci na fotel stomatologiczny



Available colors
Dostępne kolory



Code / Kod
DQ.9101.01
DQ.9101.02
DQ.9101.03
DQ.9101.04
DQ.9101.05

Size / Rozmiar 36 x 40 x 11 cm

Dental chair cushions
Poduszka ochronna



Available colors
Dostępne kolory



Code / Kod
DQ.9102.01
DQ.9102.02
DQ.9102.03
DQ.9102.04
DQ.9102.05

Size / Rozmiar 47 x 47 cm

U shaped neck support
Uniwersalny rogal szyjny dla pacjenta



Available colors
Dostępne kolory



Code / Kod
DQ.9103.01
DQ.9103.02
DQ.9103.03
DQ.9103.04
DQ.9103.05

The U shaped neck support is perfect for sedation dentistry & cosmetic procedures. It provides excellent stability to the head and neck, making it very well suited for sedation dentistry, cosmetic, and endodontic procedures. It gently supports the head and neck, keeping the head in position and preventing discomfort.

Wykonany z pianki wiskoelastycznej z pamięcią
Obity skajem wg wzornika
Idealnie dopasowuje się do kształtu szyi pacjenta co tworzy
dobre podparcie dla kręgosłupa szyjnego oraz głowy podczas
leżania na fotelu

Universal clear plastic cover for dental chairs
Uniwersalna folia na fotel stomatologiczny



DQ.9104.01

For covering lower part of dental chair
Do pokrycia całego siedziska dolnego fotela, łatwe mocowanie na gumki