


www.falconmedical.pl

D5

Diagnostics / Diagnostyka



Falcon[®]
Medical Polska
Your Instruments since 1975




SS-200 mouth mirrors / SS-200 Lusterka

Pack of 12 pieces / Opak. 12 szt.

Made of 18-8 Stainless steel
Sterilizable up to 200° C
Best reflection and image quality
Wide variety

Wykonane ze stali nierdzewnej 18-8
Sterylizacja do 200° C
Bardzo dobre odbicie i wysoka jakość obrazu
Szeroka oferta



Single reflection, sharp image quality
Pojedyncze odbicie, wyraźny obraz

Front surface
Powierzchnia lusterka

Front surface, chrome coated
Powierzchnia lusterka pokryta chromem

Fig. 2 Ø 18 mm Fig. 3 Ø 20 mm Fig. 4 Ø 22 mm Fig. 5 Ø 24 mm

Chrome Coated / Pokryte chromem			DD.503.040	DD.503.050
Magnifying / Powiększające	DD.506.020	DD.506.030	DD.506.040	DD.506.050
Plane / Płaskie	DD.509.020	DD.509.030	DD.509.040	DD.509.050

**Perfection mouth mirrors
Lusterka typ Perfection**

Chrome coated front surface mirror
Wide stem offer comfortable cheek retraction

DD.515.040 Fig. 4 Ø 22 mm
DD.515.050 Fig. 5 Ø 24 mm

Powierzchnia lusterka pokryta chromem
Duża wygoda przy oddzieleniu policzka- szeroka rękojeść



**Mirror handles
Uchwyty do lusterek**

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip



- DD.526.010 Blue / Niebieski
- DD.526.020 Olive / Oliwkowy
- DD.526.030 Yellow / Żółty
- DD.526.040 Red / Czerwony
- DD.526.050 Orange / Pomarańczowy



Pack of 5 pieces
Opak.5 sztuk

DD.526.000

**Micro mirrors chrome coated
Mikro lusterka pokryte chromem**



DD.494.000 Fig. 000 Ø 10 mm
DD.495.000 Fig. 00 Ø 12 mm


**Micro mirrors rhodium TOPvision
Mikro lusterka rodowe TOPvision**



DD.7190.10 Fig. 000 Ø 10 mm
DD.7190.12 Fig. 00 Ø 12 mm

Plane
Płaskie

**Micro mirrors stainless steel double sided
Mikro lusterka ze stali nierdzewnej, dwustronne**



DD.485.030 Ø 3 mm DD.484.025 2.5 x 9 mm
DD.485.050 Ø 5 mm DD.484.040 4 x 10 mm

**Micro mirror handles
Uchwyty do lusterka mikro**



Safety model BM.042.100 100 mm
BM.042.130 130 mm



BM.044.100 100 mm



BM.047.130 130 mm

**LED Examination Light
Latarka diagnostyczna LED**



DD.040.000

Mirror handles / Uchwyty do lusterek



Hollow / lekkie DD.530.010



Hollow / lekkie DD.545.010



Pack of 5 pieces / Opak.5 sztuk

DD.545.015



DD.522.010



Pack of 5 pieces / Opak.5 sztuk

DD.522.015

Mirror handle graduated / Uchwyt do lusterka z podziałką



DD.540.020



DD.540.010



Pack of 5 pieces / Opak.5 sztuk

DD.540.015



DD.520.010



D-Lite

ILLUMINATED Mouth Mirror
Lusterko podświetlone



DD.035.000
Complete with batteries
Komplet z baterii




Each / Sztuka

Single-Use Mirror / Lusterka jednorazowa
DD.035.010

Explorers double ended flexible
Zgłębniki dwustronne miękkie

Classic Round 6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt



DD.101.020 Fig. 2

DD.101.030 Fig. 3

DD.101.050 Fig. 5

DD.181.023 Fig. TU17/23


DD.151.623 Fig. 6/23



DD.161.050 Fig. 5
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

Explorers double ended rigid
Zgłębniki dwustronne twarde

Classic Round 6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt



DD.150.170 Fig. 23/17

DD.150.171 Fig. 23/17A


DD.150.160 Fig. 23/16



DD.160.170 Fig. 23/17
Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

Explorers double ended rigid
Zgłębniki dwustronne twarde

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip Color Coded



DD.154.170 Fig. 23/17

DD.154.171 Fig. 23/17A

Expro (explorer-probe combination)
Zgłębnik-Sonda



DD.454.239 Fig. 23/Williams

Periodontal probe
Sonda periodontyczna



DD.734.230
WHO

Explorers single ended flexible
Zgłębniki jednostronne miękkie




6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt




Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.

- DD.211.060 Fig. 6
- DD.211.061 Fig. 6A
- DD.211.090 Fig. 9
- DD.211.230 Fig. 23
- DD.211.320 Fig. 32



Explorers single ended rigid
Zgłębniki jednostronne twarde

Classic-8
5.5 mm solid handle
5.5 mm pełny uchwyt



Explorers single ended rigid
Zgłębniki jednostronne twarde



6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt




- DD.313.060 Fig. 6
- DD.313.090 Fig. 9
- DD.313.110 Fig. 11
- DD.313.160 Fig. 16
- DD.313.230 Fig. 23

Pack of 5 pieces / Opak. 5 szt.



Explorers single ended rigid
Zgłębniki jednostronne twarde

SOFT LINE INSTRUMENTS
soft and sure grip






**Periodontal probes
Sondy periodontyczne**



6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt

Color-Coded




**Periodontal probes
Sondy periodontyczne**



6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt

Color-Coded




**Expos (explorer-probe combination)
Zgłębniki-Sondy**



6 mm solid handle
6 mm pełny uchwyt

Color Coded



Deluxe tweezers, 18-8 stainless steel
Deluxe pensety ze stali nierdzewnej 18-8



DD.900.150 College
150 mm



DD.901.150 Meriam
150 mm



DD.909.050 College
150 mm



DD.929.050 College Locking
z zamkiem



DD.934.010 Flagg
160 mm



DD.944.010 Meriam
160 mm



DD.978.130 Perry
130 mm



DD.979.130 Perry
130 mm



DD.909.055 College
DD.934.015 Flagg
DD.944.015 Meriam
Pack of 5 Pieces / Opak. 5 szt

Deluxe tweezers titanium
Deluxe penseta tytanowa



DD.890.010 College
150 mm

Tweezers
Pensety



DD.910.050 College



DD.930.050 College - Locking
z zamkiem



DD.920.010 College Fig. 8



DD.935.010 Flagg



DD.945.010 Meriam



DD.980.130 Perry

TOE Joint
Easy to clean / Łatwość czyszczenia



DD.911.050 College TOE



DD.946.010 Meriam TOE

Diagnostic sets
Zestawy diagnostyczne

With flexible explorer / Zawierające miękki zglębnik



DD.998.230
Contents / Zawiera
DD.526.020
DD.515.040
DD.304.230
DD.900.150



DD.996.230
Contents / Zawiera
DD.522.010
DD.509.040
DD.201.230
DD.909.050



DD.996.090
Contents / Zawiera
DD.522.010
DD.509.040
DD.201.090
DD.909.050



DD.996.061
Contents / Zawiera
DD.522.010
DD.509.040
DD.201.061
DD.909.050



With rigid explorer / Zawierające twardy zglębnik



DD.997.230
Contents / Zawiera
DD.522.010
DD.509.040
DD.303.230
DD.909.050



DD.997.090
Contents / Zawiera
DD.522.010
DD.509.040
DD.303.090
DD.909.050



DD.997.060
Contents / Zawiera
DD.522.010
DD.509.040
DD.303.060
DD.909.050